

протокол

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия.

**Презервативы из натурального латекса текстурированные
Contex®:**

- 1. Dotted – с точечной структурой;**
- 2. Ribbed – с ребристой структурой.**

1. В свёрнутом виде.



2. В развёрнутом виде.



3. В первичной упаковке:





* белым полем обозначена область нанесения маркировки



4. Проект дизайна фронтальной стороны вторичной/потребительской упаковки

5. проект маркировки задней стороны вторичной/потребительской упаковки (обязательная информация).

Наименование МИ:

Презервативы из натурального латекса текстурированные Contex® Dotted – с точечной структурой.

Производитель (наименование и адрес):

“Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.”, 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство

Страна происхождения медицинского изделия:

Таиланд

Импортёр/Уполномоченная организация:

ООО “Рекитт Бенкизер Хэлскэр”, Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3.

Информация о том, что медицинское изделие для одноразового использования:

Презервативы предназначены только для одноразового использования.

Информация об условиях хранения:

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре 0 - 25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

Информация о регистрационном удостоверении:

Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу).

Описание медицинского изделия:

с точками, прямой формы, с накопителем, в силиконовой смазке;

Информация о размерах медицинского изделия:

Номинальная длина – 180 мм. Номинальная ширина – 52 мм.

Информация о смазке:

С силиконовой смазкой. Смазка не разрушает сперматозоиды.

Символы:



« - содержит натуральный латекс»



« - запрет на повторное применение»



« - Осторожно!»

Презервативы из натурального латекса текстурированные Contex®

Ribbed – с ребристой структурой.

1. В свёрнутом виде.



2. В развёрнутом виде.



3. В первичной упаковке:



RIBBED
LOT XXXXXXXXXX
XXXX ⌚ EXP YYYY-MM



Презервативы из натурального латекса текстурированные Contex® Ribbed – с ребристой структурой.

3 презерватива CONTEX® RIBBED (Рибд) с ребристой структурой в силиконовой смазке для дополнительной стимуляции. Цветные (коралловые), прямой формы, с ребрами, с накопителем. Номинальные размеры: длина – 180 мм, ширина – 53 мм. Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки! Проверены электроникой. Только для однократного использования. Презервативы торговой марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП. Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°C. Избегать прямых солнечных лучей. Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу). Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелскзар (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слай, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство. Страна происхождения: Таиланд. Импортёр/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскзар», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20; e-mail: ConsumerHealth_RU@reckitt.com Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166; e-mail: ConsumerHealth_BY@reckitt.com Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.



ISO 4074

LOT/номер серии:

Рег. уд. №


EXP/годен до (гггг-мм-мм)



Ribbed

для дополнительной стимуляции

с ребрами



3 презерватива



Ribbed
с ребрами




Ribbed

для дополнительной стимуляции



с ребрами



3 презерватива




Нажмите и разверните упаковку для изучения инструкции. Для хранения неиспользованных презервативов соберите упаковку обратно.

Ribbed

для дополнительной стимуляции

с ребрами



3 презерватива



Презервативы из натурального латекса текстурированные Contex® Ribbed – с ребристой структурой.

3 презерватива CONTEX® RIBBED (Рибд) с ребристой структурой в силиконовой смазке для дополнительной стимуляции. Цветные (коралловые), прямой формы, с ребрами, с накопителем. Номинальные размеры: длина – 180 мм, ширина – 53 мм. Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха. **Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!** Проверены электроникой. Только для одноразового использования. Презервативы торговой марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП. Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°C. Избегать прямых солнечных лучей. Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу). Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство. Страна происхождения: Таиланд. Импортер/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20; e-mail: ConsumerHealth_RU@reckitt.com Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166; e-mail: ConsumerHealth_BY@reckitt.com

Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.



50029339



ISO 4074

LOT/номер партии

Рег. уд. №

EXP/годен до (ГГГГ-ММ):

5. Маркировка на внутренней стороне вторичной/потребительской упаковки (обязательная информация)

Перед использованием внимательно прочитать инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ВНИМАНИЕ: Проверить срок годности презерватива перед использованием. Если индивидуальная упаковка повреждена, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.

2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель, надеть презерватив на головку эрегированного пениса.

3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Если презерватив не разворачивается, значит он свернут в обратную сторону. Выбросить данный презерватив и использовать новый. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или его чрезмерного сжимания пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

Для анального секса или при необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива.

Презервативы могут предоставлять опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презервативы предназначены только для однократного использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые

пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива, если чувствуется дискомфорт или раздражение во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100 % защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.



Дата последней редакции инструкции: 10/2022

всего прошито и скреплено
печатью 13 лист(-а/-ов)

