

ГЕМОДЖЕНИКС

123154, г. Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3 комната 4.
Tel\Fax: +7 495 363-69-38

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»


Д.Н. Дворцов

«02» марта 2020 г.


Фотографические изображения общего вида

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019, варианты исполнений.


Набор однокамерный




Набор двухкамерный




Набор трехкамерный




Набор четырехкамерный




Набор пятикамерный



Набор шестикамерный



Набор семикамерный



Макеты маркировки этикеток Наборов однокамерных

Макет этикетки контейнера с раствором

Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 12315 4, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2
СЕРИЯ		ГОДЕН ДО
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения: Набор однокамерный в составе: REF Указание по применению контейнера Стерильно, апирогенно, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор непрозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом. РУ № XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г.      	

Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 12315 4, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2
 LOT		
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): : Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): : ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения: Набор однокамерный в составе: REF Указание по применению контейнера Стерильно, апирогенно, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор непрозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом. РУ № XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г.      	

Макет этикетки контейнера без раствора

Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 12315 4, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2
СЕРИЯ ГОДЕН ДО		
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения: Набор однокамерный в составе: REF Указание по применению контейнера Стерильно, апиrogenно, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом. РУ № XXXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г.       STERILE EO 	

Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 12315 4, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2
 LOT		
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения: Набор однокамерный в составе: REF Указание по применению контейнера Стерильно, апиrogenно, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом. РУ № XXXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г.       STERILE EO 	

Макеты маркировки этикеток Наборов многокамерных*

* - на этикетках двух-, трех-, четырех-, пяти-, шести- и семикамерных наборов полное наименование изделия может быть указано только на этикетке контейнера с раствором антикоагулянта

Макет этикетки контейнеров с раствором

Наименование и адрес изготовителя, прикомандованного претензии потребителя: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.		ГЕМОДЖЕНИКС	
		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2	
СЕРИЯ		ГОДЕН ДО	
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения: Набор двухкамерный (или трехкамерный, или четырехкамерный, или пятикамерный, или шестикамерный, или семикамерный) в составе: REF Указание по применению контейнера Стерильно, асептично, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и ее компонентов, пока не нанесена маркировка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор непрозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом. РУ № XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г. 		


Наименование и адрес изготовителя, прикомандованного претензии потребителя: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.		ГЕМОДЖЕНИКС	
		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2	
 LOT			
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения: Набор двухкамерный (или трехкамерный, или четырехкамерный, или пятикамерный, или шестикамерный, или семикамерный) в составе: REF Указание по применению контейнера Стерильно, асептично, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и ее компонентов, пока не нанесена маркировка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор непрозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом. РУ № XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г. 		

Макет этикеток контейнеров без раствора

Наименование и адрес изготовителя, приписанного претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4. 		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2
СЕРИЯ		ГОДЕН ДО
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): : Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): : ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения: Набор двухкамерный (или трехкамерный, или четырехкамерный, или пятикамерный, или шестикамерный, или семикамерный) в составе: REF   Указание по применению контейнера Стерильно, асептично, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом: РУ № XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г.     STERILE 	

Наименование и адрес изготовителя, приписанного претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4. 		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2
LOT		
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): : Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): : ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения: Набор двухкамерный (или трехкамерный, или четырехкамерный, или пятикамерный, или шестикамерный, или семикамерный) в составе: REF   Указание по применению контейнера Стерильно, асептично, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом: РУ № XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г.     STERILE 	

Макет этикеток контейнеров без указания наименования медицинского изделия

Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2
СЕРИЯ ГОДЕН ДО		
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): : Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): : ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Набор двухкамерный (или трехкамерный, или четырехкамерный, или пятикамерный, или шестикамерный, или семикамерный) в составе: REF Указание по применению контейнера Стерильно, апирогенно, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор непрозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом.  РУ № XXXXXX от ДДММГГГГ г.      	

Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.		Место для Ш.К. 1 Место для Ш.К. 2
LOT		
НОМЕР ДОНОРА: ДАТА ЗАБОРА: ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВО (ГРУППА КРОВИ): : Rh (РЕЗУС-ФАКТОР): : ФИО ВРАЧА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	Набор двухкамерный (или трехкамерный, или четырехкамерный, или пятикамерный, или шестикамерный, или семикамерный) в составе: REF Указание по применению контейнера Стерильно, апирогенно, нетоксично. Не предназначен для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначен для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор непрозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения с конечным продуктом.  РУ № XXXXXX от ДДММГГГГ г.      	

Макет транспортной этикетки

Наименование, адрес и логотип изготовителя, принимающего претензии потребителей	ГЕМОДЖЕНИКС  Россия, 12315 4, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.
Сведения о месте производства медицинского изделия	
Наименование изделия и его вариант исполнения; состав изделия	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения: Набор однокамерный (или двухкамерный или трехкамерный или четырехкамерный или пятикамерный или шестикамерный или семикамерный) в составе:
Каталожный номер изделия	
Сведения о сроке годности медицинского изделия	
Номер серии или номер партии	
Номер и дата регистрационного удостоверения	XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г.
Количество изделий в транспортной таре	
Масса брутто	
Штрих-код продукции и/или его цифровое изображение	
     	

Макет этикетки на групповую упаковку

ГЕМОДЖЕНИКС 			
Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019 вариант исполнения:			
Набор однокамерный (или двухкамерный или трехкамерный или четырехкамерный или пятикамерный или шестикамерный или семикамерный) в составе:			
РУ № XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ г.			
REF			
Использовать не позднее, чем через 14 дней после вскрытия групповой упаковки.			
  	Количество изделий в групповой упаковке: 		
• Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4.  <table border="1"><tr><td>Мерпо для Ш.К. 1</td></tr><tr><td>Мерпо для Ш.К. 2</td></tr></table>		Мерпо для Ш.К. 1	Мерпо для Ш.К. 2
Мерпо для Ш.К. 1			
Мерпо для Ш.К. 2			

Макет упаковочного листа

Упаковочный лист

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

(наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак)

Наименование изделия	Обозначение типа (вида, модели)	Число изделий в упаковке/ Единица измерения
		Шт.

Упаковал	Упаковщик	
	(должность)	(условный номер)
Упаковку	Представитель ОТК	
проверил	(должность)	(условный номер)

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов с растворами и без по ТУ 32.50.50-005-02649147-2019, варианты исполнения:

Варианты исполнения:

I. Наборы однокамерные в составе:

1. Контейнер в вариантах: Контейнер без раствора или Контейнер с раствором ЦФГ или Контейнер с раствором ЦФД или Контейнер с раствором ЦФДА-1 или Контейнер с раствором Фаглюцид или Контейнер с раствором Глюгицир или Контейнер с раствором САГМ или Контейнер с раствором PAGGSM или Контейнер с раствором Тромбосол (1 шт.);
2. Игла в вариантах: Металлическая игла с защитным колпачком и контролем первого вскрытия и/или Полимерная игла с защитным колпачком и/или Полимерная игла с боковым отверстием и защитным колпачком и/или Полимерная игла с капельницей и защитным колпачком (до 9 шт.);
3. Защита от укола (при необходимости до 2 шт.);
4. Контейнер для образца (при необходимости до 1 шт.);
5. Адаптер для вакуумных пробирок (при необходимости до 1 шт.);
6. Капельница (при необходимости до 1 шт.);
7. У-образный разветвитель (при необходимости до 7 шт.);
8. Зажим в вариантах: Зажим с фиксатором и/или Щелевой зажим и/или Роликовый зажим и/или Необратимо закрывающийся зажим (до 9 шт.);
9. Переламаваемый клапан (при необходимости до 10 шт.);
10. Лейкоцитарный фильтр в жестком корпусе (при необходимости до 1 шт.);
11. Лейкоцитарный фильтр в мягком корпусе (при необходимости до 1 шт.);
12. Клапан обратного тока (при необходимости до 1 шт.);
13. Трубка (до 50 шт.).

II. Наборы двухкамерные в составе:

1. Контейнер в вариантах: Контейнер без раствора и/или Контейнер с раствором ЦФГ и/или Контейнер с раствором ЦФД и/или Контейнер с раствором ЦФДА-1 и/или Контейнер с раствором Фаглюцид и/или Контейнер с раствором Глюгицир и/или Контейнер с раствором САГМ и/или Контейнер с раствором PAGGSM и/или Контейнер с раствором Тромбосол (2 шт.);

2. Игла в вариантах: Металлическая игла с защитным колпачком и контролем первого вскрытия и/или Полимерная игла с защитным колпачком и/или Полимерная игла с боковым отверстием и защитным колпачком и/или Полимерная игла с капельницей и защитным колпачком (до 9 шт.);
3. Защита от укола (при необходимости до 2 шт.);
4. Контейнер для образца (при необходимости до 1 шт.);
5. Адаптер для вакуумных пробирок (при необходимости до 1 шт.);
6. Капельница (при необходимости до 2 шт.);
7. У-образный разветвитель (при необходимости до 9 шт.);
8. Зажим в вариантах: Зажим с фиксатором и/или Щелевой зажим и/или Роликовый зажим и/или Необратимо закрывающийся зажим (до 11 шт.);
9. Переламываемый клапан (при необходимости до 10 шт.);
10. Лейкоцитарный фильтр в жестком корпусе (при необходимости до 1 шт.);
11. Лейкоцитарный фильтр в мягком корпусе (при необходимости до 1 шт.);
12. Клапан обратного тока (при необходимости до 1 шт.);
13. Трубка (до 50 шт.).

III. Наборы трехкамерные в составе:

1. Контейнер в вариантах: Контейнер без раствора и/или Контейнер с раствором ЦФГ и/или Контейнер с раствором ЦФД и/или Контейнер с раствором ЦФДА-1 и/или Контейнер с раствором Фаглюцид и/или Контейнер с раствором Глюгидир и/или Контейнер с раствором САГМ и/или Контейнер с раствором PAGGSM и/или Контейнер с раствором Тромбосол (3 шт.);
2. Игла в вариантах: Металлическая игла с защитным колпачком и контролем первого вскрытия и/или Полимерная игла с защитным колпачком и/или Полимерная игла с боковым отверстием и защитным колпачком и/или Полимерная игла с капельницей и защитным колпачком (до 9 шт.);
3. Защита от укола (при необходимости до 2 шт.);
4. Контейнер для образца (при необходимости до 1 шт.);
5. Адаптер для вакуумных пробирок (при необходимости до 1 шт.);
6. Капельница (при необходимости до 3 шт.);
7. У-образный разветвитель (при необходимости до 12 шт.);
8. Зажим в вариантах: Зажим с фиксатором и/или Щелевой зажим и/или Роликовый зажим и/или Необратимо закрывающийся зажим (до 13 шт.);
9. Переламываемый клапан (при необходимости до 10 шт.);

10. Лейкоцитарный фильтр в жестком корпусе (при необходимости до 1 шт.);
11. Лейкоцитарный фильтр в мягком корпусе (при необходимости до 1 шт.);
12. Клапан обратного тока (при необходимости до 1 шт.);
13. Трубка (до 50 шт.).

IV. Наборы четырехкамерные в составе:

1. Контейнер в вариантах: Контейнер без раствора и/или Контейнер с раствором ЦФГ и/или Контейнер с раствором ЦФД и/или Контейнер с раствором ЦФДА-1 и/или Контейнер с раствором Фаглюцид и/или Контейнер с раствором Глюгидир и/или Контейнер с раствором САГМ и/или Контейнер с раствором PAGGSM и/или Контейнер с раствором Тромбосол (4 шт.);
2. Игла в вариантах: Металлическая игла с защитным колпачком и контролем первого вскрытия и/или Полимерная игла с защитным колпачком и/или Полимерная игла с боковым отверстием и защитным колпачком и/или Полимерная игла с капельницей и защитным колпачком (до 9 шт.);
3. Защита от укола (при необходимости до 2 шт.);
4. Контейнер для образца (при необходимости до 1 шт.);
5. Адаптер для вакуумных пробирок (при необходимости до 1 шт.);
6. Капельница (при необходимости до 4 шт.);
7. У-образный разветвитель (при необходимости до 15 шт.);
8. Зажим в вариантах: Зажим с фиксатором и/или Щелевой зажим и/или Роликовый зажим и/или Необратимо закрывающийся зажим (до 15 шт.);
9. Переламываемый клапан (при необходимости до 10 шт.);
10. Лейкоцитарный фильтр в жестком корпусе (при необходимости до 2 шт.);
11. Лейкоцитарный фильтр в мягком корпусе (при необходимости до 2 шт.);
12. Клапан обратного тока (при необходимости до 2 шт.);
13. Трубка (до 50 шт.).

V. Наборы пятикамерные в составе:

1. Контейнер в вариантах: Контейнер без раствора и/или Контейнер с раствором ЦФГ и/или Контейнер с раствором ЦФД и/или Контейнер с раствором ЦФДА-1 и/или Контейнер с раствором Фаглюцид и/или Контейнер с раствором Глюгидир и/или Контейнер с раствором САГМ и/или Контейнер с раствором PAGGSM и/или Контейнер с раствором Тромбосол (5 шт.);

2. Игла в вариантах: Металлическая игла с защитным колпачком и контролем первого вскрытия и/или Полимерная игла с защитным колпачком и/или Полимерная игла с боковым отверстием и защитным колпачком и/или Полимерная игла с капельницей и защитным колпачком (до 9 шт.);
3. Защита от укола (при необходимости до 2 шт.);
4. Контейнер для образца (при необходимости до 1 шт.);
5. Адаптер для вакуумных пробирок (при необходимости до 1 шт.);
6. Капельница (при необходимости до 5 шт.);
7. У-образный разветвитель (при необходимости до 17 шт.);
8. Жажим в вариантах: Жажим с фиксатором и/или Щелевой жажим и/или Роликовый жажим и/или Необратимо закрывающийся жажим (до 17 шт.);
9. Переламываемый клапан (при необходимости до 10 шт.);
10. Лейкоцитарный фильтр в жестком корпусе (при необходимости до 2 шт.);
11. Лейкоцитарный фильтр в мягком корпусе (при необходимости до 2 шт.);
12. Клапан обратного тока (при необходимости до 2 шт.);
13. Трубка (до 50 шт.).

VI. Наборы шестикамерные в составе:

1. Контейнер в вариантах: Контейнер без раствора и/или Контейнер с раствором ЦФГ и/или Контейнер с раствором ЦФД и/или Контейнер с раствором ЦФДА-1 и/или Контейнер с раствором Фаглюцид и/или Контейнер с раствором Глюгидир и/или Контейнер с раствором САГМ и/или Контейнер с раствором PAGGSM и/или Контейнер с раствором Тромбосол (6 шт.);
2. Игла в вариантах: Металлическая игла с защитным колпачком и контролем первого вскрытия и/или Полимерная игла с защитным колпачком и/или Полимерная игла с боковым отверстием и защитным колпачком и/или Полимерная игла с капельницей и защитным колпачком (до 9 шт.);
3. Защита от укола (при необходимости до 2 шт.);
4. Контейнер для образца (при необходимости до 1 шт.);
5. Адаптер для вакуумных пробирок (при необходимости до 1 шт.);
6. Капельница (при необходимости до 6 шт.);
7. У-образный разветвитель (при необходимости до 19 шт.);
8. Жажим в вариантах: Жажим с фиксатором и/или Щелевой жажим и/или Роликовый жажим и/или Необратимо закрывающийся жажим (до 19 шт.);
9. Переламываемый клапан (при необходимости до 10 шт.);

10. Лейкоцитарный фильтр в жестком корпусе (при необходимости до 2 шт.);
11. Лейкоцитарный фильтр в мягком корпусе (при необходимости до 2 шт.);
12. Клапан обратного тока (при необходимости до 2 шт.);
13. Трубка (до 50 шт.).

VII. Наборы семикамерные в составе:

1. Контейнер в вариантах: Контейнер без раствора и/или Контейнер с раствором ЦФГ и/или Контейнер с раствором ЦФД и/или Контейнер с раствором ЦФДА-1 и/или Контейнер с раствором Фаглюцид и/или Контейнер с раствором Глюгидир и/или Контейнер с раствором САГМ и/или Контейнер с раствором PAGGSM и/или Контейнер с раствором Тромбосол (7 шт.);
2. Игла в вариантах: Металлическая игла с защитным колпачком и контролем первого вскрытия и/или Полимерная игла с защитным колпачком и/или Полимерная игла с боковым отверстием и защитным колпачком и/или Полимерная игла с капельницей и защитным колпачком (до 9 шт.);
3. Защита от укола (при необходимости до 2 шт.);
4. Контейнер для образца (при необходимости до 1 шт.);
5. Адаптер для вакуумных пробирок (при необходимости до 1 шт.);
6. Капельница (при необходимости до 7 шт.);
7. У-образный разветвитель (при необходимости до 21 шт.);
8. Зажим в вариантах: Зажим с фиксатором и/или Щелевой зажим и/или Роликовый зажим и/или Необратимо закрывающийся зажим (до 21 шт.);
9. Переламеняемый клапан (при необходимости до 10 шт.);
10. Лейкоцитарный фильтр в жестком корпусе (при необходимости до 2 шт.);
11. Лейкоцитарный фильтр в мягком корпусе (при необходимости до 2 шт.);
12. Клапан обратного тока (при необходимости до 2 шт.);
13. Трубка (до 50 шт.).

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
17 лист(ов)

Генеральный директор ООО "ТЕМОДЖЕНИКС"

Дворцов Д.Н.

"02" 03 2020г.

