

УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДИАКОН»

И.Е. Карпова

«          »            2021г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

**МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Анализатор биохимический автоматический СА-800.**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

**Furuno Electric Co., Ltd., («Фуруно Электрик Ко., Лтд.»)**

**Анализатор биохимический автоматический СА-800, в составе:**

- 1.Руководство пользователя (Operator's Manual) -1 шт.
- 2.Руководство пользователя (ISE manual) при необходимости -1 шт.
- 3.Руководство пользователя (Administrator manual) -1 шт.
- 4.Отвертка (Screw Driver) -1 шт.
- 5.Зажим для шланга (Hose Clamp) -1 шт.
- 6.Трубка для слива отходов высокой концентрации (ICM) (High Conc. Waste Tube (ISE)) -1 шт.
- 7.Сетевой кабель (Power Cable) -1 шт.
- 8.Галогенная лампа в сборе (Halogen Lamp Assy) при необходимости -1 шт.
- 9.Промывающий раствор C-1 (Wash Solution C-1) при необходимости -2 шт.
- 10.Промывающий раствор № 3 (Wash Solution No.3) при необходимости -2 шт.
- 11.Промывающий раствор № 9 (Wash Solution No.9) при необходимости -2 шт.
- 12.Промывающий раствор № 10-2 (Wash Solution No. 10-2) при необходимости -3 шт.
- 13.Стандарт внутренний 200 мл (Internal Standard 200 ml) при необходимости -1 уп.
- 14.Буферный раствор (Buffer solution) при необходимости -1 шт.
- 15.Набор стандартов сывороточных (Serum standart set NA) при необходимости -1 уп.
- 16.Набор стандартов мочи (Urine standart set) при необходимости -1 уп.
- 17.Раствор моющий (Detergent Solution) при необходимости -1 уп.
- 18.Раствор проверочный NA/K (NA/K Check Solution) при необходимости -1 уп.
- 19.Электрод для определения ионов натрия (Na Electrode) при необходимости -1 шт.
- 20.Электрод для определения ионов калия (K Electrode) при необходимости -1 шт.
- 21.Электрод для определения ионов хлора (Cl Electrode) при необходимости -1 шт.
- 22.Электрод сравнения (Electrode Ref) при необходимости -1 шт.
- 23.Глушитель шума (Silencer) -2 шт.
- 24.Внутренний ротор для образцов (ASP INNER RING RACK ASSY) при необходимости -1 комплект
- 25.Внешний ротор для образцов (ASP OUTER RING RACK ASSY) при необходимости -1 комплект
- 26.Приспособление для очистки дозаторов (Pipette cleaning jig) -1 шт.
- 27.Кюветы (Cuvettes) при необходимости -1 комплект
- 28.Флакон для реагента с крышкой (Reagent bottle with cap) при необходимости -1 уп.
- 29.Автоподатчик RH-150 (Rack Handler RH-150) при необходимости -1 шт., в составе:
  - Шайба круглая (Circular washer)-4 шт.
  - Фиксирующая пластина (Fixing plate)-4 шт.
  - Корзина для штативов (Rack basket)-2 шт.
- 30.Штатив (Rack)-100 шт.
- 31.Гайка М8 (Hexagon nut (M8))-8 шт.
- 32.Шайба (Washer)-4 шт.
- 33.Пружинная шайба (Spring Washer)-4 шт.
- 34.Кабель питания 3м (Power cable 3M)-1 шт.
- 35.Хаб (HUB)-1 шт.
- 36.LAN-кабель 5м (Lan cable 5M)-1 шт.
- 37.LAN-кабель 2м (Lan cable 2M)-1 шт.
- 38.Боковая защитная крышка (Top\_side\_panel\_H)-1 шт.
- 39.Защитная крышка дозатора образца (Side\_cover\_H)-1 шт.
- 40.Крепежная пластина №1 (Rack\_plate1)-1 шт.
- 41.Крепежная пластина №2 (Rack\_plate2)-1 шт.
- 42.Крепежная пластина №3 (Rack\_plate3)-1 шт.
- 43.Крепежная пластина №4 (Rack\_plate4)-1 шт.
- 44.Винт М3х8мм (Screw (M3X8))-8 шт.
- 45.Винт М4х8мм (Screw (M4X8))-1 шт.
- 46.Винт М4х10мм (Screw (M4X10))-5 шт.
- 47.Болт М8х80мм (M8 bolt)-4 шт.
- 48.Пандус (Slope)-1 шт.
- 49.Скобы пандуса (Slope fixing bolt)-2 шт.

- Вставка для флаконов (45 шт/1 упаковка) (R1 btl support)-1 уп.
- Адаптер для флаконов (50 шт/1 упаковка) (R1 bottle adp)-1 уп.
- Переходник для контейнеров образца. (94 шт/1 упаковка) (Sc adp guide )-1 уп.
- Адаптер для контейнеров образца (94 шт/1 упаковка) (Sample cup adapter)-1 уп.
- Кронштейн (LCD arm)-1 шт.


**Анализатор биохимический автоматический СА-800 (Общий вид изделия)**



1.Руководство пользователя (Operator's Manual) -1 шт.

Руководство пользователя  
(Operator's Manual)

Анализатор биохимический автоматический СА-800




FURUNOELECTRICCO., LTD.

2.Руководство пользователя (ISE manual) при необходимости -1 шт.


Руководство пользователя  
(ISE manual)

Анализатор биохимический автоматический СА-800



FURUNOELECTRICCO., LTD.

3.Руководство пользователя (Administrator manual) -1 шт.





5.Зажим для шланга (Hose Clamp) -1 шт.



**6.Трубка для слива отходов высокой концентрации (ИСМ) (High Conc. Waste Tube (ISE)) -1 шт.**



7.Сетевой кабель (Power Cable) -1 шт.



8.Галогенная лампа в сборе (Halogen Lamp Assy) при необходимости -1 шт.



9.Промывающий раствор C-1 (Wash Solution C-1) при необходимости -2 шт.



10.Промывающий раствор № 3 (Wash Solution No.3) при необходимости -2 шт.



11.Промывающий раствор № 9 (Wash Solution No.9) при необходимости -2 шт.



12.Промывающий раствор № 10-2 (Wash Solution No. 10-2) при необходимости -3 шт.



13. Стандарт внутренний 200 мл (Internal Standard 200 ml) при необходимости -1 уп.



00003592200  
Buffer Solution  
2000ml  
For in vitro diagnostic use only  
LOT FM063A  
2022.03  
FURUNO ELECTRIC CO., LTD.  
2-30 Nakayama-cho, Sakai, Japan  
Emurgo Europe  
Pharmaceuticals Ltd 2014 AP 7th Floor, The Shard  
00003592200 101

15.Набор стандартов сывороточных (Serum standart set NA) при необходимости -1 уп.




16.Набор стандартов мочи (Urine standart set) при необходимости -1 уп.



17. Раствор моющий (Detergent Solution) при необходимости -1 уп.



18. Раствор проверочный NA/K (NA/K Check Solution) при необходимости -1 уп.




# Na / K Check Solution

2 x 50mL

SE050000021

For in vitro diagnostic use only




**LOT** EC608A

2017.08



**FURUNO ELECTRIC CO., LTD**

2-20 Nishinomiya-hama, Nishinomiya, 662-0934, Japan



**Emergo Europe**

Molenstraat 15 2513 BH The Hague, The Netherlands

SE050000021-000


50972A

GS1-128




(01)04560161906611(17)170900(10)EC608A

20.Электрод для определения ионов калия (K Electrode) при необходимости -1 шт.



21.Электрод для определения ионов хлора (Cl Electrode) при необходимости -1 шт.



# Ref Electrode

Electrodo de Referencia  
Referenz Elektrode

Electrodo di Riferimento  
Electrodo de Referencia  
Electrodo de Referencia

Fa un uso diagnostico  
Pour une utilisation diagnostique  
Nur für die in vitro Diagnostik  
Solo per uso diagnostico in vitro  
Solo para uso diagnostico in vitro  
Použije pouze diagnostické in vitro

0°C X<sub>max</sub> CE




23. Глушитель шума (Silencer) -2 шт.



24. Внутренний ротор для образцов (ASP INNER RING RACK ASSY) при необходимости - 1 комплект



25. Внешний ротор для образцов (ASP OUTER RING RACK ASSY) при необходимости -1 комплект




26.Приспособление для очистки дозаторов (Pipette cleaning jig) -1 шт.



27.Кюветы (Cuvettes) при необходимости -1 комплект





28. Флакон для реагента с крышкой (Reagent bottle with cap) при необходимости - 1 уп.



29.Автоподатчик RH-150 (Rack Handler RH-150) при необходимости -1 шт., в составе:



-Шайба круглая (Circular washer)-4 шт.




-Фиксирующая пластина (Fixing plate)-4 шт.



-Корзина для штативов (Rack basket)-2 шт.



-Штатив (Rack)-100 шт.



-Гайка М8 (Hexagon nut (M8))-8 шт.



-Шайба (Washer)-4 шт.



-Пружинная шайба (Spring Washer)-4 шт.



-Кабель питания 3м (Power cable 3M)-1 шт.



-Хаб (HUB)-1 шт.




-LAN-кабель 5м (Lan cable 5M)-1 шт.




-LAN-кабель 2м (Lan cable 2M)-1 шт.



-Боковая защитная крышка (Top\_side\_panel\_H)-1 шт.



-Защитная крышка дозатора образца (Side\_cover\_H)-1 шт.



-Крепежная пластина №1 (Rack\_plate1)-1 шт.



-Крепежная пластина №2 (Rack\_plate2)-1 шт.



-Крепежная пластина №3 (Rack\_plate3)-1 шт.



-Крепежная пластина №4 (Rack\_plate4)-1 шт.



-Винт М3х8мм (Screw (M3X8))-8 шт.



-Винт М4х8мм (Screw (M4X8))-1 шт.



-Винт М4х10мм (Screw (M4X10))-5 шт.



-Болт М8х80мм (М8 bolt)-4 шт.



-Пандус (Slope)-1 шт.




-Скобы пандуса (Slope fixing bolt)-2 шт.



-Вставка для флаконов (45 шт/1 упаковка) (R1 btl support)-1 уп.



-Адаптер для флаконов (50 шт/1 упаковка) (R1 bottle adp)-1 уп.




-Переходник для контейнеров образца. (94 шт/1 упаковка) (Sc adp guide )-1 уп.



-Адаптер для контейнеров образца (94 шт/1 упаковка) (Sample cup adapter)-1 уп.



- Кронштейн (LCD arm)- 1 шт.




**В настоящем документе пронумеровано,**

прошито и скреплено печатью

62 (шестьдесят два) листов

Генеральный директор

АО «ДИАКОН»

  
Карпова И.Е.