

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ЗАО «Медицинское
предприятие Сатурн»



В.Г. Дородейко

«16» 06 200 г.

Руководство

по эксплуатации шпателя Эйера
производства ЗАО «Медицинское предприятие Сатурн»

Шпатель Эйера – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде лопаток, отличающиеся по размерам.

Показания: забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований в гинекологии.

Противопоказания: не имеется.

Предостережения: Недопустимо повторное применение инструмента. Недопустимо применение инструмента при нарушении целостности потребительской (конечной) упаковки.

Недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на упаковке.

Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.

Применять шпатель Эйера необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Шпатель Эйера должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Методика применения:


Забор материала шпателем Эйера должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть потребительскую (конечную) упаковку и извлечь инструмент.
2. Не прилагая значительного усилия, легкими скользящими движениями выполнить забор материала.

3.Собранный на рабочих частях шпателя материал перенести на предметное стекло или поместить в среду для микробиологических исследований.

4.Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.



1868 ME95



ISO 9001

СОГЛАСОВАНО:

директор

(должность)

Испытательный лабораторный центр
медицинских изделий
ООО «Полимертест»



О.В. Дмитриева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» июля 2007 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ЗАО «Медицинское
предприятие Сатурн»



В.Г. Доросейко

06 200 г.

**Руководство по эксплуатации
ложки Фолькмана**
производства ЗАО «Медицинское предприятие Сатурн»

Ложка Фолькмана – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек, отличающиеся по размерам.

Показания: забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований в гинекологии и урологии.

Противопоказания: не имеется.

Предостережения. Недопустимо повторное применение инструмента.

Недопустимо применение инструмента при нарушении целостности потребительской (конечной) упаковки.

Недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на упаковке.

Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.

Применять ложку Фолькмана необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Ложку Фолькмана должен применять только квалифицированный медицинский персонал.



Методика применения:

Забор материала ложкой Фолькмана должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть потребительскую (конечную) упаковку и извлечь инструмент.
2. Не прилагая значительного усилия, легкими скользящими движениями выполнить забор материала.

3. Собранный на рабочих частях ложки Фолькмана материал перенести на предметное стекло или поместить в среду для микробиологических исследований.
4. Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.



СОГЛАСОВАНО:

директор
(должность)

Испытательный лабораторный центр
медицинских изделий
ООО «Полимертест»

А.В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» июня 2007 г.



М.П.

Руководство по эксплуатации ложки Фолькмана

производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург»

Ложка Фолькмана – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек, отличающиеся по размерам.

Показания: забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований в гинекологии и урологии.

Противопоказания: не имеется.

Предостережения. Недопустимо повторное применение инструмента.

Недопустимо применение инструмента при нарушении целостности потребительской (конечной) упаковки.

Недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на упаковке.

Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.

Применять ложку Фолькмана необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.


Ложку Фолькмана должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Методика применения:

Забор материала ложкой Фолькмана должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть потребительскую (конечную) упаковку и извлечь инструмент.
2. Не прилагая значительного усилия, легкими скользящими движениями выполнить забор материала.
3. Собранный на рабочих частях ложки Фолькмана материал перенести на предметное стекло или поместить в среду для микробиологических исследований.
4. Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.



Руководство
по эксплуатации шпателя Эйера
производства ЗАО «Медицинское предприятие Симург»

Шпатель Эйера – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде лопаток, отличающиеся по размерам.

Показания: забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований в гинекологии.

Противопоказания: не имеется.

Предостережения: Недопустимо повторное применение инструмента.

Недопустимо применение инструмента при нарушении целостности потребительской (конечной) упаковки.

Недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на упаковке.

Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.

Применять шпатель Эйера необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Шпатель Эйера должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Методика применения:

Забор материала шпателем Эйера должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть потребительскую (конечную) упаковку и извлечь инструмент.
2. Не прилагая значительного усилия, легкими скользящими движениями выполнить забор материала.
3. Собранный на рабочих частях шпателя материал перенести на предметное стекло или поместить в среду для микробиологических исследований.
4. Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.

