

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕЛ»

Соколов И.А.



« 31 » 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для
всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021, в вариантах
исполнения



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021, вариант исполнения AV-20, питание от бортовой сети автомобиля

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021, вариант исполнения AV-20, питание от бортовой сети автомобиля

РУ № _____ от _____

Изготовитель: ООО «МОНТАЖЕВРОЛИДЕР», (ООО «МЕЛ»).

Юридический адрес: 125222, г. Москва, пер. Уваровский, дом 5, кв. 207.

Место производства: 125367, г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр. 1, пом. 44

SN - 000567

Дата изготовления: июнь 2021г.

Средний срок службы: 1,5 года

IP40

Напряжение: 12-24В ===


Потребляемая мощность: не более 28 Вт

Производительность: не менее 40 м³/час

Масса НЕТТО: 1,2 кг



+5°C



+40°C



Пример маркировки Рециркулятора воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021 для варианта исполнения AV-20, питание от бортовой сети автомобиля

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021, вариант исполнения AV-20, питание от сети

от
РУ №

Изготовитель: ООО «МОНТАЖЕВРОЛИДЕР», (ООО «МЕЛ»).

Юридический адрес: 125222, г. Москва, пер. Уваровский, дом 5, кв. 207.

Место производства: 125367, г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр. 1, пом. 64

SN - 002022

Дата изготовления: июнь 2021г.

Средний срок службы: 1,5 года


IP40

Напряжение: 220В/50Гц ~


Потребляемая мощность: не более 28 Вт

Производительность: не менее 40 м³/час

Масса НЕТТО: 1,2 кг




Пример маркировки Рециркулятора воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021 для варианта исполнения AV-20, питание от сети





Сетевой шнур питания с вилкой



Упаковка Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021, вариант исполнения AV-20

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта
по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021, вариант исполнения AV-20, питание от сети
РУ № от


Изготовитель: ООО «МОНТАЖЕВРОЛИДЕР» (ООО «МЕЛ»)

Юридический адрес: 125222, г. Москва, пер. Уваровский, дом 5, кв. 207.

Место производства: 125367, г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр. 1, ком. 64.

Условия хранения и транспортирования: хранение и транспортирование осуществляется
температурах от плюс 5°C до плюс 40°C, относительной влажности воздуха – до 80%, при температуре
25°C.

Хранение допускается только в упакованном виде на расстоянии не менее 1 м от отопительных и
нагревательных приборов.



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021, вариант исполнения AV-20, питание от бортовой сети РУ № от

Изготовитель: ООО «МОНТАЖЕВРОЛИДЕР» (ООО «МЕЛ»)

Юридический адрес: 125222, г. Москва, пер. Уваровский, дом 5, кв. 207.


Место производства: 125367, г. Москва, Полесский проезд, д.16, стр. 1, ком. 64.

Условия хранения и транспортирования: хранение и транспортирование осуществляется температурах от плюс 5°C до плюс 40°C, относительной влажности воздуха – до 80%, при температуре 25°C.


Хранение допускается только в упакованном виде на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.



Пример маркировки упаковки Рециркулятора воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021 для варианта исполнения AV-20, питание от бортовой сети автомобиля




Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021, вариант исполнения АТ-20, питание от сети



Упаковка Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021,
вариант исполнения АТ-20



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13–002–17034302–2021, вариант исполнения АТ-11, питание от сети



Упаковка Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый HealthLife для всех видов транспорта по ТУ 32.50.13-002-17034302-2021, вариант исполнения AT-11

Прошито и пронумеровано

15 (пятнадцать) (листов)

М.П.

