


УТВЕРЖДАЮ
ООО «АРМАДА-ДЕНТАЛЬ»
Генеральный директор

Алекберов В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов»
(Редакция 1)

Рис. 1 «Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный кобальт-хром «FormAlloy H», банка 1000 г»



Рис. 2 Макет маркировки МИ «Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный кобальт-хром «FormAlloy H», банка 1000 г»

LOT



FormAlloy H

Kobalt-Chrom Guss Legierung
Hohe Corrosion Widerstand Guss Legierung Für Dentale Zwecke
Cobalt-Chrome Casting Alloy
High Corrosion Resistance Casting Alloy For Dental Purpose



CE 1984

PRESIDENT DENTAL

Properties

Proof Stress (Rp0.2) (±10%)	600 MPa
Tensile Elongation	600-630 MPa
Vickers Hardness	260-280 HV10
Fracture Strain	3-25%
Tensile Module (±10%)	135 GPa
Density	8,1-8,4 g/cm ³
Linear casting shrinkage (no more)	2%
Melting point (±10%)	1400C(2552F)
Solidification range (cooling)	1285-1350 C
Castability	Must provide filling of thin-walled products

Net 1000 gr
PROD.01,10035

Composition %

Co (±2%)	Balance (60%)
Cr (±2%)	29%
Mo (±1%)	8,9%
Si	0,1-1%
Mn	0,1-1%
Fe	0,1-1%

* This alloy is Nickel, Beryllium and Cadmium free as defined by ISO 6871-1 and ISO 22874



165 pcs in a jar



Made in Germany
42602968273038

Рис. 3 Макет русскоязычного стикера для МИ «Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный кобальт-хром «FormAlloy H», банка 1000 г»

«Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный кобальт-хром «FormAlloy H», банка 1000 г»

Производитель: Президент Дентал ГмбХ, Германия (President Dental GmbH, Germany)
Kesselbodenstrasse 5, 85391, Allershausen, Германия

Свойства:

Предел текучести (Rp 0,2) ($\pm 10\%$)	600 МПа
Прочность на разрыв	600-630 МПа
Твердость по Виккерсу	260- 280 HV10
Относительное удлинение	3- 25 %
Модуль упругости ($\pm 10\%$)	135 ГПа
Плотность	8.1-8.4 г/м3
Линейная литейная усадка, не более	2 %
Температура плавления ($\pm 10\%$)	1400°C (2552 F)
Диапазон затвердевания (охлаждение)	1285-1350 °C
Жидкотекучесть	Должна обеспечивать заливку тонкостенных изделий

Состав %:

Кобальт (Co) ($\pm 2\%$)	Основа (60%)
Хром (Cr) ($\pm 2\%$)	29%
Молибден (Mo) ($\pm 1\%$)	8,9 %
Металлический кремний (Si)	0,1-1%
Марганец (Mn)	0,1-1%
Железо (Fe)	0,1-1 %

Количество: 165 шт. цилиндров в банке

Уполномоченный представитель: ООО «АРМАДА-ДЕНТАЛЬ»
123592, г. Москва, Неманский проезд, д. 13, корп. 2, кв. 69



Регистрационное удостоверение №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XX г.

Рис.4 МИ «Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный кобальт-хром «FormAlloy S», банка 1000 г»»



Рис. 5 Макет маркировки МИ «Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный кобальт-хром «FormAlloy S», банка 1000 г»»

LOT





CE 1984

PRESIDENT DENTAL

Properties

Proof Stress (Rp0.2)(±10%)	600 MPa
Tensile Elongation	500-530 MPa
Vickers Hardness	260-450 HV10
Fracture Strain	3-25%
Tensile Module (±10%)	135 GPa
Density	8,1-8,4 g/m3
Linear casting shrinkage (no more)	2%
Melting point (±10%)	1400C(2552F)
Solidification range (cooling)	1285-1350 C
Castability	Must provide filing of thin-walled products

FORMAlloy S

Kobalt-Chrom Guss Legierung

Cobalt-Chrome Casting Alloy

Hohe Corosion Widerstand Guss Legierung Für Dentale Zwecke

High Corosion Resistance Casting Alloy For Dental Purposes

FormAlloy H is a cobalt chromium base-metal casting alloy for the manufacture of removable partial dentures and bridgework

Net 1000 gr

PROD.01.10035

Composition%

Co (±2%)	Balance(52%)
Cr (±2%)	35%
Mo (±1%)	9,5%
Si	1,5%
Mn	0,1-1%
Fe	0,1-1%



* This alloy is Nickel, Beryllium and Cadmium free as defined by ISO 6871-1 and ISO 22674

165 pcs in a jar

165 pcs in a jar

Made in Germany

4 2602962730381

Рис. 6 Макет русскоязычного стикера для МИ «Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный кобальт-хром «FormAlloy S», банка 1000 г»»

«Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный кобальт-хром «FormAlloy S», банка 1000 г»»

Производитель: Президент Дентал ГмбХ, Германия (President Dental GmbH, Germany)
Kesselbodenstrasse 5, 85391, Allershausen, Германия

Свойства:

Предел текучести (Rp 0,2) ($\pm 10\%$)	600 МПа
Прочность на разрыв	500-530 Мпа
Твердость по Виккерсу	260-450 HV10
Относительное удлинение	3- 25 %
Модуль упругости ($\pm 10\%$)	135 ГПа
Плотность	8.1-8.4 г/м3
Линейная литейная усадка, не более	2 %
Температура плавления ($\pm 10\%$)	1400°C (2552 F)
Диапазон затвердевания (охлаждение)	1285-1350 °C
Жидкотекучесть	Должна обеспечивать заливку тонкостенных изделий

Состав %:

Кобальт (Co) ($\pm 2\%$)	Основа (52%)
Хром (Cr) ($\pm 2\%$)	35%
Молибден (Mo)	9,5%
Металлический кремний (Si)	1,5%
Марганец (Mn)	0,1-1 %
Железо (Fe)	0,1-1 %

Количество: 165 шт. цилиндров в банке

Уполномоченный представитель: ООО «АРМАДА-ДЕНТАЛЬ»
123592, г. Москва, Неманский проезд, д. 13, корп. 2, кв. 69



Регистрационное удостоверение №ПЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XX г.

Рис. 7 МИ«Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный никель-хром для керамики «CeraPlus S», банка 1000 г»»




Рис. 8 Макет маркировки МИ «Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный никель-хром «CeraPlus S», банка 1000 г»»

LOT

CE 1984

Properties

Proof Stress (Rp0.2) ($\pm 10\%$)	350 MPa
Tensile Elongation	530-560 MPa
Vickers Hardness	160-290 HV10
Fracture Strain	3-30%
Tensile Module ($\pm 10\%$)	115 GPa
Density	8.2-8.5 g/m ³
Linear casting shrinkage (no more)	2%
Melting point	1310-1400 C
Solidification range (cooling)	1295 - 1335C
Castability	Must provide filing of thin-walled products



CERAPLUS S

Nickel-Chrom Legierung für Keramik
Nickel-Chrome Alloy for Ceramics

Cerapulus S is a nickel based porcelain-bonding alloy for the manufacture of dental crowns and bridges

Net 1000 gr
PROD.01.10030

Composition %

Ni ($\pm 2\%$)	Balance (71.5%)
Cr ($\pm 1\%$)	17%
Mo ($\pm 1\%$)	10,5%
Si	1%

* This alloy is Beryllium and Cadmium free as defined by ISO 22674

165 pcs in a jar



Рис. 9 Макет русскоязычного стикера для МИ «Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный никель-хром для керамики «Cetaplus S», банка 1000 г»»

«Сплав литейный стоматологический для изготовления зубных протезов, в варианте исполнения «Сплав литейный никель-хром «Cetaplus S», банка 1000 г»»

Производитель: Президент Дентал ГмбХ, Германия (President Dental GmbH, Germany)
Kesselbodenstrasse 5, 85391, Allershausen, Германия

Свойства:

Предел текучести (Rp 0,2) ($\pm 10\%$)	350 МПа
Прочность на разрыв	530-560 Мпа
Твердость по Виккерсу	160-290 HV10
Относительное удлинение	3 - 30 %
Модуль упругости ($\pm 10\%$)	115 ГПа
Плотность	8,2-8,5 г/м ³
Линейная литейная усадка, не более	2 %
Температура плавления	1310-1400 °C
Диапазон затвердевания (окисление)	1295-1335 °C
Жидкотекучесть	Должна обеспечивать заливку тонкостенных изделий

Состав %:

Никель (Ni) ($\pm 2\%$)	Основа (71,5%)
Хром (Cr) ($\pm 1\%$)	17%
Молибден (Mo) ($\pm 1\%$)	10,5%
Кремний (Si)	1%

Количество: 165 шт. цилиндров в банке

Уполномоченный представитель: ООО «АРМАДА-ДЕНТАЛЬ»
123592, г. Москва, Неманский проезд, д. 13, корп. 2, кв. 69



Регистрационное удостоверение №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XX г.



Именно
и скреплено
печатью
на 11
местах