



ФОТО

**Набора реагентов для определения 17α -гидроксипрогестерона
в сухом пятне крови методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа
в автоматической системе
« 17α -ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А»**

Внешний вид




Общий вид



Компоненты набора:

Планшет




Калибровочные пробы



Контрольные пробы




Антисыворотка




Конъюгат




ЛИФА-Буфер



Усиливающий раствор



Концентрат промывочного раствора



всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 7 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «Иммуноскрин» Н. С. Оси



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИММУНОСКРИН»


Н. С. Осин
20» 07 2021 г.


МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для определения 17α -гидроксипрогестерона
в сухом пятне крови методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа
в автоматической системе
« 17α -ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А»**

Макет маркировки компонентов набора

 ООО «ИММУНОСКРИН» 17α-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А ЛИФА - БУФЕР 120 мл Готов к использованию Только для диагностики <i>in vitro</i> Хранить при 2-8°C Голен до 2022-03 Серия № 21-03А	 ООО «ИММУНОСКРИН» 17α-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А КОНЦЕНТРАТ ПРОМЫВОЧНОГО РАСТВОРА 25-кратный 250 мл Перед использованием разбавить в 25 раз дистиллированной водой Только для диагностики <i>in vitro</i> Хранить при 2-8°C Голен до 2022-03 Серия № 21-03А	 ООО «ИММУНОСКРИН» 17α-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А УСИЛИВАЮЩИЙ РАСТВОР 250 мл Готов к использованию Только для <i>in vitro</i> диагностики Хранить при 2-8°C Голен до 2022-03 Серия № 21-03А
 ООО «ИММУНОСКРИН» 17α-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ комплект из 6 проб Готовы к использованию Только для диагностики <i>in vitro</i> Инактивированы Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют Хранить при 2-8°C Голен до 2022-03 Серия № 21-09А	 ООО «ИММУНОСКРИН» 17α-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОБЫ комплект из 3 проб Готовы к использованию Только для диагностики <i>in vitro</i> Инактивированы Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют Хранить при 2-8°C Голен до 2022-03 Серия № 21-09А	
 ООО «ИММУНОСКРИН» 17α-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А КОНЬЮГАТ 1,5 МЛ растворить в 1,5 мл дистиллированной воды Хранить при 2-8°C Голен до 2022-03 Серия № 20-09А	 ООО «ИММУНОСКРИН» 17α-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А АНТИСЫВОРОТКА 2,8 МЛ Готова к использованию Хранить при 2-8°C Голен до 2022-03 Серия № 21-09А	 ООО «ИММУНОСКРИН» 17α-ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А ПЛАНШЕТ 1 шт. Готов к использованию Хранить при 2-8°C Голен до 2022-03 Серия № 21-09А



ООО «ИММУНОСКРИН»

Россия, 125424, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, д. 75, к. 1, этаж 3, помещ./комн XXI/52. Тел./факс: +7 (495) 491-57-04

**НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
17 α -ГИДРОКСИПРОГЕСТЕРОНА В СУХОМ ПЯТНЕ КРОВИ
МЕТОДОМ ЛАНТАНИДНОГО ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
«17 α -ОН-ПРОГЕСТЕРОН-НЕОСКРИН-А»**

1152 определения

ТУ 21.20.23-060-49941990-2020

РУ _____ от _____

Годен до 2022-03

Серия № 21-03А

Состав набора:

Планшеты	12 шт.
Калибровочные пробы	1 комплект из 6 проб
Контрольные пробы	1 комплект из 3 проб
Антисыворотка	4 флакона по 2,8 мл
Конъюгат	4 флакона по 1,5 мл
ЛИФА-Буфер	3 флакона по 120 мл
Усиливающий раствор	2 флакона по 250 мл
Концентрат промывочного раствора	2 флакона по 250 мл
Наклейки	1 комплект
Инструкция по применению	1 шт.
Паспорт	1 шт.



Только для диагностики *in vitro*

Хранить при 2-8°C

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Компоненты набора, используемые при изготовлении набора, инактивированы

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 3 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «Иммуноскрин» Н. С. Оси

