


«УТВЕРЖДАЮ»

**Специалист по регуляторным
вопросам
ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»**

 _____ Разуваева Е.М.

«15» февраля 2024 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия,
с актуальными макетами упаковки и маркировки**

**Презервативы из натурального латекса
Contex® Extra Sensation**

(РУ № РЗН 2022/18550 от 14.10.2022)

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство

2024

1. В свёрнутом виде



2. В развёрнутом виде



3. В первичной упаковке

3.1. передняя сторона



3.2. задняя сторона

EXTRA SENSATION
LOT XXXXXXXXXXXX
XXXX ⌚ EXP YYYY-MM

4. Во вторичной/потребительской упаковке

4.1. Презервативы из натурального латекса Contex® Extra Sensation по 3 шт./уп.

Макет в развёрнутом виде



Презервативы из натурального латекса Contex® Extra Sensation. 3 презерватива CONTEX® EXTRA SENSATION (Экстра Сенсейшен) с крупными точками и ребрами для экстр. стимуляции. Бесцветные, с точечной и ребристой текстурой, анатомической формы, с накопителем, в силиконовой смазке. Номинальные размеры: длина – 195 мм, ширина – 56 мм. Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха. **Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!** Проверены электроникой. Только для однократного использования. Презервативы торговой марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т.ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП. Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°C. Избегать прямых солнечных лучей. Номер и дату регистрационного удостоверения (Reg. уд.) – см. на упаковке (внизу). Производитель: «Рекитт Бенкисер Хелскаэр (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство. Страна происхождения: Таиланд. Импортер/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкисер Хелскаэр», Россия, 115114, г. Москва, Школьная наб., д.4, эт.3. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20; e-mail: ConsumerHealth_RU@reckitt.com. Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкисер БиУайн», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166; e-mail: ConsumerHealth_BY@reckitt.com. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сальвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.






50029351


ISO 4074

LOT/ Номер серии:

Per. уд. №

EXP/ Годен до (mm-mm):




Extra Sensation
с крупными точками и ребрами



ПРОВЕРЕНО
ЭЛЕКТРОНИКОЙ

Extra Sensation
для экстр. стимуляции

с крупными точками и ребрами



3 презерватива



Extra Sensation
для экстр. стимуляции



с крупными точками и ребрами

3 презерватива






Нажмите и разверните упаковку для изучения инструкции. Для хранения неиспользованных презервативов соберите упаковку обратно.

Extra Sensation
для экстр. стимуляции

с крупными точками и ребрами



3 презерватива



Презервативы из натурального латекса Contex® Extra Sensation.

3 презерватива CONTEX® EXTRA SENSATION (Экстра Сенсейшен) с крупными точками и ребрами для экстрасенсорной стимуляции. Бесцветные, с точечной и ребристой текстурой, анатомической формы, с накопителем, в силиконовой смазке. Номинальные размеры: длина – 195 мм, ширина – 56 мм. Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха. **Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!** Проверены электроникой. Только для однократного использования. Презервативы торговой марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП. Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°C. Избегать прямых солнечных лучей. Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу). Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство. Страна происхождения: Таиланд. Импортер/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.4, эт.3. Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20; e-mail: ConsumerHealth_RU@reckitt.com. Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166; e-mail: ConsumerHealth_BY@reckitt.com. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.



50029351



ISO 4074

LOT/ Номер серии:

Рег. уд. №

EXP/ Годен до (гггг-мм):

4.2. Презервативы из натурального латекса Contex® Extra Sensation по 12 шт./уп.

Макет в развёрнутом виде

Contex®

Презервативы из натурального латекса Contex® Extra Sensation.

Презервативы CONTEX® EXTRA SENSATION (Экстра Сенсейшен) с крупными точками и ребрами для экстремальной стимуляции. Бесцветные, с точечной и ребристой текстурой, анатомической формы, с накопителем, в силиконовой смазке. Номинальные размеры: длина – 195 мм, ширина – 56 мм. Смазка не разрушает презерватив. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха.

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!

Используйте презерватив только для однократного использования. Презервативы марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т.ч. ВИЧ-инфекции. Ни одно из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП.

Презерватив в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

Срок и дату регистрационного удостоверения (Reg. уд.) – см. на упаковке (внизу).

Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелсокар (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слай, Ирландия, SU 3UN, Соединенное Королевство.

Страна происхождения: Таиланд.

Импортер/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хелсокар», Россия, 125114, г. Москва, Шолоховская наб., д.4, эт.3.

Служба горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20; e-mail: ConsultantHealth_RU@reckitt.com

Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер Хелсокар», 220035, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д.66, оф.166; e-mail: ConsultantHealth_BY@reckitt.com

Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сальвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Громова, д.14, эт.4, каб.37.

21 PAP **LATEX**

50029352

5 052197 036107 >

ISO 4074

CONTEX® EXTRA SENSATION CONDOMS

LOT/LOT Номер серии:

Рег. уд. №

EXP/Годен до (mm-yy):

Contex®

Extra Sensation

с крупными точками и ребрами

Contex®

PROVERENO ЭЛЕКТРОНИКОЙ

Extra Sensation

для экстремальной стимуляции

Contex®

Нажмите и разверните упаковку для изучения инструкции. Для хранения неиспользованных презервативов соберите упаковку обратно.

Extra Sensation

для экстремальной стимуляции

с крупными точками и ребрами

с крупными точками и ребрами

с крупными точками и ребрами

с крупными точками и ребрами

12 презервативов

12 презервативов

12 презервативов



Презервативы из натурального латекса Contex® Extra Sensation.

12 презервативов CONTEX® EXTRA SENSATION (Экстра Сенсейшен) с крупными точками и ребрами для экстрасенсорной стимуляции. Бесцветные, с точечной и ребристой текстурой, анатомической формы, с накопителем, в силиконовой смазке. Номинальные размеры: длина – 195 мм, ширина – 56 мм. Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха.

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!

Проверены электроникой. Только для одноразового использования. Презервативы торговой марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП.

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу).

Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелскэар (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство.

Страна происхождения: Таиланд.

Импортёр/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3.

Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20;
e-mail: ConsumerHealth_RU@reckitt.com

Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166;
e-mail: ConsumerHealth_BY@reckitt.com

Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.



50029352



ISO 4074

CONTEX® EXTRA SENSATION CONDOMS

LOT/ Номер партии:

Рег. уд. №


EXP/ Годен до (гггг-мм):

4.3.1. Презервативы из натурального латекса Contex® Extra Sensation по 18 шт./уп.

Макет в развёрнутом виде




с крупными точками и ребрами



18 презервативов



с крупными точками и ребрами



18 презервативов

Задняя сторона макета в увеличенном размере



Презервативы из натурального латекса Contex® Extra Sensation.

18 презервативов CONTEX® EXTRA SENSATION (Экстра Сенсейшен) с крупными точками и ребрами для экстрим стимуляции. Бесцветные, с точечной и ребристой текстурой, анатомической формы, с накопителем, в силиконовой смазке. Номинальные размеры: длина – 195 мм, ширина – 56 мм. Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха.

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!

Проверены электроникой. Только для одноразового использования. Презервативы торговой марки CONTEX® являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП.

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу).

Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство.


Страна происхождения: Таиланд.

Импортёр/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.4, эт.3.

Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20;
e-mail: ConsumerHealth_RU@reckitt.com

Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166;
e-mail: ConsumerHealth_BY@reckitt.com

Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.



50029353



ISO 4074

Большая упаковка

CONTEX® EXTRA SENSATION CONDOMS



50029353

LOT / Номер партии:

Per. yd. №


EXP / Годен до (ГГГГ-ММ):

4.3.2. Презервативы из натурального латекса Contex® Extra Sensation по 18 шт./уп.

Макет в развёрнутом виде



с крупными точками
и ребрами



18 презервативов



с крупными точками
и ребрами



18 презервативов



5. Маркировка на внутренней стороне вторичной/потребительской упаковки (обязательная информация)

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ВНИМАНИЕ: Проверить срок годности презерватива перед использованием. Если индивидуальная упаковка повреждена, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.

2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель, надеть презерватив на головку эрегированного пениса.

3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Если презерватив не разворачивается, значит он свернут в обратную сторону. Выбросить данный презерватив и использовать новый. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или его чрезмерного сжимания пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

Использовать только такую смазку, которая рекомендована для использования с презервативами.

Для анального секса или при необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива. Перед использованием такой смазки необходимо ознакомиться с указаниями по применению на упаковке смазки.

Презервативы могут предоставлять опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презервативы предназначены только для одноразового использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива, если чувствуется дискомфорт или раздражение во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- если презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.



Дата последней редакции инструкции: 10/2022 г.

Всего прошито и скреплено

печатью 15 листов

Специалист по регуляторным вопросам

Разуваева Е.М.

