



ООО «БиоВитрум»

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А
ИНН 7801557131 КПП 780101001 ОГРН 1117847412319
Тел/факс: (812) 305-06-06; e-mail: info@biovitrum.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «БиоВитрум»



Зиновьев О. А.


2022 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Мультистейнер автоматический для микропрепаратов Tissue-Tek Prisma Plus с принадлежностями (Tissue-Tek Prisma Plus Automated Slide Stainer)

Общий вид медицинского изделия

















Tissue-Tek Prisma[®] Plus
Automated Slide Stainer

CODE	MODEL	VOLTS	AMPS	Hz
6173	Prisma-P-ES	100	10.0	50/60
		115	11.0	50/60
		230	5.5	50/60

For *in vitro* diagnostic use

Serial Number: 61730274 -0720



Manufactured for:

Sakura Finetek U.S.A., Inc. Torrance, CA 90501 U.S.A.
Sakura Finetek Europe B.V. 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL
Sakura Finetek Japan Co., Ltd. Tokyo, Japan 103-0023

Manufactured by:


Sakura Seiki Co., Ltd. Nagano, Japan

Made in Japan

K25-716-00



Упаковка медицинского изделия




Prisma Plus-ES
61730274

Prisma Plus-ES
61730274

Фотографические изображения элементов основного состава медицинского изделия:


- 1) Мультистейнер автоматический для микропрепаратов Tissue-Tek Prisma Plus (Tissue-Tek Prisma Plus Automated Slide Stainer)
- 2) Кабель питания
- 3) Руководство по эксплуатации
- 4) Адаптер корзины на 10 предметных стекол
- 5) Корзина на 10 предметных стекол
- 6) Адаптер корзины на 20 предметных стекол
- 7) Корзина на 20 предметных стекол
- 8) Резервуар для промывки
- 9) Резервуар для раствора с ручкой
- 10) Поддон резервуара 3-х позиционный
- 11) Поддон резервуара 4-х позиционный
- 12) Поддон резервуара для растворов для специального окрашивания
- 13) Резервуар для растворов стандартный
- 14) Резервуар для растворов для специального окрашивания
- 15) Крышка резервуара для растворов стандартного
- 16) Крышка резервуара для растворов для специального окрашивания
- 17) Адаптер загрузки/ выгрузки корзины на 10 предметных стекол
- 18) Адаптер загрузки/ выгрузки корзины на 20 предметных стекол
- 19) Резервуар для растворов нагреваемый
- 20) Поддон для парафина
- 21) Набор этикеток для станции (загрузка, выгрузка)
- 22) Этикетка для адаптера корзины
- 23) Угольный фильтр
- 24) CF-карта
- 25) Большая крышка поддона резервуара 3-х позиционного
- 26) Большая крышка поддона резервуара 4-х позиционного

Мультистейнер автоматический для микропрепаратов Tissue-Tek Prisma Plus (Tissue-Tek Prisma Plus Automated Slide Stainer)



Кабель питания







Адаптер корзины на 10 предметных стекол




Корзина на 10 предметных стекол




Адаптер корзины на 20 предметных стекол



Корзина на 20 предметных стекол




Резервуар для промывки




Резервуар для раствора с ручкой



Поддон резервуара 3-х позиционный




Поддон резервуара 4-х позиционный



Поддон резервуара для растворов для специального окрашивания




Резервуар для растворов стандартный



Резервуар для растворов для специального окрашивания




Крышка резервуара для растворов стандартного




Крышка резервуара для растворов для специального окрашивания



Адаптер загрузки/ выгрузки корзины на 10 предметных стекол




Адаптер загрузки/ выгрузки корзины на 20 предметных стекол



Резервуар для растворов нагреваемый



Поддон для парафина



Набор этикеток для станции (загрузка, выгрузка)

Этикетка для адаптера корзины



Угольный фильтр





Большая крышка поддона резервуара 4-х позиционного




Большая крышка поддона резервуара 3-х позиционного



Фотографические изображения принадлежностей к медицинскому изделию:

- 1) Резервуар для растворов малый
- 2) Крышка резервуара для растворов малого
- 3) Адаптер вытяжного канала, диаметр 38 мм.
- 4) Адаптер вытяжного канала, диаметр 75 мм.
- 5) Система связи с Tissue-Tek Film
- 6) Система связи с Tissue-Tek Glas-g2
- 7) Набор резервуаров для растворов стандартных
- 8) Набор резервуаров для растворов малых
- 9) Вставка под мега-стекла для корзины


Резервуар для растворов малый



Крышка резервуара для растворов малого




Адаптер вытяжного канала, диаметр 38 мм.



Адаптер вытяжного канала, диаметр 75 мм.





Система связи с Tissue-Tek Film



Система связи с Tissue-Tek Glas-g2



Набор резервуаров для растворов стандартных



Набор резервуаров для растворов малых





Вставка под мега-стекла для корзины



Прошито и пронумеровано

48/сорок восемь листа (ов)

Генеральный директор

ООО «БиоВитрум»

О.А. Зиновьев

