



Фотографическое изображение

**Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2, в сыворотке (плазме) крови и плазме капиллярной крови человека «SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА»,
ТУ 21.20.23-096-41390295-2021**

Комплект №1


Общий вид










Общий вид









Комплект №3
Общий вид







Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«05» 10 2021 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

9 лист 09

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

 В.В. Осипова

2021 г



Внешняя маркировка

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2, в сыворотке (плазме) крови и плазме капиллярной крови человека «SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-096-41390295-2021

Внешняя маркировка набора реагентов «SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА»

Комплект №1

SARS-CoV-2
IgG-ИМБИАН-ИФА
Комплект №1

Набор реагентов содержит:

1. Иммуносорбент - 1 шт
2. K1 (+) - инактивированный положительный контрольный образец №1 - 1 флакон (2 мл)
3. K2 (+) - инактивированный положительный контрольный образец №2 - 1 флакон (2 мл)
4. K(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец - 1 флакон (2,5 мл)
5. ФСБ-Т(x25) - концентрат промывочного раствора, 25-кратный - 1 флакон (50 мл)
6. РРО - раствор для разведения образцов - 1 флакон (30 мл)
7. РК - раствор конъюгата - 1 флакон (17 мл)
8. ТМБ - раствор тетраметилбензидина - 1 флакон (17 мл)
9. Стоп-реагент - 1 флакон (50 мл)
10. Пленка для заклеивания планшета - 3 шт
11. Ванночка для реагентов - 3 шт
12. Наконечники объемом до 200 мкл - 20 шт
13. Инструкция по использованию набора реагентов - 1 шт

*антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2, в сыворотке (плазме) крови и плазме капиллярной крови человека «SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА»
ТУ 21.20.23-096-41390295-2021
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ № XXX XXXX/XXXXX

REF KE-005\96.1
LOT XXXXXX
ДД-ММ-ГГГГ
ДД-ММ-ГГГГ

IVD
▲

4 620102 801754

Замораживать не допускается
Для клинической лабораторной диагностики

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru



ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

8-800-600-90-77

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

www.imbian.ru

Место производства:

info@imbian.ru

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

WhatsApp:
+73832093454

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Комплект №1

**SARS-CoV-2
IgG-ИМБИАН-ИФА**



Иммуносорбент

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированным рекомбинантными антигенами вируса SARS-CoV-2

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х25) - 50.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 30.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 50.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K1(+) - 2.0 мл (инактивирован)

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K2(+) - 2.0 мл (инактивирован)

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(-) - 2.5 мл (инактивирован)

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РК - 17.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ- 17.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD

Комплект №2

**SARS-CoV-2
IgG-ИМБИАН-ИФА
Комплект №2**

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2, в сыворотке (плазме) крови и плазме капиллярной крови человека «SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА»
ТУ 21.20.23-096-41390295-2021
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Imbian

Набор реагентов содержит:

1. Иммуносорбент - 1 шт
2. К1 (+) - инактивированный положительный контрольный образец №1 - 1 флакон (1,5 мл)
3. К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец - 1 флакон (2,5 мл)
4. ФСБ-Т(х25) - концентрат промывочного раствора, 25-кратный - 1 флакон (30 мл)
5. РРО - раствор для разведения образцов - 1 флакон (12 мл)
6. РПРО - раствор для предварительного разведения образцов - 1 флакон (10 мл)
7. РК - раствор конъюгата - 1 флакон (13 мл)
8. ТМБ - раствор тетраметилбензидина - 1 флакон (13 мл)
9. Стоп-реагент - 1 флакон (12 мл)
10. Пленка для заклеивания планшета - 2 шт
11. Ванночки для реагентов - 2 шт
12. Наконечники объемом до 200 мкл - 16 шт
13. Планшет для предразведения - 1 шт
14. Инструкция по использованию набора - 1 шт

REF KE-005196.2


LOT XXXXXX

ДД-ММ-ГГГГ
ДД-ММ-ГГГГ

ND



Замораживать не допускается
Для клинической лабораторной диагностики



*Антитела к ВИЧ-1/2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru

Imbian

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp:
+73832093454

Внутренняя маркировка набора реагентов «SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА»

Комплект №2

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Иммуносорбент

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированным рекомбинантными антигенами вируса SARS-CoV-2

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD     

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K1(+) - 1.5 мл (инактивирован)

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD    

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(-) - 2.5 мл (инактивирован)

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD    

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х25) - 30.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD  

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 12.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

  IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РПРО - 10.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

  IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РК - 13.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD  

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ- 13.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD    

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 12.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD    

Внешняя маркировка набора реагентов «SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА»

Комплект №3

**SARS-CoV-2
IgG-ИМБИАН-ИФА
Комплект №3**

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2, в сыворотке (плазме) крови и плазме капиллярной крови человека «SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА»
ТУ 21.20.23-096-41390295-2021
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

1. Иммуносорбент - 1 шт
2. К1 (+) - инактивированный положительный контрольный образец - 1 флакон (1,5 мл)
3. К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец - 1 флакон (2,5 мл)
4. ФСБ-Т(x25) - концентрат промывочного раствора, 25-кратный - 1 флакон (50 мл)
5. РРО - раствор для разведения образцов - 1 флакон (12,5 мл)
6. РПРО - раствор для предварительного разведения образцов - 1 флакон (12,5 мл)
7. РРК - раствор для разведения концентрата конъюгата - 1 флакон (12,5 мл)
8. Кг(x21) - концентрат конъюгата, 21-кратный - 1 флакон (0,7 мл)
9. ТМБ - раствор ТМБ - 5 флаконом (13 мл)
10. РРТ - раствор для разведения концентрата ТМБ - 1 флакон (25,0 мл)
11. ТМБ (x11) - концентрат тетраметилбензидина - 1 флакон (2,5 мл)
12. Стоп-реагент - 1 флакон (25 мл)
13. Пленка для заклеивания планшета - 2 шт
14. Ванночки для реагентов - 2 шт
15. Наконечники объемом до 200 мкл - 16 шт
16. Пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock - 1 шт
17. Планшет для предразведения - 1 шт
18. Инструкция по использованию набора реагентов - 1 шт

*антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

REF KE-005\96.3
LOT XXXXXX
ДД-ММ-ГГГГ
ДД-ММ-ГГГГ

IVD
⚠

Imbian

Замораживать не допускается
Для клинической лабораторной диагностики

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru



📍 ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

🌟 Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

☎ 8-800-600-90-77

🌐 www.imbian.ru

✉ info@imbian.ru

📞 WhatsApp:
+73832093454

Комплект №3

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Иммуносорбент

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированным рекомбинантными антигенами вируса SARS-CoV-2

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD    

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К1(+) - 1.5 мл (инактивирован)

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD    

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(-) - 2.5 мл (инактивирован)

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD    

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РПРО - 12.5 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

  IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х25) - 50.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD  

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРК - 12.5 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD  

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 12.5 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

  IVD

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Кг(х21) - 0.7 мл (инактивирован)

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD    

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ- 13.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ

IVD    

SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

PPT - 25.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ



SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 25.0 мл

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ



SARS-CoV-2 IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ(х11) - 2.5 мл (инактивирован)

LOT XXXXXX ДД-ММ-ГГГГ



Генеральный директор «ИМБИАН ЛАБ»

«05» 10 2021г.



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 03

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

2021 г

