


Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к *Treponema pallidum* (TP) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиTP-ИМБИАН-ИХА», ТУ 21.20.23-034-41390295-2021

Комплект №1 серия № 210511








ЭКСПРЕСС-ТЕСТ СИФИЛИС

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к *Treponema pallidum* (TP)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиTP-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-034-41390295-2021
Комплект №2



3 ТЕСТА

Для диагностики in vitro



СОСТАВ НАБОРА

Тест-кассета.....	3 шт.
Буфер для анализа (4,0 мл).....	1 шт.
Одноразовая пипетка.....	3 шт.
Скарификатор одноразовый.....	3 шт.
Салфетка спиртовая.....	3 шт.
Схема использования скарификатора.....	1 шт.
Инструкция по применению.....	1 шт.

Хранить в сухом месте при температуре от +2 до +30°C
ТУ 21.20.23-034-41390295-2021
РУ № XXX XXXX/XXXXX
Для профессионального применения
Не замораживать

LOT

210511




2021-05-11



2023-05-11

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Появились две
полоски любой
интенсивности

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Появилась только
одна полоска
в верхней части
(контрольной зоне)

IVD







СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАРИФИКАТОРА

- 3** Плотно прижмите к подушечке пальца и нажимайте на кнопку.



антиТР- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 3

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к *Теропепа pallidum* (ТР) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиТР-ИМБИАН-ИХА»,

ТУ 21.20.23-034-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

1 Тест-полоска	25 шт
2 Буфер для анализа (10,0 мл)	1 шт
3 Пробирка для проведения анализа	25 шт
4 Подставка для пробирок	1 шт
5 Скарификатор одноразовый	25 шт
6 Салфетка спиртовая	25 шт
7 Схема использования скарификатора	1 шт
8 Инструкция по применению	1 шт

LOT 210511

REF SR-004/25

 2021-05-11

 2023-05-11

Imbian




Для профессионального применения
Не замораживать



25

2°C




IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630558, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-800-00-77,
info@imbian.ru

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАРИФИКАТОРА

1 Удалите защитный колпачок



2 Не нажимайте на кнопку, пока не прижмете к пальцу.



3 Плотн
к по

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Набор реагентов для серотипирования и идентификации
вирусов гепатита В (HBV) и гепатита С (HCV) в по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР)
ТУ 21.30.23-034-41390293-2021
ИЗДАНИЕ 01/2021

Набор реагентов для серотипирования и идентификации
вирусов гепатита В (HBV) и гепатита С (HCV) в по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) предназначен для
исследования биологических материалов человека и
животных (ПЦР) в образцах сыворотки, плазмы (с
ДЭТА, гепарином, цитратом натрия) или цельной (не-
концентрированной) крови человека и животных (не-
концентрированной плазмы) (ИХА).

Набор реагентов для серотипирования и идентификации
вирусов гепатита В (HBV) и гепатита С (HCV) в по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) предназначен для
исследования биологических материалов человека и
животных (ПЦР) в образцах сыворотки, плазмы (с
ДЭТА, гепарином, цитратом натрия) или цельной (не-
концентрированной) крови человека и животных (не-
концентрированной плазмы) (ИХА).

антиТН-ИМБИАН-ИХА
Тест-полоска
210511
2023-05-11

Салфетка спиртовая
для дезинфекции кожи
65*55 мм
только для одноразового применения

антиТН-ИМБИАН-ИХА
Буфер для анализа
210511
IVD



антиТР- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к *Treponema pallidum* (ТР)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиТР-ИМБИАН-ИХА»,

ТУ 21.20.23-034-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Буфер для анализа (20,0 мл)
- 3 Пробирка для проведения анализа
- 4 Подставка для пробирок
- 5 Скарификатор одноразовый
- 6 Салфетка спиртовая
- 7 Схема использования скарификатора
- 8 Инструкция по применению

50 шт

1 шт

50 шт

2 шт

50 шт

50 шт

1 шт

1 шт

LOT 210511

REF SR-004/50

 2021-05-11

 2023-05-11


Imbian




Для профессионального применения
Не замораживать



2°C


IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-72
info@imbian.ru



антиТР- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 5

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к *Treponema pallidum* (ТР)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиТР-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-034-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

1 Тест-полоска	100 шт
2 Буфер для анализа (40,0 мл)	1 шт
3 Пробирка для проведения анализа	100 шт
4 Подставка для пробирок	4 шт
5 Скарификатор одноразовый	100 шт
6 Салфетка спиртовая	100 шт
7 Схема использования скарификатора	1 шт
8 Инструкция по применению	1 шт

LOT 210511
REF SR-004/100
2021-05-11
2023-05-11

Imbian



Для профессионального применения
Не замораживать



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630558, Новосибирская область,
гп. Колыцово, ул. Садовая 217
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru

антиТР- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к *Treponema pallidum* (ТР)

в сыворотке (плазме) и цельной крови

«антиТР-ИМБИАН-ИХА»,

ТУ 21.20.23-034-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Набор реагентов содержит:


1 Тест-кассета	100 шт	LOT	210511
2 Буфер для анализа (4,0 мл)	4 шт		
3 Одноразовая пипетка	100 шт	REF	SR-004/100.1
4 Скарификатор одноразовый	100 шт		
5 Салфетка спиртовая	100 шт		2021-05-11
6 Схема использования скарификатора	1 шт		2023-05-11
7 Инструкция по применению	1 шт		



Для профессионального применения
Не замораживать



100 2°C



30°C



IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru



генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 06

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"16 января" 2022 г




Образцы маркировки

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к *Treponema pallidum* (TP) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиTP-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-034-41390295-2021

Комплект №1

REF

SR-004/1



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ СИФИЛИС

Комплект №1
ТУ 21.20.23-034-41390295-2021
«антиTP-ИМБИАН-ИХА»,
сыворотке (плазме) и цельной крови

1 ТЕСТ

Imbian

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ СИФИЛИС

4 620102 800023

ИМБИАН

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ СИФИЛИС

СОСТАВ НАБОРА

Тест-кассета	1 шт
Буфер для анализа (4,0 мл)	1 шт
Скрининговая пипетка	1 шт
Скрининговый одноразовый	1 шт
Салфетка одноразовая	1 шт
Схема использования скринингатора	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

Хранить в сухом месте при температуре от +2 до +30 °C
ТУ 21.20.23-034-41390295-2021
РУ № XXX XXXXXX
Для профессионального применения
Не замораживать

LOT XXXXXX GGG-MM-DD GGG-MM-DD

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

К Т К Т	К Т К Т
-------------------------------------	-------------------------------------

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
Появились две полоски любой интенсивности

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Появилась только одна полоска в верхней части (контрольной зоне)

IVD

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ СИФИЛИС

антиTP-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета

LOT XXXXXX

GGG-MM-DD

антиTP-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 4,0 мл

LOT XXXXXX

GGG-MM-DD

антиТР- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 3

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к *Treponema pallidum* (ТР) в сыворотке (плазме) и цельной крови «антиТР-ИМБИАН-ИХА»,

ТУ 21.20.23-034-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Набор реагентов содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Буфер для анализа (10,0 мл)
- 3 Пробирка для проведения анализа
- 4 Подставка для пробирок
- 5 Скарификатор одноразовый
- 6 Салфетка спиртовая
- 7 Схема использования скарификатора
- 8 Инструкция по применению

25 шт

1 шт

25 шт

1 шт

25 шт

25 шт

1 шт

1 шт

LOT XXXXXX

REF SR-004/25

 ГГГГ-ММ-ДД

 ГГГГ-ММ-ДД




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Для профессионального применения
Не замораживать



25

2°C



IVD


антиТР-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска

LOT XXXXXX

 ГГГГ-ММ-ДД



2°C

30°C



IVD

антиТР-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 10,0 мл

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2°C

30°C



антиТР- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к *Treponema pallidum* (ТР)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиТР-ИМБИАН-ИХА»,

ТУ 21.20.23-034-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор реагентов содержит:

1 Тест-полоска	50 шт
2 Буфер для анализа (20,0 мл)	1 шт
3 Пробирка для проведения анализа	50 шт
4 Подставка для пробирок	2 шт
5 Скарификатор одноразовый	50 шт
6 Салфетка спиртовая	50 шт
7 Схема использования скарификатора	1 шт
8 Инструкция по применению	1 шт

LOT XXXXXX


REF SR-004/50

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД



Для профессионального применения
Не замораживать



IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

антиТР-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 50 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



2°C 30°C

IVD

антиТР-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 20,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2°C 30°C

антиТР- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 5

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к *Treponema pallidum* (ТР)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиТР-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-034-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Набор реагентов содержит:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1 Тест-полоска | 100 шт |
| 2 Буфер для анализа (40,0 мл) | 1 шт |
| 3 Пробирка для проведения анализа | 100 шт |
| 4 Подставка для пробирок | 4 шт |
| 5 Скарификатор одноразовый | 100 шт |
| 6 Салфетка спиртовая | 100 шт |
| 7 Схема использования скарификатора | 1 шт |
| 8 Инструкция по применению | 1 шт |

LOT

XXXXXX

REF

SR-004/100



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

Imbian



Для профессионального применения
Не замораживать



100 2°C



30°C



IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
гп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbiana.ru

антиТР-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 100 шт

LOT

XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



2°C



30°C

IVD

антиТР-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер для анализа - 40,0 мл

LOT

XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



2°C



30°C

IVD

антиТР- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления антител к *Treponema pallidum* (ТР)
в сыворотке (плазме) и цельной крови
«антиТР-ИМБИАН-ИХА»,
ТУ 21.20.23-034-41390295-2021


РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Набор реагентов содержит:



1 Тест-кассета	100 шт	LOT	XXXXXX
2 Буфер для анализа (4,0 мл)	4 шт	REF	SR-004/100.1
3 Одноразовая пипетка	100 шт		
4 Скарификатор одноразовый	100 шт		ГГГГ-ММ-ДД
5 Салфетка спиртовая	100 шт		ГГГГ-ММ-ДД
6 Схема использования скарификатора	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД
7 Инструкция по применению	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД



Для профессионального применения
Не замораживать



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru



Генеральный директор ООО "ИМБИАН ЛАБ"



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист *06*

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

26 января 2022 г

