

Фотографии медицинского изделия:
«Стерилизатор медицинский паровой STE,
варианты исполнения:
STE-8-D, STE-18-D, STE-23-D, STE-29-T, STE-29-D, STE-45-T»
производства
Ningbo Ican Machines Co., Ltd, China
(Нинбо Айкен Машинс Ко., Лтд, Китай).

Генеральный директор АО «ЭУР-МЕД Денталдепо»
(должность)

(подпись и печать Заявителя)



С.Г. Козлов
(И.О.Фамилия)



то 1. **Общий вид варианта исполнения STE-29-D. Вид спереди.**



то 2. Транспортная упаковка варианта исполнения STE-29-D




Рис. 3. Вариант исполнения STE-29-D вид сзади. (Идентично для STE-8-D, STE-18-D, STE-23-D, STE-29-D). Клапан воздушного предохранителя (1); Рычаг автоматического электропредохранителя (2); Отверстие для выхода пара из бака отработанной воды (3); Фильтр воздушный бактерицидный (4); Разъем для кабеля питания (5). Вентиляционное отверстие (6).

Steam Sterilizers

Model: STE-29-D

~230V 50Hz

1750VA

SN: A14759B29D2E220101




09/2019

RC RPP

Ningbo Ican Machines Co., Ltd.
No. 77 Yunlin East Road, Gulin Town
Haishu District, Ningbo, China

CE 0197



Refer to the
accompanying
documents



WARNING: Be sure to insert the
grounding pin (Ⓜ) of the power cord
plug into the grounding contact (Ⓜ)
of the electrical outlet or power
strip. Improper insertion can result
in electric shock, fire, or damage to
the sterilizer.







Рис. 6. Основные функциональные элементы (идентичны для STE-8-D, STE-18-D, STE-23-D, STE-29-D. Уплотнительное кольцо дверцы (1); ЖК-дисплей (2); Кнопки меню дисплея (3); Встроенный принтер (4); Кнопка Вкл/Выкл питания (5); Разъем для слива дистиллированной воды (справа) и Разъем для слива (отработанная вода) (слева) (6); Символ «Осторожно! Высокая температура в камере и на поверхности стерилизатора» (7)








то 9. Ключ для регулировки двери. (Для вариантов исполнений STE-8-D, STE-18-D, STE-23-D, STE-29-D).







то 12. Трубка дренажная – 2 шт. Для всех вариантов исполнения.





то 15. Общий внешний вид варианта исполнения STE-29-Т.




Рис. 16. Фильтр воздушный бактерицидный (1), Встроенный принтер (2), Кнопка Вкл/Выкл питания (3), USB-порт (4), Разъемы для слива дистиллированной воды (справа), и отработанной воды (слева), (5). Идентично для вариантов исполнений STE-29-T, STE-29-T.



Рис. 17. Встроенный принтер с установленным рулоном бумаги для принтера.




Рис. 18. Вариант исполнения STE-29-T, вид сзади. (Идентично для STE-29-T, STE-45-T). Клапан воздушного предохранителя (1); Автоматический электропредохранитель (2); Разъем для кабеля питания (3). Вентиляционное отверстие (4). Заводская маркировка (5). Место для заземления (6).

Steam Sterilizers

Model: STE-29-T

~230V 50Hz

2300VA



CE 0197



Refer to the
accompanying
documents

SN: A11760B29T2E310101



09/2019

EC REP

Ningbo Ican Machines Co., Ltd.
No. 77 Yunlin East Road, Gulin Town
Haishu District, Ningbo, China



Рис. 20. Транспортная упаковка STE-29-T и STE-43-T




фото 20. Стойка с полкой разборная (вариант исполнения STE-29-T)






Фото 23. Флэш-накопитель (для всех вариантов исполнений).

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

24

лист а

Генеральный директор

Козлов С.Г.

