


Макет этикетки потребительской упаковки

	Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазке из носа человека (BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal). Lot №: H073A014DG РапиГЕН, Инк. (RapiGEN, Inc.) 3-4 этаж, 16 ЛС-ро 91беон-гил, Донан-гу, Анян-си, Кёнги-до, 14119, Республика Корея Телефон: +82-31-427-4677, Факс: +82-31-427-4678 Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел (495) 925-30-74
Для самотестирования и/или профессионального выявления наличия антигена SARS COV-2 в мазке из носа человека Состав набора: 1. Тестовая кассета – 1 шт.; 2. Пробирка с буфером для экстрагирования биологического образца – 1 шт.; 3. Насадка с капельницей – 1 шт.; 4. Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020 (РУ РЗН 2021/13989) – 1 шт.; 5. Пластиковый лоток – 1 шт.; 6. Полиэтиленовый пакет для утилизации – 1 шт.; 7. Инструкция к медицинскому изделию – 1 шт. Упаковку вскрывать в перчатках! Набор для самотестирования нельзя использовать детям.	
LOT	REF
 РУ	Дата регистрации 
CE	STERILE EO     IVD 





COVID-19 IgG Home Test Nasal

CE 02891501

- For *in vitro* diagnostic use
- Store at 2-30°C (35.6-86°F)
- **Contents** : Test device×1, Assay Diluent tubex1, Filter cap×1, Sterilized swab for nasal specimen collection×1, Plastic tray×1, Plastic bag for disposal×1, Instruction for use×1
- **Package:** 1 test/kit
- **Do not reuse**

Rapigen

One Step SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

One step, rapid, immuno-chromatographic assay
for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigen from Nasal swab

INSPECTED




Rapigen Inc.

Rapigen

One Step SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

One step, rapid, immuno-chromatographic assay
for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigen from Nasal swab



One Step SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
BIOCREBIT COVID-19 Ag Home Test Nasal
One step, rapid, immuno-chromatographic assay
for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigen from Nasal swab

[REF] G69RHSD1

Manufactured by —

 **Rapigen, Inc.**

3-4F, 16, LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do 14119, Republic of Korea
TEL : +82-31-427-4677 FAX : +82-31-427-4678
Email : info@rapigen-inc.com www.rapigen-inc.com



[LOT] LOT No. : H073A014DG
[EXP] EXP. Date : 2023.07.08
[REF] G69RHSD1



(01)08806136631475
(17)230708
(10)H073A014D







Rapigen Immunochromatographic Assay

COVID-19 Ag
Home Test Nasal



검체추출액

H073BSA021

2023.07.08

ITEM / Item
LOT / Lot. No.
Exp. Date
Model:







ФармМедПолис®

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Лаишевский район, село Большие
Кабаны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021

04/2021

04/2026



ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ • УТИЛИЗировать ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE • DISPOSE OF AFTER USE

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗДЕСЬ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11 листов.
Генеральный директор
ООО «АВИВИР»
 Куркин Ф.Г.

