

Общество с ограниченной ответственностью

"М.С.ИНСТРУМЕНТС"

123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 60, стр. 1
Тел./Факс (495) 695-25-23, 695-19-61. (499) 766-95-60

Фотографические изображения медицинского изделия

Анализатор электролитов Stat Profile Prime ES в вариантах исполнения

неральный директор
ОО «М.С.ИНСТРУМЕНТС»
г имени «Нова Биомедикал Корпорейшн»
доверенности от 27.08.2021 г.)



Чернавская Г.А.

М.П. (при наличии)

**1. Анализатор электролитов Stat Profile Prime ES Comp w/Tray/Scanner с
автосемплером и сканером**



Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторе **STAT PROFILE PRIME** производства:

Prime Sensor Card - 42035, 1 шт./уп. - 1 уп;

Stat Profile Prime

MicroSensor Card™


$\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{Cl}^-$

$\text{Ca}^{++} \text{Mg}^{++}$


POVA
biomedical
povabio-medical.com

1. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 200 Sample – 53362; 3. Prime
2. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 300 Sample – 53102; 4. Prime Calibrator Cartridge
5. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 500 Sample – 53460;

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании калибровочных
кассет необходимо соблюдать следующие требования:
1. Калибровочные кассеты должны быть
использованы только для калибровки
приборов, предназначенных для
работы с ними.




- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп.
- 1 уп.;




- Трубка Силиконовая (Prime Prime Probe)

шт.;



- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1 шт./уп. – 1 шт.;





- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) - 1 шт.;



- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;

REF 56452


Prime ES Diluent

Verdünnungslösung

Solución diluyente, Solution de dilution

Hígítóoldat, Solução de diluição

IVD



Made
in
USA

LOT 20036041


 **2021-02-05**

EC REP Nova Biomedical GmbH


**nova
biomedical**

200 Prospect St

- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт.
более 5 шт.;



- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;



- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;




- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;



- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп.
- 1 уп.;



- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1шт./уп. – 1 уп.;



- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;

- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool) 1шт./уп. - 1 шт

IVD CE

- Руководство пользователя (Instructions for Use Manual).

*Анализатор Stat
Profile PRIME ES
Comp w/Tray/Scanner
с автосемплером и
сканером*



Руководство пользователя

*nova
biomedical*

2. Анализатор электролитов Stat Profile Prime ES Comp w/Scanner со сканером



Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES вариант исполнения: Prime Sensor Card ES Comp - 42035, 1 шт./уп. - 1 уп;
- Картридж калибровочный для количественного определения электролитов в цельной крови (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}), сыворотке, плазме, моче (Na^+ , K^+ , Cl^-), спинномозговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адаптером 1 шт. (возможна поставка следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 100 Sample - 53103; 2. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 200 Sample - 53362; 3. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 300 Sample - 53102; 4. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 400 Sample - 53460; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 500 Sample - 53461);
- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. - 1 уп.;
- Трубка С линии пробозаборника (Prime Prime Probe S Line 100 μl), 1 шт./уп. - 1 шт.;
- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1 шт./уп. - 1 шт.;
- Трубка насосная (Prime Pump Harness), 1 шт./уп. - 1 шт.;
- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) - 1 шт.;
- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. - 1 уп.;
- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт./уп. - не более 5 шт.;
- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. - 1 шт.;
- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. - 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. - 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп. - 1 уп.;
- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. - 1 уп.;
- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. - 1 уп.;
- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1 шт./уп. - 1 шт.

Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах Nova Biomedical

Prime Sensor Card Comp - 42035, 1 шт./уп. - 1 уп;

Stat Profile Prime

MicroSensor Card™

$\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{Cl}^-$

$\text{Ca}^{++} \text{Mg}^{++}$


NOVA
biomedical
nova biomedical.com

калибровочный для количественного определения электролитов в це
и, iCa^{2+} , iMg^{2+} для анализа плазмы, мочи (Na^+ , K^+ , Cl^-), спинномозговой ж
ваторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адапт
поставка следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES
53103;


1. Prime Calibrator Cartridge ES
53103

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn St., Chicago, IL 60610
Tel: (773) 707-7000
Fax: (773) 707-7001
www.uchicago.edu

- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп.
- 1 уп.;




- Трубка С-линия приборная (Prime Prime Probe F-12)
шт.4



- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1 шт./уп. – 1 шт.;






- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) - 1 шт.;




Diluent

IVD

LOT



15°C




30°C

Made in USA


nova
biomedical

200 Prospect St.

- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт., не более 5 шт.;



- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;



- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;




- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1
уп.;



- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп.
- 1 уп.;



- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;



- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;

- Инструмент для удаления клавиш (Keyboard Removal Tool) 1 шт./уп. – 1 шт

- Руководство пользователя (Instructions for Use Manual).

IVD

CE

Анализатор Stat Profile PRIME ES Comp w/Scanner со сканером



Руководство пользователя

nova
biomedical

3. Анализатор электролитов Stat Profile Prime ES Comp w/Tray савтосемплером



Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES вариант исполнения: Prime Sensor Card ES Comp - 42035, 1 шт./уп. - 1 уп;
- Картридж калибровочный для количественного определения электролитов в цельной крови (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}), сыворотке, плазме, моче (Na^+ , K^+ , Cl^-), спинномозговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адаптером 1 шт. (возможна поставка следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 100 Sample – 53103; 2. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 200 Sample – 53362; 3. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 300 Sample – 53102; 4. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 400 Sample – 53460; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 500 Sample – 53461);
- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;
- Трубка С линии пробозаборника (Prime Prime Probe S Line 100 μl), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Трубка насосная (Prime Pump Harness), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) – 1 шт.;
- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;
- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт./уп. – не более 5 шт.;
- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп. – 1 уп.;
- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;
- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;
- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1 шт./уп. – 1 шт.
- Круг для установки чашек с пробами - 1 шт.

Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторе Stat Profile Prime

Prime Sensor Card Stat Profile Prime Comp - 42035, 1 шт./уп. - 1 уп.

Stat Profile Prime
MicroSensor Card™

Na^+ K^+ Cl^-
 Ca^{++} Mg^{++}

ПОЦА
biomedical
pocbiomedical.com


калибровочный для количественного определения электролитов в це-
ре, iCa^{2+} , iMg^{2+} , iK^{+} , iNa^{+} , iCl^{-} , $iHCO_3^{-}$, спинномозговой ж.
ваторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адапт
поставка следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES
53103;

STAT PROFILE PRIME ES
CALIBRATOR CARTRIDGE ES
53103

2. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 200 Sample – 53362; 3. Prime
ES Comp 300 Sample – 53102; 4. Prime Calibrator Cartridge
Sample – 53460; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 500 Sample –

PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE
ES COMP 200 SAMPLE
53362
PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE
ES COMP 300 SAMPLE
53102
PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE
ES COMP 500 SAMPLE
53460


- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;



- Трубка С длиной пробошнорника (Prime Prime Probe) 30 см

шт.;

- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1шт./уп. – 1 шт.;



- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) - 1 шт.;



- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;

REF 56452


Prime ES Diluent

Verdünnungslösung

Solución diluyente, Solution de dilution

Hígítóoldat, Solução de diluição

IVD



Made in USA

LOT 20036041


 **2021-02-05**

EC REP Nova Biomedical GmbH


nova
biomedical

200 Prospect Street

- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), по 5 шт. в наборе
более 5 шт.;



- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;



- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;




- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;



- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп.
- 1 уп.;




- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;



- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;

- Инструмент для удаления

- Круг для установки чашек с пробамми- 1 шт.



- Руководство пользователя (Instructions for Use Manual).



*Анализатор Stat
Profile PRIME ES
Comp w/Tray с
автосемплером*



Руководство пользователя

*nova
biomedical*

4. Анализатор электролитов Stat Profile Prime ES Comp



Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES вариант исполнения: Prime Sensor Card ES Comp - 42035, 1 шт./уп. - 1 уп;
- Картридж калибровочный для количественного определения электролитов в цельной крови (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}), сыворотке, плазме, моче (Na^+ , K^+ , Cl^-), спинномозговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адаптером 1 шт. (возможна поставка следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 100 Sample – 53103; 2. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 200 Sample – 53362; 3. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 300 Sample – 53102; 4. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 400 Sample – 53460; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 500 Sample – 53461);
- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;
- Трубка С линии пробозаборника (Prime Prime Probe S Line 100 μl), 1шт./уп. – 1 шт.;
- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1шт./уп. – 1 шт.;
- Трубка насосная (Prime Pump Harness), 1шт./уп. – 1 шт.;
- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) – 1 шт.;
- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1шт./уп. – 1 уп.;
- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1шт./уп. – не более 5 шт.;
- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1шт./уп. – 1 шт.;
- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп. – 1 уп.;
- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1шт./уп. – 1 уп.;
- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;
- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1шт./уп. – 1 шт

Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах Nova Biomedical: Prime Sensor Card, Prime Sensor Comp - 42035, 1 шт./уп. - 1 уп;

Stat Profile Prime

MicroSensor Card™

Na^+ K^+ Cl^-

Ca^{++} Mg^{++}

NOVA
biomedical
nova biomedical.com


калибровочный для количественного определения электролитов в сыворотке крови, iCa^{2+} , iMg^{2+} , электролиты плазмы, моча (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}), спинномозговой жидкости. Карtridge устанавливается в анализаторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адаптером. В комплект поставки следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES 53103;




2. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 200 Sample – 53362; 3. Prime
ES Comp 300 Sample – 53102; 4. Prime Calibrator Cartridge
Sample – 53460; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Comp 500 Sample –

PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE
ES COMP 200 SAMPLE
53362
PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE
ES COMP 300 SAMPLE
53102
PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE
SAMPLE
53460
PRIME CALIBRATOR CARTRIDGE
ES COMP 500 SAMPLE
53460

- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;





- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1 шт./уп. – 1 шт.;



- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) - 1 шт.;



- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. — 1 уп.;

REF 56452


Prime ES Diluent

Verdünnungslösung

Solución diluyente, Solution de dilution

Hígítóoldat, Solução de diluição

IVD



Made
in
USA

LOT 20036041


 2021-02-05

EC REP Nova Biomedical GmbH


nova
biomedical

200 Prospect Street

- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт. - не
более 5 шт.;



- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1шт./уп. – 1 шт.;



- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;




- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;



- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп.
- 1 уп.;



- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;



- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;

- Инструмент для удаления клипса (Valge Tõrjuri Klipsi Eemaldaja) - 1шт./уп. - 1шт.

- Руководство пользователя (Instructions for Use Manual).

IVD CE

Анализатор Stat Profile PRIME ES Comp



Руководство пользователя

nova
biomedical

5. Анализатор электролитов Stat Profile Prime ES Basic w/Tray/Scanner с автосемплером и сканером



- Картридж калибровочный для количественного определения электролитов в цельной крови (Na^+ , K^+ , Cl^-), сыворотке, плазме, моче (Na^+ , K^+ , Cl^-), спинномозговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адаптером 1 шт. – 1 шт.; (возможна поставка следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 100 Sample – 53101; 2. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 200 Sample – 53363; 3. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 300 Sample – 53361; 4. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 400 Sample – 53457; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 500 Sample – 53458);
- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;
- Трубка С линии пробозаборника (Prime Prime Probe S Line 100 μl), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Трубка насосная (Prime Pump Harness), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) – 1 шт.;
- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;
- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт./уп. – не более 5 шт.;
- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп. – 1 уп.;
- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;
- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;
- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Круг для установки чашек с пробами- 1 шт.

Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения
на анализаторах серии Stat Profile Prime ES
Sensor Card ES Basic 42034 1 шт./уп.

Na⁺, K⁺, Cl⁻
ления: Prime
UDI
Only

(01)10385480420348
(17)190716
(10)18227049



Stat Profile Prime MicroSensor Card™

Na⁺ K⁺ Cl⁻

LFND9418B



022



2019-11-01



18306059




42034

nova
biomedical
novabiomedical.com
LPN 53348D 15-12


ж калибровочный для количественного определения элек
крови (Na^+ , K^+ , Cl^-), сыворотке, плазме, моче (Na^+ ,
озговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Pr
кте с капиллярным адаптером 1 шт. – 1 шт.; (возможна п
щих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 100
1;

Calibrator Cartridge ES Basic 200 Sample – 53363; 3. Prime
ge ES Basic 300 Sample – 53361; 4. Prime Calibrator Cartridge ES B
– 53457; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 500 Sample – 53458)

- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;




Трубка Силинн пробозаборника (Prime Prime Probe) 1 шт.,



- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1шт./уп. – 1 шт.;





- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) - 1 шт.;



- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;

REF 56452


Prime ES Diluent

Verdünnerlösung

Solución diluyente, Solution

Hígítóoldat, Solução de diluição

IVD



Made
in
USA

LOT 20036041


 2021-02-05

EC REP Nova Biomedical GmbH


nova
biomedical

200 Prospect Street

- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт.
более 5 шт.;



- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1шт./уп. – 1 шт.;



- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;



- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;



- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп.
- 1 уп.;



- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;



- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;



- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1шт./уп. – 1 шт

- Круг для установки чашек с пробамми- 1 шт.

- Руководство пользователя (Instructions for Use Manual).

IVD

CE

Анализатор электролитов
Stat Profile PRIME ES
Basic w /tray/Scanner
с автосемплером и сканером



Руководство пользователя

nova
biomedical

6. Анализатор электролитов Stat Profile Prime ES Basic w/Scanner со сканером



Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES Basic вариант исполнения: Prime Sensor Card ES Basic - 42034 - 1 шт./уп.;
- Картридж калибровочный для количественного определения электролитов в цельной крови (Na^+ , K^+ , Cl^-), сыворотке, плазме, моче (Na^+ , K^+ , Cl^-), спинномозговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адаптером 1 шт. – 1 шт.; (возможна поставка следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 100 Sample – 53101; 2. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 200 Sample – 53363; 3. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 300 Sample – 53361; 4. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 400 Sample – 53457; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 500 Sample – 53458);
- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;
- Трубка С линии пробозаборника (Prime Prime Probe S Line 100 μl), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Трубка насосная (Prime Pump Harness), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) 1 шт.;
- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;
- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт./уп. – не более 5 шт.;
- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп. – 1 уп.;
- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;
- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;
- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1 шт./уп. – 1 шт.

Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения
на анализаторах серии Stat Profile Prime ES
Sensor Card ES Basic 42034 1 шт./уп.

Na⁺, K⁺, Cl⁻
назначения: Prime
UDI
Only

(01)10385480420348
(17)190716
(10)18227049



Stat Profile Prime MicroSensor Card™

Na⁺ K⁺ Cl⁻

LFND94188



022



2019-11-01



18306059



42034


nova
biomedical
novabiomedical.com

IPN 53348D 015-12

ж калибровочный для количественного определения электролитов в крови (Na^+ , K^+ , Cl^-), сыворотке, плазме, моче (Na^+ , K^+ , Cl^-), спинно-мозговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime. В комплекте с капиллярным адаптером 1 шт. – 1 шт.; (возможна поставка других типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 100 шт.);

Calibrator Cartridge ES Basic 200 Sample – 53363; 3. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 300 Sample – 53361; 4. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 500 Sample – 53457; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 500 Sample – 53458).


- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп.
- 1 уп.;



Трубка Силиконовая приборная / Prime Prime Probe
шт.;



- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1шт./уп. – 1 шт.;



- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) - 1 шт.;



- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;

REF 56452


Prime ES Diluent

Verdünnungslösung

Solución diluyente, Solution de dilution

Hígítóoldat, Solução de diluição

IVD



Made
in
USA

LOT 20036041



2021-02-05


EC REP

Nova Biomedical GmbH


NOVA
biomedical

200 Prospect Street


- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт. в наборе
более 5 шт.;




- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;



- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;



- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;



- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп.
- 1 уп.;



- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;



- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;

- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1 шт./уп. - 1 шт

- Руководство пользователя (Instructions for Use Manual).  

Анализатор электролитов
Stat Profile PRIME ES
Basic w /Scanner
со сканером



Руководство пользователя

nova
biomedical

7. Анализатор электролитов Stat Profile Prime ES Basic w/Tray с автосемплером



Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES Basic вариант исполнения: Prime Sensor Card ES Basic - 42034 - 1 шт./уп.;
- Картридж калибровочный для количественного определения электролитов в цельной крови (Na^+ , K^+ , Cl^-), сыворотке, плазме, моче (Na^+ , K^+ , Cl^-), спинномозговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адаптером 1 шт. – 1 шт.; (возможна поставка следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 100 Sample – 53101; 2. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 200 Sample – 53363; 3. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 300 Sample – 53361; 4. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 400 Sample – 53457; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 500 Sample – 53458);
- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;
- Трубка С линии пробозаборника (Prime Prime Probe S Line 100 μl), 1шт./уп. – 1 шт.;
- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1шт./уп. – 1 шт.;
- Трубка насосная (Prime Pump Harness), 1шт./уп. – 1 шт.;
- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) 1 шт.;
- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1шт./уп. – 1 уп.;
- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1шт./уп. – не более 5 шт.;
- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1шт./уп. – 1 шт.;
- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп. – 1 уп.;
- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1шт./уп. – 1 уп.;
- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;
- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1шт./уп. – 1 шт.
- Круг для установки чашек с пробами- 1 шт.

Na⁺, K⁺, Cl⁻
назначения: Prime
UDI
Only

(01)10385480420348
(17)190716
(10)18227049




Stat Profile Prime
MicroSensor Card™

LFN09418B

Na⁺ K⁺ Cl⁻

Стартовый набор:
Карта сенсорная для количественного определения
и анализаторов серии Stat Profile Prime ES
Sensor Card ES Basic 42034 1 шт./уп.



022



2019-11-01

LOT

18306059

REF

42034

nova
biomedical

novabiomedical.com


PN 53348D 15-12

Calibrator Cartridge ES Basic 200 Sample – 53363; 2. Prime
ge ES Basic 300 Sample – 53361; 4. Prime Calibrator Cartridge ES
– 53457; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 500 Sample – 53458)

- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп.
- 1 уп.;



Трубка с линией проболаборника (Prime Probe X-Line 100) и...



- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1шт./уп. – 1 шт.;



- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) - 1 шт.;



- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;

REF 56452


Prime ES Diluent

Verdünnungslösung, Adjuvans

Solución diluyente, Solution de dilution

Hígítóoldat, Solução de diluição

IVD



Made
in
USA

LOT 20036041



2021-02-05


EC REP

Nova Biomedical GmbH

nova
biomedical

200 Prospect Street

- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт. и более 5 шт.;



- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;




- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;



- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;



- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп.
- 1 уп.;



- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;



- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;

- Инструмент для удаления клипсы (Valve Tube Removal Tool), 1 шт./уп. – 1 шт

- Круг для установки чашек с пробамии- 1 шт.

IVD CE

- Руководство пользователя (Instructions for Use Manual).

Анализатор электролитов

Stat Profile PRIME ES

*Basic w/Tray с
автосемплером*



Руководство пользователя

nova
biomedical

8. Анализатор электролитов Stat Profile Prime ES Basic



Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES Basic вариант исполнения: Prime Sensor Card ES Basic - 42034 - 1 шт./уп.;
- Картридж калибровочный для количественного определения электролитов в цельной крови (Na^+ , K^+ , Cl^-), сыворотке, плазме, моче (Na^+ , K^+ , Cl^-), спинномозговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES в комплекте с капиллярным адаптером 1 шт. – 1 шт.; (возможна поставка следующих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 100 Sample – 53101; 2. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 200 Sample – 53363; 3. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 300 Sample – 53361; 4. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 400 Sample – 53457; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 500 Sample – 53458);
- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;
- Трубка С линии пробозаборника (Prime Prime Probe S Line 100 μl), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Трубка насосная (Prime Pump Harness), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) 1 шт.;
- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;
- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), 1 шт./уп. – не более 5 шт.;
- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;
- Термобумага для принтера (Thermal Paper), 5 рулонов/уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;
- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп. – 1 уп.;
- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;
- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;
- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1 шт./уп. – 1 шт.

Стартовый набор:

- Карта сенсорная для количественного определения электролитов Na⁺, K⁺, Cl⁻ на анализаторах серии Stat Profile Prime ES Basic
Sensor Card ES Basic 42034 - 1 шт./уп.

Na⁺, K⁺, Cl⁻
назначения: Prime
UDI
Only

022

Stat Profile Prime MicroSensor Card™

Na⁺ K⁺ Cl⁻



(01)10385480420348
(17)190716
(10)18227049



2019-11-01



18306059



42034


nova
biomedical
novabiomedical.com
LPN 53348D 15-12

LFND941BB

ж калибровочный для количественного определения элек
крови (Na^+ , K^+ , Cl^-), сыворотке, плазме, моче (Na^+ ,
озговой жидкости (Cl^-) на анализаторах серии Stat Profile Pro
кте с капиллярным адаптером 1 шт. – 1 шт.; (возможна п
щих типов картриджей: 1. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 100

Calibrator Cartridge ES Basic 200 Sample – 53363; 3. Prime
ge ES Basic 300 Sample – 53361; 4. Prime Calibrator Cartridge ES B
– 53457; 5. Prime Calibrator Cartridge ES Basic 500 Sample – 53458)

- Двухуровневый контрольный материал для контроля качества количественного определения электролитов (Na^+ , K^+ , Cl^- , iCa^{2+} , iMg^{2+}) на анализаторах серии Stat Profile Prime ES (Prime Ampuled Controls ES), 20 шт./уп. – 1 уп.;





- Референтный электрод (Prime Reference Cartridge), 1шт./уп. – 1 шт.;



- Трубка насосная (Prime Pump Harness), 1 шт./уп. – 1 шт.;



- Блок питания внешний универсальный на 100-240V (Prime Backup Power Supply, 100-240V Prime) - 1 шт.;



- Раствор для разведения (Diluent Solution), 1 шт./уп. – 1 уп.;

REF 56452


Prime ES Diluent

Verdünnerrösung, Lösung

Solución diluyente, Solution de dilution

Hígítóoldat, Solução de diluição

IVD



Made
in
USA

LOT 20036041



2021-02-05


EC REP

Nova Biomedical GmbH


nova
biomedical


200 Prospect Street

- Набор для промывки проточных путей (Flowpath Flush Tool), Inc. — не более 5 шт.;



- Порт безопасности образца (Safety Sample Port), 1 шт./уп. – 1 шт.;






- Поглотитель сгустков для шприца (Kit Clot Catchers Syringe), 200 шт./уп. – 1 уп.;




- Поглотитель сгустков для капилляров (Kit Clot Catcher Capillary), 250 шт./уп.
- 1 уп.;

- Приспособление для консервации (Calibrator Flush Fixture), 1 шт./уп. – 1 уп.;



- Капилляры (Capillary Tube), 1 уп. – 1 уп.;



- Инструмент для удаления клапана (Valve Tube Removal Tool), 1 шт./уп. – 1 шт



- Руководство пользователя (Instructions for Use Manual)



Анализатор электролитов

Stat Profile

PRIME ES Basic



Руководство

пользователя

nova
biomedical

Генеральный директор
Чернавот Г.А.

164 мейб

