

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

медицинского изделия

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ LS-15,
с принадлежностями**

производства

Ralf W. Weinkauff (Ральф В. Вайнкауф), Германия




Рисунок 1 – Устройство для окрашивания гистологических образцов LS-15 в сборе (с ручкой и корзиной на 30 стекол, с блоком для проточной воды, модулем подогрева/сушки стекол, ванночками для красителя 520 мл), общий вид (без крышки основного прибора)




Рисунок 2 – Устройство для окрашивания гистологических образцов LS-15, задняя панель, с разъемом для сетевого подключения, кнопкой включения основного прибора и приборной табличкой



Рисунок 3 – Транспортный рычаг для корзины на 30 стекол




Рисунок 4 – Блок для проточной воды, отсоединенный от основного прибора




Рисунок 5 – Корзина на 30 стекол вместе с ванночкой для красителя 520 мл




Рисунок 6 – Ванночка для красителя 250 мл



Рисунок 7 – Упакованные для транспортирования кабель сетевой, предохранители плавкие, необходимое количество ванночек для красителя 250 мл, ручки для корзины на 16, 20 и 30 стекол и Руководство по эксплуатации на медицинское изделие



Рисунок 8 – Упакованное для транспортирования необходимое количество ванночек для красителя 520 мл



**Рисунок 9 – Упакованные для транспортирования фильтры угольные
(необходимое количество)**



Рисунок 10 – Упаковка для транспортирования медицинского изделия:


- нижняя полка – основной прибор;
- средняя полка – крышка (короб) основного прибора;
- верхняя полка – составные части изделия и принадлежности, согласно рисункам 7, 8, 9

Итого в документе
пронумеровано и прошито

10

листов

Генеральный директор
ООО «БИОМЕДИКАЛ СИСТЕМС»


В.В. Березин

