

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Пасифик Трейд и Сервис»



Недосекин А.С.

20 21 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ВЫТЯЖНОЙ
по ТУ 32.50.30-004-48837523-2020**

Шкаф лабораторный химический вытяжной (Арт. ВШ-001)




Шкаф лабораторный химический вытяжной с мойкой и бактерицидной лампой
(Арт. ВШ-002)




Шкаф лабораторный химический вытяжной с мойкой (Арт. ВШ-003)



Шкаф лабораторный химический вытяжной с бактерицидной лампой (Арт. ВШ-004)



Маркировка розеток



Шаблон маркировки

ООО «ПАСИФИК ТРЕЙД И СЕРВИС»		
 Юридический адрес: 690091, Приморский край, Г.О. Владивостокский, г. Владивосток, улица Алеутская, дом 8В, этаж 3, офис 301		ТУ 32.50.30-004-48837523-2020 Изготовлено в Российской Федерации
Наименование изделия по эксплуатационному и функциональному назначению, обозначение изделия (артикул) по ТУ 32.50.30-004-48837523-2020		
Характеристики питания Потребляемая мощность Класс защиты оболочек Дата изготовления Заводской номер Гарантийный срок эксплуатации Срок службы	~ (220 ± 22) В, 50 Гц 130 ВА IP20  ММ.ГГГГ  XXXXXX 24 месяца 4 года	Порядок применения, гарантия изготовителя: см. Руководство по эксплуатации ПТИС.942849.001 РЭ  
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.		

Маркировка изделия

ООО «ПАСИФИК ТРЕЙД И СЕРВИС»		
 Юридический адрес: 690091, Приморский край, Г.О. Владивостокский, г. Владивосток, улица Алеутская, дом 8В, этаж 3, офис 301		ТУ 32.50.30-004-48837523-2020 Изготовлено в Российской Федерации
Шкаф лабораторный химический вытяжной с мойкой и бактерицидной лампой в сборе (Арт. ВШ-002) по ТУ 32.50.30-004-48837523-2020		
Характеристики питания Потребляемая мощность Класс защиты оболочек Дата изготовления Заводской номер Гарантийный срок эксплуатации Срок службы	~ (220 ± 22) В, 50 Гц 130 ВА IP20  06.2020  005004 24 месяца 4 года	Порядок применения, гарантия изготовителя: см. Руководство по эксплуатации ПТИС.942849.001 РЭ  
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.		

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 7 (семь) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «Пасифик Трейд и Сервис»
Неодсекции

« 11 » декабря 2022 г.

