

Генеральный директор
ООО "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ"
Александр Яковлевич Шестаков



2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 ("SARS-CoV-2 ddPCR Kit") методом цифровой
капельной ПЦР (ddPCR) в биологическом материале, в составе

BIO-RAD

**SARS-CoV-2
ddPCR Kit**

REF 12013743

600 tests

Includes

1 vial of assay

6 vials of supermix

6 vials of reverse transcriptase

6 vials of DTT

2 vials of positive standard

2 vials of negative standard

Bio-Rad Laboratories, Inc. www.bio-rad.com
5731 W Las Positas Blvd, Pleasanton, CA 94588
Made in USA

Store at -20°C .



(01)03610522181896
(17)210331
(10)64359839



bio-rad.com/SARSCoV2-ddPCR



2020-06-22



64359839



2021-03-31

10000128954 B

Рис. 1 Внешний вид «Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 ("SARS-CoV-2 ddPCR Kit") методом цифровой капельной ПЦР (ddPCR) в биологическом материале, в составе»



Рис. 2 Внешний вид «Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 ("SARS-CoV-2 ddPCR Kit") методом цифровой капельной ПЦР (ddPCR) в биологическом материале, в составе»



Рис. 3 Внешний вид компонентов «Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 ("SARS-CoV-2 ddPCR Kit") методом цифровой капельной ПЦР (ddPCR) в биологическом материале, в составе»



Рис. 5 Внешний вид компонентов «Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 ("SARS-CoV-2 ddPCR Kit") методом цифровой капельной ПЦР (ddPCR) в биологическом материале, в составе»

12013743

Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 ("SARS-CoV-2 ddPCR Kit") методом цифровой капельной ПЦР (ddPCR) в биологическом материале, в составе:

1. Смесь праймеров и зондов для детекции РНК вируса SARS-CoV-2, 600 мкл – 1 шт.
2. Обратная транскриптаза по 1 мл – 6 шт.
3. DTT Дитиотреитол 300 мМ по 1 мл – 6 шт.
4. Смесь реагентов для проведения одноступенчатой реакции RT-ddPCR для зондов, по 1 мл – 6 шт.
5. Контрольный материал SARS-CoV-2 Positive (положительный), по 0,3 мл – 2 шт.
6. Контрольный материал SARS-CoV-2 Negative (отрицательный), по 0,3 мл – 2 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXX от ДД.ММ.ГГГГг.

Номер серии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель Bio-Rad Laboratories, Inc. / "Био-РадЛабораториез, Инк.", 5731 W. Las Positas Blvd PLEASANTON, CA 94588 UNITED STATES, США

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04 diag_support_rcis@bio-rad.com www.bio-rad.com

Страна происхождения: США

Рис. 5 Маркировка - «Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 ("SARS-CoV-2 ddPCR Kit") методом цифровой капельной ПЦР (ddPCR) в биологическом материале, в составе»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 листов.

Генеральный директор

ООО «Био-Рад Лаборатории»

Шестаков А.Я.

