

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями:

пакет с прямым дном



Энергия
расходные материалы
для утилизации
медицинских отходов

ПАКЕТ ПКМ-Б-«ЭНЕРГИЯ»
ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ
И УДАЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
КЛАССА Б
(опасные, рискованные отходы)

Название ЛПУ: _____

Код подразделения ЛПУ: _____

Ответственное лицо: _____

Дата сбора: _____

РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!



ЗАПРЕЩЕНО:

- Пересыпать (перегружать) неупакованные отходы из одного пакета в другой;
- Утрамбовывать любые отходы руками;
- Осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды.
- Складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 осуществить герметизацию с помощью замка-стяжки и других приспособлений, исключающих высыпание отходов в соответствии с требованием СанПин 2.1.7.2790-10. РУ РЗН 2016/4785 от 20.11.2019

Пакет полимерный одноразовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов

классов А, Б, В, Г, Д по ТУ 9464-001-13028158-2015.

ООО «Энергия», юр. адрес: Россия, 420075, г. Казань,
ул. Липатова 37, корп. 15, офис 803
тел. (843)225-77-89, 290-07-89, 225-87-89
www.energy-16.ru, E-mail: info@energy-16.ru

ПАРТИЯ № 20-0206



ПАКЕТ ПКМ-Д-«ЭНЕРГИЯ»
ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО ЦВЕТА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ
И УДАЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

КЛАССА Д
(РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ)

Название ЛПУ: _____
Код подразделения ЛПУ: _____
Ответственное лицо: _____
Дата сбора: _____

РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!



ЗАПРЕЩЕНО:

- Пересылать (перезагружать) наупакованные отходы из одного пакета в другой;
- Утилизировать любые отходы руками;
- Осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- Складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы.

После заполнения пакет не более чем на 3/4 герметизировать с помощью тампа-сегмента и других устройств, исключающих высыпание отходов в соответствии с требованиями СанПиН 3.37.3790-10, РУ РЭН 2016/4785 от 20.11.2016

Пакет полимерный полиэтиленовый для сбора, хранения и удаления медицинских отходов

классов А, Б, В, Г, Д по ТУ 8464-001-13020168-2016,
ООО «Энергия», юр. адрес: Россия, 420075, г. Казань,
ул. Липатова 37, корп. 15, офис 803
тел. (843) 225-77-89, 280-07-89, 225-87-89
www.energy-16.ru, E-mail: info@energy-16.ru

Масса нетто (без учета массы упаковки) 5 кг, ±

ПАРТИЯ № 20-0206



Энергия
полимерные материалы
для упаковки отходов

ПАКЕТ ПКМ-Г-«ЭНЕРГИЯ»
ЧЕРНОГО ЦВЕТА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ
И УДАЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
КЛАССА Г

(токсикологически опасные отходы
3-го класса опасности)

ПАРТИЯ № 19 - 07 31

Название ЛПУ: _____
Код подразделения ЛПУ: _____
Ответственное лицо: _____
Дата сбора: _____

РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!



ЗАПРЕЩЕНО:

- Пересыпать (перегружать) неупакованные отходы из одного пакета в другой;
- Утрамбовывать любые отходы руками;
- Осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды.
- Складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 удалить воздух и осуществить герметизацию с помощью замка-стакки и других приспособлений, исключающих высыпание отходов в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10. РУ РЗН 2016/4785 от 29.09.2016

Пакеты полимерные односторонние для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А, Б, В, Г, Д по ТУ 9464-001-15028158-2015. Гарантийный срок хранения пакетов из полимерных пленок - 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

ООО «Энергия», юр. адрес: Россия, 420075, г. Казань,
ул. Липатова 37, корп. 15, офис 803
тел. (843)225-77-89, 290-07-89, 225-87-89
www.energy-16.ru, E-mail: info@energy-16.ru



Энергия
расходные материалы
для утилизации
медицинских отходов

ПАКЕТ ПКМ-А-«ЭНЕРГИЯ»
БЕЛОГО ЦВЕТА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ
И УДАЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

КЛАССА А
(неопасные отходы)

Название ЛПУ: _____
Код подразделения ЛПУ: _____
Ответственное лицо: _____
Дата сбора: _____

ПАРТИЯ № 19 - 07 31

РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

ЗАПРЕЩЕНО:



- Пересыпать (перегружать) неупакованные отходы из одного пакета в другой;
- Утрамбовывать любые отходы руками;
- Осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды.
- Складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 удалить воздух и осуществить герметизацию с помощью замка-стяжки и других приспособлений, исключающих высыпание отходов в соответствии с требованием СанПин 2.1.7.2790-10. РУ РЗН 2016/4785 от 29.09.2016

Пакеты полимерные одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А, Б, В, Г, Д по ТУ 9464-001-13028158-2015. Гарантийный срок хранения пакетов из полимерных пленок - 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

ООО «Энергия», юр. адрес: Россия, 420075, г. Казань,
ул. Липатова 37, корп. 15, офис 803
Тел. (843) 225-77-89, 290-07-89, 225-87-89
www.energy-16.ru, E-mail: info@energy-16.ru

ПАРТИЯ № 19 - 07 31



ПАКЕТ ПКМ-А-«ЭНЕРГИЯ»
БЕЛОГО ЦВЕТА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ
И УДАЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
КЛАССА А
(неопасные отходы)

Название ЛПУ: _____
Код подразделения ЛПУ: _____
Ответственное лицо: _____
Дата сбора: _____

РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!



ЗАПРЕЩЕНО:



- Пересыпать (перемешивать) неупакованные отходы из одного пакета в другой;
- Утилизировать любые отходы руками;
- Осуществлять любые операции с отходами без перчаток;
- Необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;
- Складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы.

После заполнения пакета не более чем на 1/4 удалить воздух и осуществить герметизацию с помощью завязывания и других приспособлений, исключающих высыпание отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10. РУ РЗН 2016/4763 от 29.09.2016. Пакеты предназначены для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А, В, В, Г, Д по ТУ 9464-001-3026158-2015. Гарантийный срок хранения пакетов из полипропиленовых волокон - 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

ООО «Энергия», юр. адрес: Россия, 420075, г. Казань,
ул. Липатова 37, корп. 15, офис 603

тел. (843)325-77-89, 290-07-83, 225-87-89
info@energiya-16.ru, info@energiya-16.ru

пакет с вырубной ручкой



Энергия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ

ПАКЕТ ПКМ-В-«ЭНЕРГИЯ»
КРАСНОГО ЦВЕТА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ
И УДАЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
КЛАССА В
(ОЧЕРЕДНОГО ОПАСНОГО ОТХОДА)

Название ЛПУ: _____
Код подразделения ЛПУ: _____
Ответственное лицо: _____
Дата сбора: _____

ПАРТИЯ № 19 - 07 31

РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!



ЗАПРЕЩЕНО:

- Пересыпать (перепороть) содержимое отходов из одного пакета в другой;
- Утилизировать в общие отходы;
- Осуществлять любые операции с отходами без перчаток;
- Использовать средства индивидуальной защиты, не соответствующие типу отходов, подлежащих утилизации;
- Сжигать пакет, отходы, упаковку, контейнер и т.д.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 удалить воздух и герметизировать пакет с помощью замка-стяжки и других приспособлений, исключающих высыпание отходов и проливание. Пакет должен быть маркирован с указанием класса опасности отходов. Пакет не должен использоваться для сбора, хранения и удаления медицинских отходов, не соответствующих классу опасности. Пакет должен быть утилизирован в соответствии с требованиями законодательства.

ООО ЦИРМИ, Москва, ул. Мясницкая, д. 25/27, стр. 1
ул. Мясницкая, 3, корп. 15, офис 401
тел. (495) 3125-77-66, факс (495) 3125-77-66
e-mail: info@cirmi.ru, info@goszdravnadzor.ru



Пакеты ПКМ - _____ - «ЭНЕРГИЯ»

_____ цвета для сбора, хранения
и удаления медицинских отходов
класса _____

Подразделение ЛПУ _____

Название ЛПУ _____

Ответственное лицо _____

Дата _____

ТУ 9464-001-13028158-2015; РУ РЗН 2016/4785

Производитель: 420075, Россия, г. Казань, ул. Липатова, дом 37, корпус 15, офис 803,
тел. (843)225-77-89, 290-07-89, 225-87-89 www.energy-16.ru Email: info@energy-16.ru

Пакеты хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 30°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Гарантийный срок хранения пакетов из полимерных пленок – 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

замок-стяжка



Директор
ООО «Энергия» _____ Раковец Т.В.

ООО «Энергия» _____ Раковец Т.В.

