

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НИАГАРА
КОМПЬЮТЕРС»

Григорьев С.В.

20 29 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплекс программно-аппаратный «Киберсердце»

ТУ 26.60.12-001-18142485-2019

Комплекс программно-аппаратный «Киберсердце» по ТУ 26.60.12-001-18142485-2019

Версия : 1.01

Дата выпуска: XX.XX.XXXXг.

Язык интерфейса: русский

- комплект поставки: Мобильный кардиорегистратор "Светлячок" с дисплеем или без дисплея - 1 шт.;
- Кабель с 4 электродами - 1 шт.;
- Кабель с 10 электродами - 1 шт. (при необходимости);
- Зарядное устройство - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- CD с программным обеспечением - 1 шт.

Серия номер:

Назначение: для использования с целью 24-часовой регистрации сердечной деятельности пациента и беспроводной передачи зарегистрированной электрокардиограммы (ЭКГ) на приемник/систему анализа

Область применения: медицинские учреждения — лечебно-профилактические и другие виды заведений любой подчиненности и любых форм собственности, в которых людям, в том числе с какими-либо заболеваниями, оказываются медицинские услуги, связанные с диагностикой, лечением, реабилитацией, консультированием

Сведения о потенциальных пользователях: Основными пользователями комплекса являются сотрудники клинко-диагностической лаборатории: врачи, лаборанты, фельдшеры-лаборанты, медицинские регистраторы, медицинские технологи, медицинские техники.

Правообладатель(разработчик): Общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС» (ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»), Россия, 109469, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО, УЛ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, Д. 34, К. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ., КОМ. X, 1

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС» (ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»), Россия, 109469, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО, УЛ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, Д. 34, К. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ., КОМ. X, 1

Техническая поддержка: Общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС» (ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»), Россия, 109469, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО, УЛ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, Д. 34, К. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ., КОМ. X, 1. Тел.: +7 (499) 705-75-05, E-mail: inform@niagara.ru



Более подробное описание технических характеристик и сведений указано в руководстве по эксплуатации



Транспортная маркировка

Комплекс программно-аппаратный «Киберсердце» по ТУ 26.60.12-001-18142485-2019


получатель,
место назначения,
количество грузовых мест в
комплекте
порядковый номер внутри комплекта
отправитель
место отправления
масса брутто
масса нетто грузового места в килограммах



«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»


Григорьев С.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДИА

Комплекс программно-аппаратный «Киберсердце» по ТУ 26.60.12-001-18142485-2019








Фото 3 - Кабель с 4 электродами




Фото 4 - Кабель с 10 электродами



Фото 5 - CD с программным обеспечением





Фото 6 - Зарядное устройство



**Комплекс программно-аппаратный «Киберсердце» по
ТУ 26.60.12-001-18142485-2019**

Версия: 1.01

Дата выпуска: 10.02.2020г.

Язык интерфейса: русский

Комплект поставки:

Мобильный кардиорегистратор "Светлячок" без дисплея - 1 шт.

Мобильный кардиорегистратор "Светлячок" с дисплеем - 1 шт.

Мобильный кардиорегистратор "Светлячок" с дисплеем - 1 шт.

Мобильный кардиорегистратор "Светлячок" с дисплеем - 1 шт.

Мобильный кардиорегистратор "Светлячок" с дисплеем - 1 шт.

Фото 8 – Макет маркировки для потребительской упаковки Комплекс программно-аппаратный «Киберсердце»
по ТУ 26.60.12-001-18142485-2019

Назначение: для использования с целью 24-часовой регистрации сердечной деятельности пациента и беспроводной передачи зарегистрированной электрокардиограммы (ЭКГ) на приемник/систему анализа

Область применения: медицинские учреждения — лечебно-профилактические и другие виды заведений любой подчинённости и любых форм собственности, в которых людям, в том числе с какими-либо заболеваниями, оказываются медицинские услуги, связанные с диагностикой, лечением, реабилитацией, консультированием

Сведения о потенциальных пользователях: Основными пользователями комплекса являются сотрудники клинично-диагностической лаборатории: врачи, лаборанты, фельдшеры-лаборанты, медицинские регистраторы, медицинские технологи, медицинские техники.



Правообладатель (разработчик): Общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС» (ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»), Россия, 109469, г. Москва, ул. Белореченская, д. 34, корп. 1, эт. 1, пом. X, ком. 1.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС» (ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»), Россия, 109469, г. Москва, ул. Белореченская, д. 34, корп. 1, эт. 1, пом. X, ком. 1.

Техническая поддержка: Общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС» (ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»), Россия, 109469, г. Москва, ул. Белореченская, д. 34, корп. 1, эт. 1, пом. X, ком. 1.

Тел.: +7 (499) 705-78-05, E-mail: info@niagara.ru



Более подробное описание технических характеристик и сведений указано в руководстве по эксплуатации.




Фото 10 – Фото транспортной тары Комплекса программно-аппаратный «Киберсердце»
по ТУ 26.60.12-001-18142485-2019

Комплекс программно-аппаратный «Киберсердце» по ТУ 26.60.12-001-18142485-2019

получатель

место назначения

количество грузовых мест в комплекте 1 шт.

порядковый номер внутри комплекта NGR 20 001

отправитель Общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС» (ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»), Россия, 109469, г. Москва, ул. Белореченская, д.34, корп.1, эт.1, пом.Х, ком.1.

место отправления Общество с ограниченной ответственностью «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС» (ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»), Россия, 109469, г. Москва, ул. Белореченская, д.34, корп.1, эт.1, пом.Х, ком.1.

масса брутто 200 г.

масса нетто грузового места в килограммах 0.12 кг.

