


Фотографическое изображение медицинского изделия

**Калибратор VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 IgG 2
(VITROS Anti-SARS CoV-2 IgG 2 Calibrator) для калибровки анализаторов
серии VITROS при качественном и полуколичественном
иммунодиагностическом определении иммуноглобулинов класса G к
коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции на
анализаторах серии VITROS, лот 0230**



619 9956

Калибратор VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 IgG 2
(VITROS Anti-SARS CoV-2 IgG 2 Calibrator) для
калибровки анализаторов серии VITROS при
качественном и полуколичественном

иммунодиагностическом и определении
иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2
методом усиленной хемилюминесценции на

анализаторах серии VITROS, лот 0230, в составе: 1.
Калибратор 1 - 2 флакона, 1,0 мл. 2. Калибровочная карта
- 1 шт. 3. Протокол карта - 1 шт. 4. Этикетки со штрих-
кодом калибраторов - 8 шт.


Назначение: для калибровки анализаторов серии
VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS
5600, VITROS XT 7600) при качественном и
полуколичественном определении иммуноглобулинов
класса G к рецептор-связывающему домену (RBD) S1
субъединицы шиповидного белка коронавируса SARS-
CoV-2 в человеческой сыворотке

Регистрационное удостоверение в РФ:

Уполномоченная организация на территории РФ:
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026,
Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул.
Новая, дом. 100, стр. 9

**Содержит антитела к SARS-CoV-2. Обращаться как с
источником инфекции.**
**Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg
отсутствуют**

Версия_



КОПИЯ ВЕРНА
ВСЕГО 6 листов
« 01 » 12 2021 г.

Генеральный Директор
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»

Сергеенко В.К.

