

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Ред Стар Опт»

Закиров Р.Р.

«27» октября 2021 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**«Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения под торговой маркой
DENSETSI™» в наборах»**

First Scientific Dental GmbH («Фёрст Сайнтифик Дентал ГмбХ»)

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «Д200 МИКС Кит» (D200 MIX Kit), набор в коробке




Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «D200 МИКС Кит» (D200 MIX Kit), набор в пакете




Аппликаторы

Специальные вспомогательные инструменты, посредством которых вносятся различные препараты для обработки зубных поверхностей: травильные гели, адгезивы, различные жидкотекучие составы и прочие средства.




Шкала оттенков

Стандартная шкала оттенков для визуального восприятия цвета зубов. Используется для определения тональности зубной поверхности при изготовлении таких ортопедических конструкций, как виниры, коронки и протезы, а также для сравнения результатов до и после отбеливания.




Палета для замешивания


Специальные вспомогательные инструмент, служит для замешивания стоматологических материалов.



Наконечники (с иглой)
Наконечник для «D-Etch»




Наконечники с иглой
Наконечник для «D200 MICRO FLOW», «D200 MICRO FLOW SE





Ложемент


Служит для надежной защиты набора от повреждений.
















Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «Д200 МИКРО ФЛОУ» (D200 MICRO FLOW), набор в пакете



Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «Д200 МИКРО ФЛОУ ЭсЕ» (D200 MICRO FLOW SE), набор в коробке



Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «Д200 ТЕМП» (D200 TEMP), набор в коробке



DENSET

D200 TEMP

light-cure composite for temporary restorations of all kinds

Art No./ RST-301-03
Contents: 2 syringe x 4 g
Distributor: Red Sea Opt LLC 197325, Saint-Petersburg, Russia
Manufacturer: First Scientific Dental Center
75325 Sinsheim, Germany

CE 0482



52101600
2024.05

DENSET

Материал пломбир

Однокомпонс

Комплектация


1. Материал пломбирочный TEMP) в шприце, 4г - 2шт.;
2. Инструкция по применению.

Состав

Полиметилакрилаты, стекловый кремний, полимерный стабилизаторы.

Показания к применению

- временные пломбы всех видов;
 - временная защита при изготовлении накладок;
 - временная герметизация эндодонтического лечения;
 - перебазировка временных коронок;
 - протезов из поликарбоната или металла.
- После отверждения материал окрасится в темный цвет, что делает его удаление легким даже при наличии небольших полостей.



Расшифровка символов, указанных на упаковке

	Изготовитель		Использовать до указанной даты
	Номер партии/Номер Лота		Ограничение температуры
	Обратитесь к инструкции по применению		Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги		Медицинское изделие
	Срок годности		



Химическая продукция, вызывающая серьёзные повреждения/раздражение глаз,

класс 2A



Химическая продукция, вызывающая серьёзные повреждения/раздражение глаз,

класс 1 (также используется для обозначения физической опасности)

CE «Европейское соответствие» Специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза, а также то, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия директивам



Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «Д200 МИКС Кит» (D200 MIX Kit), набор в коробке в составе.





Рентгеноконтрастный. Дополнительную информацию См. на упаковке.
 Регистрационное удостоверение № _____ от _____
 Уполномоченный представитель производителя: ООО «Ред Стар Опт».
 Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7,
 литера А, помещение 37Н



CE
0482



Manufacturer:

First Scientific Dental GmbH

25335 Elmshorn, Germany

Distributor: Red Star Opt LLC

197375, Saint-Petersburg, Russia

Contents:

6 x 4 g syringes D200 MICRO -

- shades A2, A3, A3.5, B2, OA2, OA3

2 ml syringe D-Etch

5 ml bottle D-Bond TE


Accessories


Мастерисл пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения
«D200 МИКС Кит» (D200 MIX Kit), набор в коробке

Комплектация:

- материал пломбировочный «D200 МИКРО» (D200 MICRO), в шприце 4г – 6шт.;
- адгезив светового отверждения «Д-Бонд ТэЕ» (D-Bond TE) во флаконе, 5мл – 1шт;
- гель для травления «Д-Этч» (D-Etch) в шприце, 2мл – 1шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.; / - аппликаторы – 20 шт.;
- шкала оттенков – 1шт.; / - полета для замешивания – 5шт.;
- наконечники- 3шт.; / - ложемент – 1шт.;

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «D200 МИКРО ФЛОУ ЭсЕ» (D200 MICRO FLOW SE), набор в коробке





Manufacturer:
First Scientific Dental GmbH
25335 Elmshorn, Germany
Distributor: Red Star Opt LLC
197375, Saint-Petersburg, Russia

Contents:

- 1 syringe x 2 ml
- 5 black needle-tips
- 5 blue brushes

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения
«Д200 МИКРО ФЛОУ ЭсЕ» (D200 MICRO FLOW SE), набор в коробке.

Комплектация:

- материал пломбировочный «Д200 МИКРО ФЛОУ ЭсЕ» (D200 MICRO FLOW SE), 2мл - 1 шт.;
- инструкция по применению- 1 шт.; / - наконечники - 5 шт.; / - кисточки - 5шт.;

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Ред Стар Оптима»

Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7, литера А, помещение 37Н

Рентгеноконтрастный. Дополнительную информацию См. на упаковке

Регистрационное удостоверение № _____ от _____




D200 MICRO FLOW SE

Self adhesive light cure flowable composite for anterior
and limited posterior restorations



Макет упаковки:

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «D200 ТЕМП» (D200 TEMP), набор в коробке





Manufacturer:

First Scientific Dental GmbH

25335 Elmshorn, Germany

Distributor: Red Star Opt LLC

197375, Saint-Petersburg, Russia

Contents:

- 2 syringes x 4 g

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения
«D200 ТЕМП» (D200 TEMP), набор в коробке

Комплектация:

- материал пломбировочный «D200 ТЕМП» (D200 TEMP) в шприце, 4г - 2шт.;
- инструкция по применению- 1шт.;

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Ред Стар Оптима»


Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7, литера А, помещение 37Н


Дополнительную информацию См. на упаковке

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

D200 TEMP

LOT






D200 TEMP

Light cure composite for temporary restorations of all kinds

Макет упаковки:

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «Д200 МИКРО» (D200 MICRO), набор в коробке





0482



Manufacturer:

First Scientific Dental GmbH

25335 Elmshorn, Germany

Distributor: Red Star Opt LLC

197375, Saint-Petersburg, Russia

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения

«Д200 МИКРО» (D200 MICRO), набор в коробке

Комплектация:

- материал пломбировочный «Д200 МИКРО» (D200 MICRO), в шприце 4,5г – 2 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.;

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Ред Стар Оптима».

Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7, литера А, помещение 37Н

Рентгеноконтрастный. Дополнительную информацию См. на упаковке


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Contents:

- 2 syringes x 4.5 g




D200 MICRO

Micro hybrid light cure composite for esthetic anterior
and posterior restorations

Макет упаковки:

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «D200 МИКРО ФЛОУ» (D200 MICRO FLOW), набор в коробке





0482

Manufacturer:

First Scientific Dental GmbH

25335 Elmshorn, Germany

Distributor: Red Star Opt LLC

197375, Saint-Petersburg, Russia

Contents:

- 1 syringe x 2 ml

- 3 black needle-tips

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения

«D200 МИКРО ФЛОУ» (D200 MICRO FLOW), набор в коробке.

Комплектация:

- материал пломбировочный «D200 МИКРО ФЛОУ» (D200 MICRO FLOW), в шприце, 2мл - 1 шт.;


- инструкция по применению - 1 шт.; / - наконечники - 3 шт.;

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Ред Стар Оптима»

Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7, литера А, помещение 37Н

Рентгеноконтрастный. Дополнительную информацию См. на упаковке

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

**D200 MICRO FLOW**Micro hybrid light cure flowable composite for anterior
and limited posterior restorationsConsult
Instructions for useTemperature
Limitation

Keep Dry

Keep Away
From Heatlight

D200 MICRO FLOW

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «D200 МИКС Кит» (D200 MIX Kit), набор в пакете

Art.No. / S&C-101



D200 MIX KIT

Micro hybrid light cure composite for esthetic anterior
and posterior restorations
(polymer based restorative material)

Contents: 10 x 4,5 g syringes

Shade:

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения
«D200 МИКС Кит» (D200 MIX Kit), набор в пакете
Комплектация:

- материал пломбировочный «D200 МИКРО» (D200 MICRO), в шприце 4,5 г – 10 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Рентгеноконтрастный. Дополнительную информацию См. на упаковке

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Ред Стар Оптима».

Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7,
литера А, помещение 37Н




HRI Text



Manufacturer: First Scientific Dental GmbH
25335 Elmshorn, Germany

Distributor: Red Star Opt LLC
197375, Saint-Petersburg, Russia



Contents: 10 x 4,5 g syringes

Shade:

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения

«D200 МИКС Кит» (D200 MIX Kit), набор в пакете

Комплектация:

- материал пломбировочный «D200 МИКРО» (D200 MICRO), в шприце 4,5 г – 10 шт.

- инструкция по применению - 1 шт.

Рентгенконтрастный. Дополнительную информацию См. на упаковке

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Ред Стар Оптима».

Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7,

литера А, помещение 37Н



HRI Text



Manufacturer: First Scientific Dental GmbH

25335 Elmshorn, Germany

Distributor: Red Star Opt LLC

197375, Saint-Petersburg, Russia



Макет упаковки:

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «D200 МИКРО ФЛОУ» (D200 MICRO FLOW), набор в пакете

Art.No. / S&C-104



D200 MICRO FLOW

Micro hybrid light cure flowable composite for anterior
and limited posterior restorations
(polymer based restorative material)

Contents: 10 x 2 ml syringes

Shade:

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «D200 МИКРО ФЛОУ» (D200 MICRO FLOW), набор в пакете.

Комплекты:

- материал пломбировочный «D200 МИКРО ФЛОУ» (D200 MICRO FLOW), в шприце, 2мл - 10 шт.

- инструкция по применению - 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Ред Стар Оптима»

Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7, литера А, помещение 37Н

Рентгеноконтрастный. Дополнительная информация см. на упаковке

Регистрационное удостоверение № _____ от _____




HRI Text



Manufacturer: First Scientific Dental GmbH
25335 Elmshorn, Germany

Distributor: Red Star Opt LLC
197375, Saint-Petersburg, Russia



Contents: 10 x 2 ml syringes

Shade:

Материал пломбировочный стоматологический композитный светового отверждения «Д200 МИКРО ФЛОУ» (D200 MICRO FLOW), набор в пакете.

Комплектация:

- материал пломбировочный «Д200 МИКРО ФЛОУ» (D200 MICRO FLOW), в шприце, 2мл - 10 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Ред Стар Оптима»

Адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, улица 2-я Алексеевская, дом 7, литера А, помещение 37Н

Рентгеноконтрастный. Дополнительную информацию См. на упаковке

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



HRI Text




Manufacturer: First Scientific Dental GmbH

25335 Elmshorn, Germany

Distributor: Red Star Opt LLC

197375, Saint-Petersburg, Russia



**Представленные макеты будут применены только на территории Российской Федерации.*

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

39 (тридцать девять) ЛИСТОВ

Генеральный директор ООО «Ред Стар Оптима»

Закиров Руслан Ринатович

27.10.2021 г.

