

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Севкавментген-Д»

 Б.З. Хуштов

«10» сентября 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Комплекс рентгеновский диагностический «Диаком-Рэй»
по ТУ 26.60.11-013-86112671-2021
в вариантах исполнения, с принадлежностями**



ОСНОВНОЙ СОСТАВ:


1.1 Стол со штативом снимков:

- Стол со штативом снимков ТОМОС, в исполнениях: ТОМОС-А, ТОМОС-Д, ТОМОС-АЕ, ТОМОС-ДЕ:



1.2 Стойка снимков:

- Стойка снимков СС в исполнениях: СС-А, СС-Д, СС-АП, СС-ДП:



1.3 Днафрагма (коллиматор):
- Днафрагма (коллиматор) Optica, модель: Optica 10:





Claymount

Anthofseweg 44
7281 HB Dinsperlo
Netherlands
www.claymount.com

VAREX
IMAGING



1639



710383

FCC R_X Only

Model: OPTICA10-00-006-001-OEM

Medical Device

SN WOE012088/1-1

2019-12



(01)08718755001358
(11)191200
(21)WOE012088/1-1


24 VDC / 24 VA
Min. inherent filtration
Al equiv.: 2.0mm Al/75kV
X-ray rating up to: 150kVp

IP20

This product complies with the requirements of 21 CFR Subchapter J for radiation emitting products as of the date of manufacture.
This product complies with 21 CFR 1042.10 and 1042.11 except for deviations pursuant to Letter Notice No.86, dated July 26, 2005.


- Диафрагма (коллиматор) Optica, модель: Optica 20:





- Диафрагма (коллиматор) Optica, модель: Optica 30:




 Accounting & Support
 7001 10th Street
 Vancouver, BC
 V6P 4K1
 www.claymount.com


 VAREX


 CE


 FCC


 RoHS

Medical Device

Model: Optica 30-CF002
 REF: 50129-20-OEM
 SN: WOE015613/1-1
 2020-03

Min. Inherent Filtration
 Al equiv.: 1.2mm Al/75kV
 X-ray rating up to: 150kVp
 IP20


101108718755001396113200321W0E015613/1-1

This product complies with the requirements of IEC 60601-1 for radiation emitting products as of the date of manufacture.
 This product complies with IEC 60601-1 for radiation emitting products as of the date of manufacture.



- Диафрагма (коллиматор) Optica, модель: Optica 40:





 **Claymount**


Anholtseweg 44
7091 HB Dinxperlo
Netherlands
Manufacturer www.claymount.com



CE 0120

Model: Optica 40-CF002

REF


50126-00-RUS
Catalogue number

IP40  **24V 80VA**

SN

WO232908/E-8
Serial number

Min. inherent filtration
Al equiv.: 2.0mm Al/75kV
X-ray rating up to: 150kVp



2014-06
Date of manufacture

- Диафрагма (коллиматор) RalcoR, модели: R 302, R 221, R 225:



1.4 Отсеивающая решетка:
- Отсеивающая решетка JPI, модели: Grid 1000:




- Отсеивающая решетка Soyee, модели: Soyee:



1.5 Ионизационная камера:

- Ионизационная камера VacuDAP, модели: VacuDAP:



VacuDAP - OEM

Country of Origin Germany
Made in Germany




2019-12

SN

19 05818

REF

156 00 15



0.2 Al
(40 - 150) kV
IEC 60580

CE 0197



VACUTEC Meßtechnik GmbH



Dornblüthstraße 14a
DE-01277 Dresden


www.vacutec-gmbh.de

--- 10V - 30V / max. 2W
Firmware: 1.602

- Ионизационная камера SSMC, модели: Solid State MC 508:



- Ионизационная камера SSMC, модели: Solid StateMC 601:



1.6 Устройство рентгеновское питающее высокочастотное:

- Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR, с принадлежностями:



- Устройство рентгеновское питающее высокочастотное VZW, модели: VZW2556, VZW2558F:



- Устройство рентгеновское питающее, модели: INDICOIQ, CMP 200, CMP 200DR с принадлежностями:



22

SYSTEM PART NO.:
VZW2556RB2-Y4

SYSTEM SN.:
CPD29628M17

SYSTEM ACCESSORY LISTING
(per factory configuration)

CONSOLE SN.:
J011218JL17

HV MODULE SN.:
G0427109M17

ADR SYSTEM SN.:

SYSTEM CONTAINS

FIRMWARE

PART NO.:
90134900

REVISION:
AF

COMPATIBLE WITH

SYSTEM MODEL:
VZW2556RB2-Y4

RoHS

CP

MANUFACTURED BY
Communications & Power Industries Canada Inc.
48 River Drive, Georgetown, Ontario, Canada, L7G 2J4
MADE IN CANADA

MODEL NO.: VZW2556RB2-Y4

SERIES: CMP 200DR 50 kW

PART NO.: 90539513

SERIAL NO.: CPD29628M17

MFG. DATE: December 2017

VOLTS AC: 400/480

	MOMENTARY	NOMINAL
AMPS AC:	100/80	5
FREQ:	50/60 Hz	PHASE: 3

COMPLIES WITH IEC 60811-3-64: 2009
& CDRH RADIATION PERFORMANCE
STANDARD 21 CFR, SUBCHAPTER J



ACCEPTED

FINAL MECHANICAL INSPECTION

DATE: DEC 08 2017

FINAL PERFORMANCE TEST

DATE: DEC 07 2017

PRODUCT RELEASE

DATE: DEC 08 2017

PRODUCT CODE VZW2556RB2-Y4

SERIAL NUMBER CPD29628M17

24



- Устройства рентгеновские питающие по ТУ 9442-002-75249059-2007 в следующих исполнениях:
РПУ ВЧ/1, РПУ ВЧ/2 и РПУ ВЧ/3:



- Устройство рентгеновское питающее высокочастотное Editor HFe:





Josef-Baumann-Straße 23
D-44805 Bochum

CE 0197



Röntgengenerator
X-Ray Generator
Générateur Radiologique
Generador Radiológico

Achtung ! Lebensgefahr !
Attention ! Danger to life !
Attention ! Danger de mort !
Atención ! Peligro de muerte !



Öffnen des Schrankes nur durch qualifiziertes Servicepersonal
The cabinet may only be opened by qualified service personnel
Overture de l'armoire autorisée uniquement par le personnel de service qualifié
La apertura del amario solo podrá efectuarse por personal técnico cualificado

EDITOR HFe 601
distributed by



150 kV
400V

== , 800 mA , 65 KW

Standby: 1.55A; max. current: 144 A
3N~ 50Hz / 60Hz

manufactured:  4 / 2018

SN 35424

REF 021605106-LSS


HOUSING 06000502

Complies with requirements applicable for HV-generators and X-ray controls given by
CDRH Radiation Performance standards 21CFR1020.30. (21 CFR Subchapter J) as of date
of manufacture.



ETL CLASSIFIED
Conforms to Std.
ANSI/AAMI ES60601-1,
EN/IEC 60601-1
EN/IEC 60601-2-54
Certified to CAN/CSA Std.
C22.2 No. 60601-1,
C22.2 No. 60601-2-54

- Устройство рентгеновское питающее передвижное среднечастотное микропроцессорное с автоматической индикацией дозы и системой самодиагностики УРСПас-"РЕНЕКС" по ТУ 9442-014-01416381-01:



- Устройство рентгеновское питающее среднечастотное микропроцессорное с автоматической индикацией дозы на пациента и системой самодиагностики для работы с двумя высоковольтными генераторами напряжения "Ренекс-Автогн" по ТУ 9442-019-54839165-2002:



- Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПв-"РЕНЕКС" по ТУ 9442-027-54839165-2005:



- Устройство рентгеновское питающее высокочастотное ZR75PN:



1.7 Излучатель рентгеновский диагностический (рентгеновская трубка/кожух):

- Излучатель рентгеновский диагностический RTM, модели: RTM 78 HS, RTM 782 HS, RTM 90 HS, RTM 92 HS, RTM 101 HS, RTM 102 HS:




- Излучатель рентгеновский диагностический RTC, модели: RTC 600 HS, RTC 700 HS:



- Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой, варианты исполнения: E7864X, E7884X, E7869X, E7892X, E7895X, E7876X:



- Излучатель рентгеновский диагностический RAD, модели: RAD-12, RAD-13, RAD-14, RAD-44, RAD-56, RAD-60, RAD-68, RAD-92:



- Излучатель рентгеновский диагностический серии E, модели: E7242X, E7252X, E7876X:



1.8 Плоскопанельный цифровой детектор с принадлежностями (с программным обеспечением и/или аппаратной частью):
- Аппарат цифровой радиологии АэроДР, варианты исполнения: Р-31, Р-51, Р-52, с принадлежностями:



- Аппарат цифровой радиологии SKR3000, варианты исполнения: P-61, P-71, P-81:




- Приёмник рентгенографический цифровой VIVIX-S, с принадлежностями, модели: FXRD-1717SA, FXRD-1717SB, FXRD-1417SA, FXRD-1417SB, FXRD-1417WA, FXRD-1417WB:



- Плоскопанельный цифровой детектор с принадлежностями PaxScan, модели: PaxScan 4343R, PaxScan 4343RC, PaxScan 4343W, PaxScan 4336R, PaxScan 4336Wv4, PaxScan 4343CB, PaxScan 4343DXV:



41
- Плоскопанельный цифровой детектор с принадлежностями FDXA, модели: FDXA 3543RP, FDXA 4343R, FDXA 4343R-HD, FDXA 3543RPW:




- Детектор рентгеновский плоскостельный серии FDX с принадлежностями модели: FDX3543RP, FDX3543RPW, FDX4343R:



- Аппарат цифровой радиологии AeroDR SYSTEM с принадлежностями, варианты исполнения: AeroDR P-11, AeroDR P-12, AeroDR P-21:



- Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модели: 1417WCC, 1417WGC, 1717SCC, 1717SGC:



1.9 Система получения и обработки рентгеновских медицинских изображений:


- Система цифровой радиологии медицинская диагностическая на основе беспроводного детектора рентгеновского излучения DRX:




- Система получения и обработки рентгеновских медицинских изображений DSSD:



- Комплекс аппаратно-программный для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений
«ДИАРМ-МТ» по ТУ 9442-029-47245915-2008:



- Система цифровой визуализации рентгенографических изображений DX-D на основе плоскостельных детекторов (DR) с принадлежностями:



- Система цифровой визуализации рентгенографических изображений на основе плоскостельных детекторов (DR) с принадлежностями:



1.9 Дозиметр рентгеновского излучения клинический:


- Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012, модели: ДРК-1, ДРК-1М, ДРК-1М-КТ:



- Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System:



1.10 Система компьютерной радиографии:
- Система компьютерной радиографии REGIUS, модель 210 с принадлежностями:




- Система компьютерной радиологии REGIUS 110 с принадлежностями:



- Система компьютерной радиографии с принадлежностями, варианты исполнения: REGIUS SIGMA (Direct Digitizer REGIUS SIGMA), REGIUS SIGMA 2 (Direct Digitizer REGIUS SIGMA 2):



- Система цифровой радиологии VitaFlex CR System с принадлежностями:



- Система цифровой радиологии CR System на основе фотостимулируемых люминофоров, с принадлежностями:



- Аппарат рентгеновский цифровой мобильный FCR GO2 (FCR-MB 201) с принадлежностями:



- Аппарат цифровой радиологии на основе восстанавливаемых люминофоров CR-IR 391RU с принадлежностями:




- Устройство для цифровой радиологии на основе фотостимулируемых люминофоров FCR Capsula XL2 (CR-IR 359), с принадлежностями:



- Система компьютерной рентгенографии CR с принадлежностями:



- Комплекс цифровой CR диагностический для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений с принадлежностями, одна из моделей: CR 30-Xm, CR 10-X:



1.12 Камера лазерная мультиформатная медицинская:

- Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA 2 с принадлежностями:



- Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 873 (Laser Imager DRYPRO Model 873) с принадлежностями:



- Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 832 (Laser Imager DRYPRO, Model 832) с принадлежностями:



- Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями:



- Камера мультиформатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями:




- Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями:



- Камера мультиформатная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями:



- Устройство печати цифровых диагностических медицинских изображений "Horizon", исполнения: Ci, Ci-s, Ci-RAD, G, GS, GS-s, GS-RAD, G1, G2, XL:



SF

- Камера лазерная мультиформатная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений, с принадлежностями:



- Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5950 Laser Imaging System с принадлежностями:



- Камера медицинская лазерная мультимедийная DryPix Prima (FM-DL 100) с принадлежностями:



- Камера медицинская термографическая мультиформатная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями:




1.12 Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований (АРМ врача):


- Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007:



- Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: А "Гамма Мультивокс Д1" и "Гамма Мультивокс Д2"; АРМ для просмотра изображений "Гамма Мультивокс П"; АРМ медицинской сестры рентген кабинета "Гамма Мультивокс Р" и сервер базы данных "Гамма Мультивокс С" по ТУ 9452-005-42879986-2006;



- Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по ТУ 9442-233-38226244-2015 с принадлежностью:




44
- Комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС
Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 с принадлежностями:



Вариант исполнения
ЛИНС Махаон DICOM Архив:
Максимальный




- Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований (АРМ врача) DSSD:



- Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012:



- Программный комплекс автоматизированной обработки и архивирования медицинских изображений и данных под торговой маркой Millennium® по
ТУ 9442-005-68428554-2012:



Millennium

Паритет - Рентген

Комплекс программный
автоматизированной обработки и
архивирования медицинских изображений
и данных под торговой маркой
«Millennium»



Все права защищены © 2015 ООО «Паритет-Рентген»

1.13 Монитор высокого разрешения:
- Монитор высокого разрешения WIDE:



- Монитор высокого разрешения BEACON:



- LCD-монитор медицинский с принадлежностями:



- Монитор для медицинской визуализации под торговой маркой Millennium с принадлежностями:



DC-IN   

LCD Monitor **Millennium®**

CE

Model: G22SP



Input: 12V ~ 6.67A



S/N:


G22SP A15490004



CAUTION: High voltage in the monitor, only a qualified can open it!

SHENZHEN BEACON DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD
Manufactured in China


ML2010-0A JFNSC4

1.14 Рентгенопрозрачный стол-каталка:
- Стол-каталка СК в исполнениях СК и СК-Е:



1.16 Рентгенозащитная ширма:

- Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001;
- Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002;
- Ширмы рентгенозащитные передвижные ШР "Щит" по ТУ 9452-002-63179980-2012:



1.17 Крепление детское универсальное:

- Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010:




- Устройство для укладки детей УУД:




- Люлька детская двойного поворота передвижная для полипозиционных исследований ЛДДП-1 по ТУ 9442-027-11396834-2006:



1.20 Негатоскоп:
- Негатоскоп "ИКСВЬЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011:





- Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011:



1.

Принадлежности:
Пленка для камеры мультимедийной (упаковка):





AGFA



DRYSTAR
DT 10 B
 ПЛЕНКА ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ
 МЕДИЦИНСКАЯ
 РУ № РЭН 2015/2950
 от 30 ноября 2018 г.

100 листов 35x43 14x17in.

2020-07-10


Agfa NV
 Delfestraat 27
 2040 Mortsel
 Made in Belgium
 Произведено в Бельгии
 Agfa NV

Условия хранения: +5°C - 25°C
 Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

2.

Комплект средств защиты от рентгеновского излучения:





3.

Рентгенозащитное стекло/окно:





5.

Переговорное устройство двухстороннее (лаборант-пациент):



6.

Система видеонаблюдения для процедурной:



7.

Климатическая установка:



8.

Блоки дверные:



9.

Источник бесперебойного питания (однофазный, трехфазный):



10.

Системный блок (персональный компьютер):








13.

Сервер-архивы:





15.

Мышь компьютерная:



16.

Монитор для персонального компьютера:



17.

Стабилизатор напряжения (однофазный, трехфазный):



18.

Принтеры лазерные:











23.

Монтажный комплект кабелей:



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

всего 121 листа (ов)

от «10» сентября 2021 г.

Генеральный директор
ООО «Севкав рентген-Д»

Б.З. Хуштов

