





УАДР-250-С1 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 250 мл и одной силиконовой дренажной трубкой




УАДР-250-С1 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 250 мл и одной силиконовой дренажной трубкой



УАДР-250-С2 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 250 мл и двумя силиконовыми дренажными трубками




УАДР-250-С2 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 250 мл и двумя силиконовыми дренажными трубками



УАДР-250-П1 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 250 мл и одной поливинилхлоридной дренажной трубки



УАДР-250-П1 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 250 мл и одной поливинилхлоридной дренажной трубки



УАДР-250-П2 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 250 мл и двумя поливинилхлоридными дренажными трубками



УАДР-250-П2 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 250 мл и двумя поливинилхлоридными дренажными трубками



УАДР-450-С1 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 450 мл и одной силиконовой дренажной трубкой



УАДР-450-С1 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 450 мл и одной силиконовой дренажной трубкой



УАДР-450-С2 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 450 мл и двумя силиконовыми дренажными трубками



УАДР-450-С2 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 450 мл и двумя силиконовыми дренажными трубками



УАДР-450-П1 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 450 мл и одной поливинилхлоридной дренажной трубки



УАДР-450-П1 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 450 мл и одной поливинилхлоридной дренажной трубки



УАДР-450-П2 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 450 мл и двумя поливинилхлоридными дренажными трубками



УАДР-450-П2 - устройство для активного дренирования ран с ёмкостью для сбора биологической жидкости объемом 450 мл и двумя поливинилхлоридными дренажными трубками

Пронумеровано
и прошнуровано 16 листов

Генеральный директор
АО «МедСил»
Д.Ю. Зиненко



Устройство для активного дренирования ран
по ТУ 9398-053-18037666-2008

ЭТИКЕТКА

Устройство УАДР-250-П2-5,0 с ёмкостью для сбора биологической жидкости объёмом 250 мл и двумя поливинилхлоридными дренажными трубками с наружным диаметром 5,0 мм, длиной 500 мм и количеством отверстий 5 шт. Предназначено для активного дренирования ран и используется в хирургических отделениях клиник и больниц. Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. При работе с устройством не следует подвергать его кручениям, случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации. Транспортировать при температуре от минус 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50%. Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50 % на стеллажах в первичной упаковке, защищенной от прямого солнечного света и ультрафиолетового излучения. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

Утилизация производится по СанПиН 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса Б.

Нетоксично внутри, не содержит лекарственные средства, биологические материалы и (или) наноматериалы.

Сведения о приемке:

Устройство УАДР-250-П2-5,0 соответствует ТУ 9398-053-18037666-2008 и признано годным для эксплуатации.



STERILE

R

Дата изготовления: 21.09.2021

Использовать до: 21.09.2026

Партия № 62-0921

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03302 от 26.06.2017г.

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)

Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область,

г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41А, пом. II/1,

+7(495) 583-36-62, info@medsil.ru

Адрес производства: Россия, 141336, Московская область,

Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24

Устройство для активного дренирования ран
по ТУ 9398-053-18037666-2008

ЭТИКЕТКА

Устройство УАДР-450-С1-5,0 с ёмкостью для сбора биологической жидкости объёмом 450 мл и одной силиконовой дренажной трубкой с наружным диаметром 5,0 мм, длиной 500 мм и количеством отверстий 5 шт. Предназначено для активного дренирования ран и используется в хирургических отделениях клиник и больниц. Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. При работе с устройством не следует подвергать его кручениям, случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации. Транспортировать при температуре от минус 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50%. Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50 % на стеллажах в первичной упаковке, защищенной от прямого солнечного света и ультрафиолетового излучения. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

Утилизация производится по СанПиН 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса Б.

Нетоксично внутри, не содержит лекарственные средства, биологические материалы и (или) наноматериалы.

Сведения о приемке:

Устройство УАДР-450-С1-5,0 соответствует ТУ 9398-053-18037666-2008 и признано годным для эксплуатации.



STERILE

R

Дата изготовления: 21.09.2021

Использовать до: 21.09.2026

Партия № 63-0921

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03302 от 26.06.2017г.

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)

Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область,

г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41А, пом. II/1,

+7(495) 583-36-62, info@medsil.ru

Адрес производства: Россия, 141336, Московская область,

Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24

Генеральный директор АО «МедСил»



Д.Ю. Зиненко