



Директор

ООО «Медика Продакт»

Михалева Е.М.

2021 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Автоматическая сканирующая система Vision Assist
(Вижн Ассист) для получения виртуального образца
биоматериала, в различных вариантах исполнения»**

Производство «West Medica Produktions- und Handels- GmbH», Austria / «Вест Медика
Продукционс- унд Хандельс- ГмбХ», Австрия»

Юридический адрес: Brown-Boveri-Straße 6, B17-1, 2351 Wiener Neudorf, Austria/ Браун-Бовери-
Штрассе 6, Б17-1, 2351 Винер-Нойдорф, Австрия.

Тел: +43 (0) 2236 892465

Факс: +43 (0) 2236 892464

E-mail: vienna@westmedica.com

Оглавление

Оглавление	2
Введение	5
1. Состав системы	5
2. «Микроскоп лабораторный биологический МТ с принадлежностями» (вариант исполнения МТ5300L) 10	
2.1. Штатив	10
2.2. Тринокулярная головка	11
2.3. Окулярный блок	12
2.4. Окуляры	13
2.5. Наконечники для окуляров	14
3. Конденсор N. A. 0.9/1.25	15
4. Конденсор фазовый (тип Зернике)	16
5. Центрирующий телескоп	17
6. Моторизованный столик для 1 слайда	18
7. Моторизованный столик для 4 слайдов	19
8. Моторизованный привод фокусировки	20
8.1. Моторизованный привод фокусировки (вариант исполнения Vision Assist M1)	20
8.2. Моторизованный привод фокусировки (вариант исполнения Vision Assist M4)	21
9. Кожух привода фокусировки	22
10. Адаптер для кожуха фокусировки	23
11. Пружинная муфта с двумя винтами	24
12. Стопорное кольцо для привода фокусировки	25
13. Крепеж для привода фокусировки (три пластины, стальной штифт, винт)	26
14. Установочный винт M4x16 DIN 912 для столика	27
15. Винт с потайной головкой M3x6 DIN 7991 для привода фокусировки	28
16. Набор шестигранных отверток (SW 3.0, 2.5, 2.0, 1.5)	29
17. 3-осевой контроллер	30
17.1. Для варианта исполнения Vision Assist M1 (внутренний контроллер)	30
17.2. Для варианта исполнения Vision Assist M1 (внешний контроллер)	31
17.3. Для варианта исполнения Vision Assist M4	32
18. Источник питания для 3-осевого контроллера	33
19. 3-осевой джойстик	34
19.1. Для варианта исполнения Vision Assist M1	34
19.2. Для варианта исполнения Vision Assist M4	35
20. Кабель для 3-осевого привода	36

21. Кабель для 2-осевого привода.....	37
22. Кабель RS-232	38
23. Чехол для микроскопа	39
24. Блок для внешнего осветителя	40
25. Фильтр нейтральной плотности.....	41
26. Внешний осветитель	42
27. Источник питания для внешнего осветителя.....	43
28. CD с программным обеспечением	44
29. Лицензионный ключ	45
30. Кабель питания.....	46
31. Рабочая станция с одной GPU	47
32. Рабочая станция с двумя GPU	48
33. Монитор 24"	49
34. Монитор 27"	50
35. Клавиатура	51
36. Мышь.....	52
37. Коврик для мыши.....	53
38. Объектив U Plan Achromat 10x/0.25.....	54
39. Объектив U Plan Achromat 20x/0.4.....	55
40. Объектив U Plan Achromat 40x/0.65.....	56
41. Объектив U Plan Achromat 100x/1.25 oil.....	57
42. Объектив PLN 50x/0.9 oil.....	58
43. Объектив UPLXAPO 20x/0.8.....	59
44. Объектив UPLXAPO 40x/0.95.....	60
45. U Plan Achromat Ph10x/0.25.....	61
46. U Plan Achromat Ph20x/0.4.....	62
47. U Plan Achromat Ph40x/0.65.....	63
48. U Plan Achromat Ph100x/1.25 oil.....	64
49. Оптический адаптер Optical C-mount 0.5x.....	65
50. Оптический адаптер Optical C-mount 0.7x.....	66
51. Оптический адаптер Optical C-mount 1x.....	67
52. Камера CAM V3200.....	68
53. Камера CAM V3400.....	69
54. Блок питания камеры	70
55. Кабель USB для камеры.....	71
56. Считыватель штрих-кодов слайдов внешний.....	72

57. Считыватель маркировки слайдов внешний	73
58. Принтер для этикеток слайдов	74
59. Блок питания принтера.....	75
60. Кабель USB для принтера	76
61. Руководство пользователя	77
61.1. Вариант исполнения Vision Assist M1	77
61.2. Вариант исполнения Vision Assist M4	78
62. Руководство пользователя на программное обеспечение	79
63. Паспорт.....	80
63.1. Вариант исполнения Vision Assist M1	80
63.2. Вариант исполнения Vision Assist M4	81

Введение

Наименование МИ: «Автоматическая сканирующая система Vision Assist (Вижн Ассист) для получения виртуального образца биоматериала, в различных вариантах исполнения» (далее – МИ).

МИ производится в 2 исполнениях:

- I. «Автоматическая сканирующая система Vision Assist (Вижн Ассист) для получения виртуального образца биоматериала», вариант исполнения Vision Assist M1 (далее по тексту - МИ, вариант исполнения Vision Assist M1);
- II. «Автоматическая сканирующая система Vision Assist (Вижн Ассист) для получения виртуального образца биоматериала», вариант исполнения Vision Assist M4 (далее по тексту - МИ, вариант исполнения Vision Assist M4).

Состав системы

Ниже приведен состав МИ «Автоматическая сканирующая система Vision Assist (Вижн Ассист) для получения виртуального образца биоматериала, в различных вариантах исполнения» в следующей последовательности:

- Вариант исполнения Vision Assist M1 – Таблица 1;
- Вариант исполнения Vision Assist M4 – Таблица 2.

Таблица 1 - Состав МИ, вариант исполнения Vision Assist M1

№	Наименование компонента МИ, вариант исполнения Vision Assist M1	Кол-во	Номер рисунка
1	«Микроскоп лабораторный биологический МТ с принадлежностями» (вариант исполнения MT5300L)	1 шт.	Рисунок 1
2	Тринокулярная головка	1 шт.	Рисунок 2
3	Окулярный блок	1 шт.	Рисунок 3
4	Окуляры	2 шт.	Рисунок 4
5	Наконечники для окуляров	2 шт.	Рисунок 5
6	Конденсор N. A. 0.9/1.25	1 шт.	Рисунок 6
7	Конденсор фазовый (тип Зернике)	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 7
8	Центрирующий телескоп	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 8
9	Моторизованный столик для 1 слайда	1 шт.	Рисунок 9
10	Моторизованный привод фокусировки	1 шт.	Рисунок 11
11	Пружинная муфта с двумя винтами	1 шт.	Рисунок 15

№	Наименование компонента МИ, вариант исполнения Vision Assist M1	Кол-во	Номер рисунка
12	Стопорное кольцо для привода фокусировки	1 шт.	Рисунок 16
13	Крепеж для привода фокусировки (три пластины, стальной штифт, винт)	1 шт.	Рисунок 17
14	Установочный винт M4x16 DIN 912 для столика	4 шт.	Рисунок 18
15	Винт с потайной головкой M3x6 DIN 7991 для привода фокусировки	2 шт.	Рисунок 19
16	Набор шестигранных отверток (SW 3.0, 2.5, 2.0, 1.5)	1 шт.	Рисунок 20
17	3-осевой контроллер	1 шт.	Рисунок 21 Рисунок 22
18	3-осевой джойстик	1 шт.	Рисунок 25
19	Кабель для 3-осевого привода	1 шт.	Рисунок 27
20	Чехол для микроскопа	1 шт.	Рисунок 30
21	Блок для внешнего осветителя	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 31
22	Фильтр нейтральной плотности	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 32
23	Внешний осветитель	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 33
24	Источник питания для внешнего осветителя	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 34
25	CD с программным обеспечением	1 шт.	Рисунок 35
26	Лицензионный ключ	1 шт.	Рисунок 36
27	Кабель питания	3 шт.	Рисунок 37
28	Рабочая станция с одной GPU	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 38
29	Рабочая станция с двумя GPU	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 39
30	Монитор 24"	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 40
31	Монитор 27"	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 41
32	Клавиатура	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 42
33	Мышь	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 43
34	Коврик для мыши	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 44
35	Объектив U Plan Achromat 10x/0.25	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 45
36	Объектив U Plan Achromat 20x/0.4	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 46
37	Объектив U Plan Achromat 40x/0.65	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 47
38	Объектив U Plan Achromat 100x/1.25 oil	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 48
39	Объектив PLN 50x/0.9 oil	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 49
40	Объектив UPLXAPO 20x/0.8	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 50
41	Объектив UPLXAPO 40x/0.95	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 51
42	U Plan Achromat Ph10x/0.25	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 52
43	U Plan Achromat Ph20x/0.4	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 53

№	Наименование компонента МИ, вариант исполнения Vision Assist M1	Кол-во	Номер рисунка
44	U Plan Achromat Ph40x/0.65	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 54
45	U Plan Achromat Ph100x/1.25 oil	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 55
46	Оптический адаптер Optical C-mount 0.5x	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 56
47	Оптический адаптер Optical C-mount 0.7x	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 57
48	Оптический адаптер Optical C-mount 1x	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 58
49	Камера CAM V3200	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 59
50	Камера CAM V3400	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 60
51	Блок питания камеры	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 61
52	Кабель USB для камеры	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 62
53	Считыватель штрих-кодов слайдов внешний	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 63
54	Считыватель маркировки слайдов внешний	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 64
55	Принтер для этикеток слайдов	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 65
56	Блок питания принтера	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 66
57	Кабель USB для принтера	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 67
58	Руководство пользователя	1 шт.	Рисунок 68
59	Руководство пользователя на программное обеспечение	1 шт.	Рисунок 70
60	Паспорт	1 шт.	Рисунок 71

Таблица 2 - Состав МИ, вариант исполнения Vision Assist M4

№	Наименование компонента МИ, вариант исполнения Vision Assist M4	Кол-во	Номер рисунка
1	«Микроскоп лабораторный биологический МТ с принадлежностями» (вариант исполнения МТ5300L)	1 шт.	Рисунок 1
2	Тринокулярная головка	1 шт.	Рисунок 2
3	Окулярный блок	1 шт.	Рисунок 3
4	Окуляры	2 шт.	Рисунок 4
5	Наконечники для окуляров	2 шт.	Рисунок 5
6	Конденсор N. A. 0.9/1.25	1 шт.	Рисунок 6
7	Моторизованный столик для 4 слайдов	1 шт.	Рисунок 10
8	Моторизованный привод фокусировки	1 шт.	Рисунок 12
9	Кожух привода фокусировки	1 шт.	Рисунок 13
10	Адаптер для кожуха фокусировки	1 шт.	Рисунок 14
11	Установочный винт M4x16 DIN 912 для столика	4 шт.	Рисунок 18
12	Набор шестигранных отверток (SW 3.0, 2.5, 2.0, 1.5)	1 шт.	Рисунок 20
13	3-осевой контроллер	1 шт.	Рисунок 23
14	3-осевой джойстик	1 шт.	Рисунок 26
15	Источник питания для 3-осевого контроллера	1 шт.	Рисунок 24
16	Кабель для 2-осевого привода	1 шт.	Рисунок 28
17	Кабель RS-232	1 шт.	Рисунок 29
18	Чехол для микроскопа	1 шт.	Рисунок 30
19	CD с программным обеспечением	1 шт.	Рисунок 35
20	Лицензионный ключ	1 шт.	Рисунок 36
21	Кабель питания	3 шт.	Рисунок 37
22	Рабочая станция с одной GPU	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 38
23	Рабочая станция с двумя GPU	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 39
24	Монитор 24"	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 40
25	Монитор 27"	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 41
26	Клавиатура	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 42
27	Мышь	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 43
28	Коврик для мыши	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 44
29	Объектив U Plan Achromat 10x/0.25	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 45
30	Объектив U Plan Achromat 20x/0.4	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 46
31	Объектив U Plan Achromat 40x/0.65	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 47

№	Наименование компонента МИ, вариант исполнения Vision Assist M4	Кол-во	Номер рисунка
32	Объектив U Plan Achromat 100x/1.25 oil	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 48
33	Объектив PLN 50x/0.9 oil	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 49
34	Объектив UPLXAPO 20x/0.8	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 50
35	Объектив UPLXAPO 40x/0.95	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 51
36	Оптический адаптер Optical C-mount 0.5x	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 56
37	Оптический адаптер Optical C-mount 0.7x	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 57
38	Оптический адаптер Optical C-mount 1x	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 58
39	Камера CAM V3200	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 59
40	Камера CAM V3400	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 60
41	Блок питания камеры	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 61
42	Кабель USB для камеры	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 62
43	Считыватель штрих-кодов слайдов внешний	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 63
44	Считыватель маркировки слайдов внешний	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 64
45	Принтер для этикеток слайдов	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 65
46	Блок питания принтера	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 66
47	Кабель USB для принтера	1 шт. (при необходимости)	Рисунок 67
48	Руководство пользователя	1 шт.	Рисунок 69
49	Руководство пользователя на программное обеспечение	1 шт.	Рисунок 70
50	Паспорт	1 шт.	Рисунок 72

■ «Микроскоп лабораторный биологический МТ с принадлежностями» (вариант исполнения MT5300L)

2.1. Штатив




Рисунок 1

2.2. Тринукулярная головка




Рисунок 2

2.3. Окулярный блок




Рисунок 3

2.4. Окуляры



Рисунок 4

2.5. Наконечники для окуляров




Рисунок 5



Рисунок 6

■ Конденсор фазовый (тип Зернике)



Рисунок 7



Рисунок 8

■ Моторизованный столик для 1 слайда




Рисунок 9

■ Моторизованный столик для 4 слайдов




Рисунок 10

■ Моторизованный привод фокусировки

8.1. Моторизированный привод фокусировки (вариант исполнения Vision Assist M1)




Рисунок 11

8.2. Моторизированный привод фокусировки (вариант исполнения Vision Assist M4)




Рисунок 12

■ Кожух привода фокусировки




Рисунок 13

■ Адаптер для кожуха фокусировки



Рисунок 14

■ Пружинная муфта с двумя винтами




Рисунок 15

■ Стопорное кольцо для привода фокусировки




Рисунок 16

■ Крепеж для привода фокусировки (три пластины, стальной штифт, винт)




Рисунок 17

■ Установочный винт M4x16 DIN 912 для столика




Рисунок 18

■ Винт с потайной головкой М3х6 DIN 7991 для привода фокусировки




Рисунок 19

■ Набор шестигранных отверток (SW 3.0, 2.5, 2.0, 1.5)




Рисунок 20

3-осевой контроллер

17.1. Для варианта исполнения Vision Assist M1 (внутренний контроллер)




Рисунок 21

17.2. Для варианта исполнения Vision Assist M1 (внешний контроллер)




Рисунок 22

17.3. Для варианта исполнения Vision Assist M4



Рисунок 23

■ Источник питания для 3-осевого контроллера




Рисунок 24

■ 3-осевой джойстик

19.1. Для варианта исполнения Vision Assist M1




Рисунок 25

19.2. Для варианта исполнения Vision Assist M4



Рисунок 26

Кабель для 3-осевого привода




Рисунок 27

■ Кабель для 2-осевого привода




Рисунок 28

■ Кабель RS-232




Рисунок 29

Чехол для микроскопа



Рисунок 30

Блок для внешнего осветителя




Рисунок 31



Рисунок 32

Внешний осветитель




Рисунок 33



Рисунок 34




Рисунок 35



Рисунок 36




Рисунок 37

■ Рабочая станция с одной GPU




Рисунок 38




Рисунок 39

■ Монитор 24"



Рисунок 40



Рисунок 41



Рисунок 42



Рисунок 43




Рисунок 44

Объектив U Plan Achromat 10x/0.25



Рисунок 45

Объектив U Plan Achromat 20x/0.4



Рисунок 46

■ Объектив U Plan Achromat 40x/0.65



Рисунок 47

■ Объектив U Plan Achromat 100x/1.25 oil



Рисунок 48



Рисунок 49



Рисунок 50



Рисунок 51

U Plan Achromat Ph10x/0.25



Рисунок 52



Рисунок 53



Рисунок 54



Рисунок 55




Рисунок 56

■ Оптический адаптер Optical C-mount 0.7x



Рисунок 57

Оптический адаптер Optical C-mount 1x




Рисунок 58




Рисунок 59




Рисунок 60



Рисунок 61

■ Кабель USB для камеры



Рисунок 62




Рисунок 63




Рисунок 64

■ Принтер для этикеток слайдов



Рисунок 65

■ Блок питания принтера



Рисунок 66

■ Кабель USB для принтера



Рисунок 67

61.1. Вариант исполнения Vision Assist M1



«УТВЕРЖДАЮ»/ "APPROVE"

«West Medica Produktions- und Handels- GmbH»

Руководитель / Prokurist

Алексей Маслов / Aleksey Maslov

(подпись/signature)

Вена, «20» 10 2021 г./ Vienna, «20» 10, 2021


М.П. / Stamp

West Medica
Produktions- und Handels-GmbH
Unter-Straße 11 81711 2351 Wiener Neudorf
Tel: +43 (0) 2236 892465
Fax: +43 (0) 2236 892464
www.westmedica.com

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Автоматическая сканирующая система Vision Assist
(Вижн Ассист) для получения виртуального образца
биоматериала, в различных вариантах исполнения»,
вариант исполнения Vision Assist M1



Версия:

1 – Первое составление на русском языке 30.09.2021 г.

© West Medica

Рисунок 68



«УТВЕРЖДАЮ»/ "APPROVE"

«West Medica Produktions- und Handels- GmbH»

Руководитель / Prokurist

Алексей Маслов / Aleksey Maslov

(подпись/signature)

Вена, «20» 10 2021 г./ Vienna, «20» 10, 2021


М.П. / Stamp

West Medica
Produktions- und Handels- GmbH
Bismarckstrasse 6, 11500 Vienna, Austria
Tel. +43 (0) 2236 83240
Fax. +43 (0) 2236 83240
www.westmedica.com

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Автоматическая сканирующая система Vision Assist
(Вижн Ассист) для получения виртуального образца
биоматериала, в различных вариантах исполнения»,
вариант исполнения Vision Assist M4



Версия:

1 — Первое составление на русском языке 30.09.2021 г.

© West Medica

Рисунок 69

Страница 78 из 81



«УТВЕРЖДАЮ»/ "APPROVE"

«West Medica Produktions- und Handels-GmbH»

Руководитель / Prokurist,

Алексей Маслов / Aleksey Maslov


(подпись/signature)

Вена, «20» 10 2021 г./ Vienna, «20» 10, 2021

М.П. / Stamp

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА VISION ASSIST (ВИЖН АССИСТ)
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ОБРАЗЦА
БИОМАТЕРИАЛА, В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ИСПОЛНЕНИЯ»



Версия:

1 – Первое составление на русском языке 30.09.2021 г.

1

Рисунок 70

Паспорт

63.1. Вариант исполнения Vision Assist M1

VISION

Автоматическая сканирующая система Vision Assist (Вижн Ассист) для получения виртуального образца биоматериала, вариант исполнения Vision Assist M1

Паспорт



«West Medica Produktions- und Handels- GmbH»

Руководитель / Prokurist

Алексей Маслов / Alexsey Maslov

(подпись/signature)

Вена, «20» 10 2021 / Vienna, «20» 10. 2021

M.II. / Stamp


West Medica
Produktions- und Handels-GmbH
Spreng-Eden-Strasse 4, B17, 12351 Wiener Neudorf
Tel: +43 (0) 2236 892465
Fax: +43 (0) 2236 892464
www.westmedica.com

Рисунок 71

VISION

Автоматическая сканирующая система Vision Assist (Вижн Ассист) для получения виртуального образца биоматериала, вариант исполнения Vision Assist M4

Паспорт



«West Medica Produktions- und Handels- GmbH»

Руководитель / Prokurist

Алексей Маслов / Aleksey Maslov

(подпись/signature)

Вена, «20» 10. 2021 г. / Vienna, «20» 10. 2021

М.П. / Stamp

West Medica
Produktions- und Handels-GmbH
Wien-Born 6, E17-1, 2351 Wiener Neustadt
Tel: +43 (0) 2236 892405
Fax: +43 (0) 2236 892404
www.westmedica.com

В данном документе прошнуровано,
Пронумеровано и скреплено печатью
82 лист(-ах/-е) бумаги

Михалева Е.М, Директор

