

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
АО «ПФК Обновление»**

Грисюк Д.В.



Макеты упаковок медицинского изделия

**«Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа
Renoplast®»**

**Производство: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China / Чжэцзян Банли Медикал
Продуктс Ко., Лтд., Китай**

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 50х70 мм)/ (1 self-adhesive postoperative bandage of plaster type 50х70 mm)
Размер индивидуальной упаковки 110х125 мм/ Individual package size 110х125 mm

Лицевая сторона/ Front side



Renoplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

- стерильно
- для однократного применения

1 ШТ.

5x7 см

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 50х70 мм)/ (1 self-adhesive postoperative bandage of plaster type 50x70 mm)
Размер индивидуальной упаковки 110х125 мм/ Individual package size 110x125 mm

Оборотная сторона/ Back side

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °С до + 25 °С и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

 Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

РУ № _____ от _____



штрих-код

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 90х100 мм)/ (1 self-adhesive
postoperative bandage of plaster type 90x100 mm)

Размер индивидуальной упаковки 140х150 мм/ Individual package size 140x150 mm

Лицевая сторона/ Front side



Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 90х100 мм)/ (1 self-adhesive
postoperative bandage of plaster type 90х100 mm)
Размер индивидуальной упаковки 140х150 мм/ Individual package size 140х150 mm

Оборотная сторона/ Back side

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °С до + 25 °С и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

РУ _____ от _____



штрих-код

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 100х150 мм)/ (1 self-adhesive
postoperative bandage of plaster type 100x200 mm)
Размер индивидуальной упаковки 140х190 мм/ Individual package size 140x190 mm

Лицевая сторона/ Front side

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

- стерильно
- для однократного применения

1 ШТ.
10x15 см

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: preferenzi@pfk-obnovlenie.ru

РУ № _____ от _____



штрих-код

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

- стерильно
- для однократного применения

1 ШТ.

10x15 см

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полистироловым покрытием (100 % полистирол). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, каучук 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко, Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95, Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru

РУ № _____ от _____



штрих-код

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 100х150 мм)/ (1 self-adhesive
postoperative bandage of plaster type 100х200 mm)

Размер индивидуальной упаковки 140х190 мм/ Individual package size 140х190 mm

Оборотная сторона/ Back side

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 100х200 мм)/ (1 self-adhesive
postoperative bandage of plaster type 100x200 mm)
Размер индивидуальной упаковки 130х250 мм/ Individual package size 130x250 mm

Лицевая сторона/ Front side



Renoplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

- стерильно
- для однократного применения

1 ШТ.

10x20 см

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Renoplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операции и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является травматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микрофибриллярной пленкой, нетканый материал (вискоза 90 %, дакрон 10 %, полиэтилентерефталат с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %, дакрон 30 %, полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, каучук 15 %, каукум 10 %. Защитное покрытие: антиадгезивная силиконовая/эрозионная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Открыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратными движениями по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее можно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации, кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 60 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Исцзинь Бангли Медикал Продуктс Ко., Лтд., Китай. Адрес: производство: No. 118 Yuegu South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юйцунг Саув Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, Юнканг, провинция Чжэцзян, 321300, Китай/Исполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 630621, Новосибирская область, Сузунский район, рп Сузун, ул. Коммунара Зяпкина, д. 18 тел./факс: 8 (800) 200 09 95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80. e-mail: protepl@pfk-sbvolkovo.ru

Р/У № _____ от _____



ШТРИХ-КОД

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1 самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 100x200 мм)/ (1 self-adhesive
postoperative bandage of plaster type 100x200 mm)
Размер индивидуальной упаковки 130x250 мм/ Individual package size 130x250 mm

Оборотная сторона/ Back side

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 100х200 мм)/(1 self-adhesive
postoperative bandage of plaster type 100x200 mm)
Увеличенный фрагмент

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

- стерильно
- для однократного применения

1 ШТ.

10 x 20 см

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой - нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа, нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegu South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

РУ № _____ от _____



штрих-код

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 100х250 мм)/ (1 self-adhesive
postoperative bandage of plaster type 100x250 mm)

Размер индивидуальной упаковки 140х290 мм/ Individual package size 140x290 mm

Оборотная сторона/ Back side

1

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 100х250 мм)/ (1 self-adhesive
postoperative bandage of plaster type 100x250 mm)
Увеличенный фрагмент

Renoplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

- стерильно
- для однократного применения

1 ШТ.

10x25 см

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа Renoplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопическими пленками нетканый материал (вискоза 90 %, дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полистироловым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %, дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, каучук 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антимагнетическая силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области прилипания, кожного зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян банли Медикал Продуктс Ко., Лтд. Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саут Роуд 118, Сити Вэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 630021, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Затинова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ПФК Обновление» Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenziya@pfk-obnovlenie.ru

РУ № _____от _____



штрих-код

Макет пачки/Pack mockup

(в случае вложения 5 самоклеющихся послеоперационных повязок пластырного типа 50x70 мм в пачку/
in case of insertion of 5 self-adhesive postoperative plaster-type dressings 50x70 mm into a pack)

Размер пачки 110x125x15 мм/ Pack size 110x125x15 mm

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
- стерильно
- для однократного применения

5 ШТ.
5x7 см

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атрауматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений.

Состав повязки. Подушечка с микроскопической пленкой нетканый материал (вискоза 90 %) дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэфирным покрытием (100 % полиуретан). Маневраль-основа: нетканый материал (вискоза 70 %) дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, каучук 15 %, каучук 10 %.

Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага.

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии).

Способ применения. Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану. Клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалить повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую.

Возможные побочные эффекты. Покраснение кожи в области аппликации, зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу.

Меры предосторожности. 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка открыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %.

Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения. Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Кэцзян Бангли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegu South Road, City West New District, Yuhuang City, Zhejiang Province, 321300, China/Кэцзян Сэю-Моду Пэ Сити Уэст Нью-Дистрикт-г Юнхуан-провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, п.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 10, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru



штрих-код

Макет пачки/Pack mockup

(в случае вложения 10 самоклеющихся послеоперационных повязок пластырного типа 50x70 мм в пачку/
in case of insertion of 10 self-adhesive postoperative plaster-type dressings 50x70 mm into a pack)

Размер пачки 110x125x15 мм/ Pack size 110x125x15 mm

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

• стерильно
• для однократного применения

10 ШТ.

5x7 см

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является асептической (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает вытекание экссудата за пределы. Повязка фиксируется с помощью липкой основы с микрокапсулами, содержащими антисептик. **Состав повязки.** Подушечка с микрокапсулами: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиуретановым покрытием (100 % полиуретан). Материал основы: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канцерол 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионный силиконовый слой. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вокруг упаковки удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснение кожи в области аппликации: кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Можян Бангли Медикал Продактс Ко., Лтд. Китай. Адрес производства: No. 118 Yuejue South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэцзюй Саус Роуд 118, Сити Вест Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ИФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Коммунара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8(800) 200-00-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ИФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@ipfk-obnovlenie.ru

РФ/Н от



штрих-код

Макет пачки (в случае вложения 10 повязок самоклеящихся размером 90х100 мм в пачку)

Размер пачки 150х160х15 мм

Увеличенный фрагмент

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

- стерильно
- для однократного применения

10 ШТ.

9x10 см

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений.

Состав повязки. Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага.

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии).

Способ применения. Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую.

Возможные побочные эффекты. Покраснения кожи в области аппликации, кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу.

Меры предосторожности. 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %.

Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения. Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжацзян Банли Медикал Продактс Ко. Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжацзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: preferenzii@pfk-obnovlenie.ru.

РУН# _____ от _____



штрих-код

(в случае вложения 10 самоклеющихся послеоперационных повязок пластырного типа 100x150 мм в пачку/
in case of insertion of 10 self-adhesive postoperative plaster-type dressings 100x150 mm into a pack)

Размер пачки 150x210x15 мм/ Pack size 150x210x15 mm

Renoplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

- стерильно
- для однократного применения

10 ШТ.
10x15 см

Renoplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

[illegible]

1. **Исполнитель:** Zhejiang Shuang Medical Instruments Co., Ltd. (China) Zhejiang Shuang Medical Instruments Co., Ltd. 371, Kaituo Avenue, Gongshu District, No. 118, Yuhang South Street, City West Hangzhou, Zhejiang City, Zhejiang Province, 321300, China. 303591, City West Hangzhou, Zhejiang Province, China. Контактная информация: 321300, Китай. Упоминание информации о компании и/или продукции АО «ИПК» не означает одобрения или одобрения АО «ИПК».



ЦИТОНК-КОД

Renoplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ

- стерильно
- для однократного применения

10 ШТ.
10x15 см

Макет пачки (в случае вложения 10 повязок самоклеящихся размером 100x150 мм в пачку)

Размер пачки 150x210x15 мм

Renoplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа Renoplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атрауматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полистирольным покрытием (100 % полистилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, какифол 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации, кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenziy@pfk-obsnovlenie.ru

РУ _____ от _____



штрих-код

Макет пачки/Pack mockup

(в случае вложения 10 самоклеющихся послеоперационных повязок пластырного типа 100x200 мм в пачку/

in case of insertion of 10 self-adhesive postoperative plaster-type dressings 100x200 mm into a pack)

Размер пачки 150x260x15 мм/ Pack size 150x260x15 mm

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
• стерильно
• для однократного применения

10 ШТ.
10x20 см

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушка является впитывающей (не раздражает рану и не прилипает к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нейлоновая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушка с микрополимерной пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %, дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %, дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канцерол 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и не прикасаясь пальцами к подушке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приложить к сухой чистой коже. При этом подушка должна полностью покрыть рану. Удалить повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации, кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -5 °С до +25 °С и относительной влажности не более 60 %. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China Чжэцзян Бангли Медицинские Продукты Ко., Лтд., Китай Адрес производителя: No. 118 Yuegu South Road, City West New District, Yongxing City, Zhejiang Province, 321300, China Юангун Сити Родд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнган, провинция Чжэцзян, 321300, Китай Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обколенне» Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Коммиссара Зетехова, д. 16, тел./факс: 8 (800) 200-09-95 Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обколенне» Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obkolenne.ru

RU / R

от



штрих-код

Макет пачки/Pack mockup

(в случае вложения 10 самоклеющихся послеоперационных повязок пластырного типа 100x250 мм в пачку/

in case of insertion of 10 self-adhesive postoperative plaster-type dressings 100x250 mm into a pack)

Размер пачки 150x310x15 мм/ Pack size

Размер пачки 150x310x15 мм/ Pack size 150x310x15 mm

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
• стерильно
• для однократного применения

10 ШТ.
10x25 см

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургической операции и травматических повреждениях кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка помогает правильно и не раздражая рану и не приклеиваясь к ней, удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Неприкая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от микробных раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроклинической пленкой, нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиуретановым покрытием (100 % полиуретан). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %, дакрон 30 % (полиэтилентерефталат)). Клеевой слой: белое масло 75 %, каучук 15 %, дакрон 10 %. Защитное покрытие: антиадгезивная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергиям). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приложить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно осторожными движениями по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации, зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участках с кожей, имеющей заболевания или открытые ранки, язвы. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности: 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangji Medical Products Co., Ltd. China Чжацзян Бангджи Медикал Продуктс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuesu South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China Юйканг Сити, Цзяцзян Провинция, 321300, Китай. Исполнительный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПРК. Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621 Новосибирская область, Сусунский район, р.п. Сусун, ул. Коммунара Зяткова, д.18, тел./факс: 8(800)200-09-95. Организация, исполняющая приказы/приемки от потребителей: АО «ПРК. Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.80, e-mail: pretend@prk-obnovlenie.ru, www.prk-obnovlenie.ru



ШТРИХ-КОД

скреплено печатью на 81

(два листа сзади) листах



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ПФК Обновление»

Грисюк Д.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа

Reneplast®»

Производство: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China / Чжэцзян Банли Медикал

Продакте Ко., Лтд., Китай

Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ**

- стерильно
- для однократного применения

5 ШТ.

5x7 см

Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атрауматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации, кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru
РУ № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022



4 603988 015705



Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ**

• стерильно
• для однократного применения

1 ШТ.

5x7 см

Юридический адрес: Российская Федерация, 630521, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ГПК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pritenizii@gpk-obnovlenie.ru

РУ № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022



4 603988 015644

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атрауматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Непаяная основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микрокапсульной пленкой; нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полистироловым покрытием (100 % полистирол). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, каучук 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку; удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Банли Медикал Продуктс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yueqiu South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юйчжэ Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Уполномоченный АО «ГПК Обновление».

Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ**
• стерильно
• для однократного применения

**10 ШТ.
9x10 см**

Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атрауматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений.

Состав повязки. Подушечка с микрокапсульной пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага.

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии).

Способ применения. Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую.

Возможные побочные эффекты. Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу.

Меры предосторожности. 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %.

Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения. Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru

РУ № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022



Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ**

- стерильно
- для однократного применения

1 ШТ.

9x10 см

не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности. Порядок осуществления утилизации и уничтожения. Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зятёкова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

РУ № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022



4 603988 015651

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой; нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Повязку сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка

Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ**

• стерильно
• для однократного применения

**10 ШТ.
10x15 см**

Самоклеяющаяся послеоперационная повязка пластырного типа 100x150 мм

Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеяющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление», р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru
РУ № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022



4 603988 015729

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ


- стерильно
- для однократного применения

1 ШТ.
10x15 см

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

РУ № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022



4 603988 015668

Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ**
• стерильно
• для однократного применения

**10 ШТ.
10 x 20 см**

Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка с микропористой структурой удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микропористой структурой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

РУ № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022





Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ**

• стерильно
• для однократного применения

1 ШТ.

10x20 см

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает инфицирование ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микроскопической пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канфол 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Бангли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru

РП № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022



STERILE EO



Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
• стерильно
• для однократного применения

10 ШТ.
10 x 25 см

Reneplast®

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеящаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атравматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микрофиброй, пленкой нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, канифоль 15 %, каучук 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалять повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснения кожи в области аппликации, кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Исцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд, Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саут Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

РП № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022

10

RENEPLAST

CE MDC CE FTA STERILE



4 603988 015743

Reneplast®

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА**

**НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ**

• стерильно
• для однократного применения


1 ШТ.

10x25 см

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Самоклеющаяся послеоперационная повязка пластырного типа Reneplast® стерильна и предназначена для защиты ран после хирургических операций и травматических повреждений кожи со слабо или умеренно выраженной экссудацией. Расположенная в центре изделия абсорбирующая подушечка является атрауматичной (не раздражает рану и не приклеивается к ней), удаляет избыточный экссудат и предотвращает риск инфицирования ран при ее расположении непосредственно на послеоперационных ранах или незначительных повреждениях кожи. Нетканая основа надежно фиксирует повязку и обеспечивает высокую воздухопроницаемость. Повязка безболезненно удаляется с кожи, изолирует рану от окружающей среды и защищает от механических раздражений. **Состав повязки.** Подушечка с микропористой пленкой: нетканый материал (вискоза 90 %), дакрон 10 % (полиэтилентерефталат) с полиэтиленовым покрытием (100 % полиэтилен). Материал-основа: нетканый материал (вискоза 70 %), дакрон 30 % (полиэтилентерефталат). Клеевой слой: белое масло 75 %, каучук 15 %, канифоль 10 %. Защитное покрытие: антиадгезионная силиконизированная бумага. **Противопоказания.** Индивидуальная чувствительность к компонентам повязки (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Вскрыть упаковку, удалить с поверхности повязки защитное покрытие и, не прикасаясь пальцами к подушечке, наложить ее на рану, клеевой слой повязки приклеить к сухой чистой коже. При этом подушечка должна полностью покрыть рану. Удалить повязку нужно аккуратным движением по росту волос. Повязку рекомендуется носить не более 24 часов, после чего ее нужно удалить и при необходимости заменить на новую. **Возможные побочные эффекты.** Покраснение кожи в области аппликации; кожный зуд. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно прекратить использование повязки и обратиться к врачу. **Меры предосторожности.** 1. Повязку нельзя применять на участки с кожными заболеваниями, открытыми ранами, язвами. 2. Применять сразу после вскрытия упаковки. 3. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 4. Носить повязку не более 24 часов. 5. Не использовать повторно. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. **Хранить в недоступном для детей месте.** Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованную повязку можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Фабрика Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саут Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ГФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ГФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru

РУ № РЗН 2022/17311 от 23.05.2022



4 603988 015682

скреплено печатью на 11

листах

