



**Проект маркировки на русском языке на медицинское изделие
«Лазер фемтосекундный офтальмологический SCHWIND ATOS»
производства**

**SCHWIND eye-tech-solutions GmbH (ШВИНД ай-тек-солюшнс ГмбХ), Германия
(дополнительно клеится на базовый блок с кронштейном лазера уполномоченным
представителем производителя)**



Генеральный директор
АО «Трейдомед Инвест»
Соболева Э.Ж.
22 ноября 2021 г.




(Подпись)


ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Трейдомед Инвест»


Соболева Э.Ж.
«06» апреля 2022 г.



**Фотографические изображения
на медицинское изделие**
«Лазер фемтосекундный офтальмологический SCHWIND ATOS»








5. Микроскоп с блоком окуляров.



6. Кабель питания.



25. Кабель блокировки кровати пациента с кнопкой разблокировки (при необходимости).


6. Кабель питания.



7. Заглушка дверной блокировки.



8. Ключи запуска – 2 шт.




9. Кожухи – 3 шт.

30. Подголовник (при необходимости).

21. Кровать пациента SCHWIND (при необходимости).

31. Поддержка для ног (при необходимости).




10. Голова сканера с источником лазерного излучения.




11. Микрофибра для оптики в футляре.




12. Монтажный набор.



12. Монтажный набор.



12. Монтажный набор.



12. Монтажный набор.

15. Лицензионный модуль SCHWIND SmartSight в электронном виде через сеть интернет (при необходимости).

16. Код активации процедур лицензионного модуля SCHWIND SmartSight

13. Лицензионный модуль SCHWIND LASIK FLAP в электронном виде через сеть интернет.

14. Код активации процедур лицензионного модуля SCHWIND LASIK FLAP

PLAN REVIEW EYE SELECT DOCKING LINKED TREATMENT RELEASE

123 HAPPY Hippo 1989-05-20 F Edit Machine Status Operational Battery Status OK SCHWIND

OD < Lenticule > OS < Flap >

Lenticule Parameters

Optical Zone	6.3 mm
Total Zone	7.1 mm
Max. Thickness	111 µm
Cap Thickness	120 µm

Incision Parameters

Incision Width	3.0 mm
Inc. Orientation	90 deg
Incision Angle	90 deg
Cap Diameter	7.5 mm

Flap Parameters

Diameter	8.5 mm
Thickness	120 µm
Edgecut Angle	90 deg

Hinge Parameters

Hinge Width	3.0 mm
Hinge Orientation	90 deg

Refraction

VD	12.0 mm
Manifest SCA	-7.00 D 0.00 D 0 deg
Target SCA	0.00 D 0.00 D 0 deg
Laser SCA	-7.00 D 0.00 D 0 deg

Pupil Data

Diameter	6.0 mm
Offset	0.00 mm 0 deg

Cornea Pre-OP

Pachymetry	650 µm
K1	35.00 D 0 deg
K2	35.00 D 90 deg
Toricity	0.0 D 0 deg

Cornea Post-OP


Pachy / CRST	539 µm 410 µm
K1	29.2 D 0 deg
K2	29.2 D 90 deg
Toricity	0.0 D 0 deg

Cornea Pre-OP

Pachymetry	650 µm
K1	35.00 D 0 deg
K2	35.00 D 90 deg
Toricity	0.0 D 0 deg

Back Load plan Save plan Import Diagnosis Next

Снимок экрана после активации обоих лицензионных модулей SCHWIND SmartSight и SCHWIND LASIK FLAP с помощью кода в электронном виде через сеть интернет.



17. Интерфейс пациента стерильный одноразовый (10 шт./уп.) - не более 60 уп. (при необходимости).
Фотографическое изображение интерфейса пациента с двух сторон.



Фотографическое изображение интерфейса пациента в первичной упаковке (фото с двух сторон).

Инструкция по применению

ЛЕЧЕНИЕ

Перевод оригинальной инструкции

Действительна при совместном использовании с инструкцией по эксплуатации SCHWIND ATOS

**Стерильный одноразовый интерфейс пациента для фемтосекундного
офтальмологического лазера SCHWIND ATOS**



SCHWIND eye-tech-solutions GmbH Mainparkstrasse 6-10, 63801 Клейнштхайм, ГЕРМАНИЯ

18. Инструкция по применению интерфейса пациента (при необходимости).



19. Код активации программного модуля статического контроля циклотронии (SCC) в электронном виде через сеть интернет (при необходимости).

Снимок экрана после активации программного модуля статического контроля циклотронии (SCC) с помощью кода в электронном виде через сеть интернет. Вращение зеленого креста показывает компенсацию статического контроля циклотронии (SCC) во время и после завершения процесса стыковки.



20. Карта памяти (при необходимости).



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перевод оригинальной инструкции

ЛЕЧЕНИЕ



КРОВАТЬ ПАЦИЕНТА SCHWIND



Для SCHWIND AMARIS 1050RS/AMARIS 750S/AMARIS




Для SCHWIND AMARIS 500E

SCHWIND eye-tech-solutions GmbH, Mainparkstrasse 6-10, 63801 Кляйнштхайм, Германия

22. Руководство пользователя на кровать пациента (при необходимости).




23. Заглушка блокировки кровати пациента (при необходимости).




24. Кабель блокировки кровати пациента (при необходимости).



26. Кабель питания кровати пациента (при необходимости).



25. Кабель блокировки кровати пациента с кнопкой разблокировки (при необходимости).



27. Набор упора для кровати пациента (при необходимости).



28. Набор СЕКОН, в составе (при необходимости):
- Специализированная розетка – 2 шт.;
 - Специализированная вилка – 1 шт.



29. Проставка для подголовника (при необходимости).

30. Подголовник (при необходимости).



31. Поддержка для ног (при необходимости).




32. Кресло хирурга (при необходимости).




33. Сетевая структура MedNet, в составе (при необходимости):
- Программное обеспечение MedNet на цифровом носителе.



33. Сетевая структура MedNet, в составе
(при необходимости):
- Сервер – 1 шт.




33. Сетевая структура MedNet, в составе
(при необходимости):
- Роутер – 1 шт.



33. Сетевая структура MedNet, в составе (при необходимости):
- Коммутатор – 1 шт.



33. Сетевая структура MedNet, в составе (при необходимости): носителя.
- Комплект кабелей – 1 шт.



33. Сетевая структура MedNet, в составе (при необходимости):
- Гальванический изолятор – 1 шт.
(при необходимости).



33. Сетевая структура MedNet, в составе
(при необходимости):
- Удлинитель электрический – 1 шт.

SCHWIND
eye-tech-solutions

Accompanying Documentation

SCHWIND MEDICAL PRODUCTS

Art.No: 202160⁵-01

34. Комплект сопроводительной документации.

Инструкция по эксплуатации
Перевод оригинальной инструкции

ЛЕЧЕНИЕ

SCHWIND ATOS

Фемтосекундный лазер



CE 0483

SCHWIND eye-tech-solutions GmbH Mainparkstrasse 6-10, 63801 Клайнштхайм, ГЕРМАНИЯ

35. Инструкция по эксплуатации на лазер SCHWIND ATOS.

ДОПОЛНЕНИЕ к инструкции по эксплуатации

Применимо только для
Российской Федерации

Перевод оригинальной инструкции

Действительно только в сочетании с Инструкцией по эксплуатации на лазер фемтосекундный офтальмологический SCHWIND ATOS, с Инструкцией по применению на стерильный одноразовый интерфейс пациента для фемтосекундного офтальмологического лазера SCHWIND ATOS и с Руководством пользователя на кровать пациента SCHWIND.

Для

SCHWIND ATOS

фемтосекундного лазера, Интерфейса пациента
и кровати пациента SCHWIND



SCHWIND eye-tech-solutions GmbH

CE 0483

Тел.: +49-(0)6027-508-0
Факс: +49-(0)6027-508-208
Email: info@eye-tech.net
http:// www.eye-tech-solutions.com

Горячая линия обслуживания:
Тел.: +49-(0)6027-508-333
Факс: +49-(0)6027-508-245
Email: service@eye-tech.net

Служба поддержки
клиентов:
Тел.: +49-(0)6027-508-350
Факс: +49-(0)6027-508-208
Email: apm@eye-tech.net

SCHWIND eye-tech-solutions GmbH Mainparkstrasse 6-10, 63801 Клейнстайм, ГЕРМАНИЯ

Авторское право © 2021-2022 гг. SCHWIND eye-tech-solutions. Все права защищены



Транспортировка лазера SCHWIND
ATOS в деревянных ящиках.

