


Отвертка тарированная



Электрокардиостимулятор «Apollo MRI» SR




Туба с гидрофобизирующей жидкостью



Первая упаковка (контейнер)

Вторая упаковка (контейнер)



Электрокардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа SSIR
«Apollo MRI» SR по КАСИ.941514.027ТУ в стерильной упаковке (упаковка вскрыта)



ТИП СТИМУЛЯЦИИ

SSIR

режим R - выключен

использовать до:

09.04.2023

дата изготовления

09.04.2021

СОДЕРЖИМОЕ:

- электронкардиостимулятор,
- отвертка тарированная,
- туба с гидрофобизирующей жидкостью

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР

ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ, МРТ СОВМЕСТИМЫЙ ТИПА SSIR «APOLLO MRI»SR ПО КАСИ.941514.027ТУ

Предназначен для восстановления физиологической частоты сердечных сокращений, профилактики симптомов или защиты от аритмий, обусловленных нарушениями формирования импульсов или их проведения, путем электрической стимуляции сердца, в том числе в условиях воздействия МРТ.

Apollo
MRI SR

IS-1

КАСИ.941514.027ТУ

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ*

Режим работы ЗКС	VVI
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Амплитуда стимулирующих импульсов	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов	366 мс
Порог чувствительности к R-волне	3,0 мВ
Рефрактерный период	260 мс
Полярность чувствительности	Монополярный
Полярность стимуляции	Монополярный

* Параметры стимулятора при t°C 37±2 на эквивалентной нагрузке 510 Ом ±5%.

1



В нестерильной зоне
открыть внешний
контейнер (внутреннюю
упаковку)

2



Извлечь внутренний
контейнер (первую
упаковку) и перемес-
тить его в стерильную
зону

3

Руками в стерильных перчатках
с соблюдением всех правил асептики
и антисептики вскрыть первую упаковку
и извлечь из нее электронкардиостимуля-
тор, отвертку и тубу с гидрофобизиру-
ющей жидкостью

SN

21-00004

STERILE EO



КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА

142181, Московская область, г. Подольск,
улица Заводская (Климовский мкр.), дом 2М
+7(495) 221-2551, +7(496) 761-6853,
info@cardioelectronica.com



хранение



НЕТОЧНО



STERILE EO

Сделано в России

Регистрационное удостоверение №

Электронкардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа SSIR
«Apollo MRI» SR по КАСИ 941514.027ТУ в стерильной упаковке (упаковка не вскрывалась)

ТИП СТИМУЛЯЦИИ

SSIR

режим R - выключен

использовать до:

09.04.2023

дата изготовления

09.04.2021

СОДЕРЖИМОЕ:

- электростимулятор
- отвертка тарированная
- туба с гидрофобизирующей жидкостью
- эксплуатационная документация

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР

ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ, МРТ СОВМЕСТИМЫЙ ТИПА SSIR «APOLLO MRI»SR ПО КАСИ.941514.027ТУ

Предназначен для восстановления физиологической частоты сердечных сокращений, профилактики симптомов или защиты от аритмий, обусловленных нарушениями формирования импульсов или их проведения, путем электрической стимуляции сердца, в том числе в условиях воздействия МРТ.

Apollo
MRI SR

IS-1

КАСИ.941514.027ТУ

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ*

Режим работы ЗНС	VVI
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Амплитуда стимулирующих импульсов	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов	366 мкс
Порог чувствительности к R-волне	3,0 мВ
Рефрактерный период	260 мс
Полярность чувствительности	Монополярный
Полярность стимуляции	Монополярный

* Параметры стимулятора при t°C 37±2 на эквивалентной нагрузке 510 Ом ±5%.

SN 21-00004

STERILE EO



КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА

162181, Московская область, г.Подольск,
ул.в Заводская (Климовск нпр.), дом 2М
+7(495) 221-2551, +7(495) 761-6853,
info@cardioelectronica.com



хранение



транспортировка



натомическо




Сделано в России

ВНУТРИ
STERILE EO

Регистрационное удостоверение №

Упаковка для хранения и транспортирования (коробка)
электростимулятора имплантируемого, МРТ совместимого типа SSIR
«APOLLO MRI» SR по КАСИ.941514.027ТУ


Отвертка тарированная



Электрокардиостимулятор «Apollo MRI» DR



Туба с гидрофобизирующей жидкостью



Электрокардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа DDDR
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU «lo MRI» DR по КАСИ.941514.026ТУ

Первая упаковка (контейнер)

Вторая упаковка (контейнер)



Электрокардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа DDDR
«Apollo MRI» DR по КАСИ.941514.026ТУ в стерильной упаковке (упаковка вскрыта)



ТИП СТИМУЛЯЦИИ

DDDR

режим R - выключен

использовать до:

09.04.2023

дата изготовления

09.04.2021

СОДЕРЖИМОЕ:

- электронкардиостимулятор,
- отвертка тарированная,
- туба с гидрофобизирующей жидкостью

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР

ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ, МРТ СОВМЕСТИМЫЙ ТИПА DDDR «APOLLO MRI»DR ПО КАСИ.941514.026ТУ

Предназначен для восстановления физиологической частоты сердечных сокращений, профилактики симптомов или защиты от аритмий, обусловленных нарушениями формирования импульсов или их проведения, путем электрической стимуляции сердца, в том числе в условиях воздействия МРТ.

Apollo
MRI DR




IS-1

КАСИ.941514.026ТУ

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ*

Режим работы ЗКС	DDD
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Максимальная частота синхронизации	120 имп/мин
AV-задержка	180 мс
Амплитуда стимулирующих импульсов V-канала	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов V-канала	366 мкс
Порог чувствительности к R-волне	5,0 мВ
Рефрактерный период V-канала	260 мс
Слепой период V-канала	50 мс
Амплитуда стимулирующих импульсов A-канала	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов A-канала	366 мкс
Порог чувствительности к P-волне	1,0 мВ
Рефрактерный период A-канала	300 мс
Слепой период A-канала	140 мс
Полярность чувствительности (A и V-каналы)	Монополярный
Полярность стимуляции (A и V-каналы)	Монополярный

* Параметры стимулятора при t°C 37±2 на знаменитой нагрузке 510 Ом ±5%




SN 21-00036

STERILE EO



КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА

142181, Московская область, г. Подольск,
улица Заводская (Клиновск мкр.), дом 2М
+7(495) 221-2551, +7(496) 761-6853.
info@cardioelectronika.com



хранение



Сделано в России

Регистрационное удостоверение №

Электронкардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа DDDR «Apollo MRI»DR по КАСИ.941514.026ТУ в стерильной упаковке (упаковка не вскрыта)

ТИП СТИМУЛЯЦИИ

DDDR

режим R - выключен

использовать до:

09.04.2023

дата изготовления

09.04.2021

СОДЕРЖИМОЕ:

- электростимулятор.
- отвертка тарированная.
- туба с гидрофобизирующей жидкостью
- эксплуатационная документация

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР

ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ, МРТ СОВМЕСТИМЫЙ ТИПА DDOR «APOLLO MRI» ПО КАСИ.941514.026ТУ

Предназначен для восстановления физиологической частоты сердечных сокращений, профилактики симптомов или защиты от аритмий, обусловленных нарушениями формирования импульсов или их проведения, путем электрической стимуляции сердца, в том числе в условиях воздействия МРТ.

Apollo
MRI DR

IS-1

КАСИ.941514.026ТУ

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ*

Режим работы ЗНС	DDO
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Максимальная частота синхронизации	120 имп/мин
AV-задержка	180 мс
Амплитуда стимулирующих импульсов V-канала	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов V-канала	365 мкс
Порог чувствительности к R-волне	5,0 мВ
Рефрактерный период V-канала	260 мс
Слепой период V-канала	50 мс
Амплитуда стимулирующих импульсов A-канала	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов A-канала	365 мкс
Порог чувствительности к R-волне	1,0 мВ
Рефрактерный период A-канала	300 мс
Слепой период A-канала	140 мс
Пolarity чувствительности (A и V-каналы)	Монопольный
Пolarity стимуляции (A и V-каналы)	Монопольный

* Параметры стимулятора при t°C 37±2 на эквивалентной нагрузке 510 Ом ±5%.

SN 21-00036

STERILE EO

КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА

142181, Московская область, г. Подольск,
улица Заводская (Млимовск мкр.), дом 2М
+7(495) 221-2551, +7(496) 761-6853,
info@cardioelectronica.com

5°C 40°C 0°C 50°C
хранение транспортиров.



нетонсично
ВНУТРИ
STERILE EO

Сделано в России

Регистрационное удостоверение №

Упаковка для хранения и транспортирования (коробка)

электростимулятора имплантируемого, МРТ совместимого типа DDOR
«Apollo MRI» DR по КАСИ.941514.026ТУ



Электрокардиостимулятор имплантируемый,
МРТ совместимый типа DDDR «Apollo MRI» DR
по КАСИ.941514.026ТУ

Количество 1 шт. Серийный № 21-00025

Электрокардиостимулятор имплантируемый,
МРТ совместимый типа SSIR «Apollo MRI» SR
по КАСИ.941514.027ТУ

Количество 1 шт. Серийный № 21-00002

И изготовитель:
ООО «Кардиоэлектроника»
Россия, 142181, Московская область, г. Подольск,
ул. Заводская (мкр. Климовск), дом 2М, офис 340
+7(495)221-25-51, +7(4967)61-68-53
E-mail: info@cardioelectronica.com
www. cardioelectronica.ru



0°C - 50°C


5°C - 40°C



ХРАНЕНИЕ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортная упаковка электрокардиостимулятора имплантируемого «Apollo MRI» по КАСИ 941514 026ТУ и электрокардиостимулятора имплантируемого, МРТ совместимый типа SSIR «Apollo MRI» SR по КАСИ 941514 027ТУ


Отвертка тарированная



Электрокардиостимулятор «Apollo MRI» DR




Туба с гидрофобизирующей жидкостью



Электрокардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа DDDR
«Apollo MRI» DR по КАСИ.941514.026ТУ

Первая упаковка (контейнер)

Вторая упаковка (контейнер)



Электрокардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа DDDR
«Apollo MRI» DR по КАСИ.94.1514.026ТУ в стерильной упаковке (упаковка вскрыта)

ТИП СТИМУЛЯЦИИ

DDDR

режим R - выключен

использовать до:

09.04.2023

дата изготовления

09.04.2021

СОДЕРЖИМОЕ:

-  электрокардиостимулятор,
-  отвертка тарированная,
-  труба с гидрофобизирующей жидкостью

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР

ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ, МРТ СОВМЕСТИМЫЙ ТИПА DDOR «APOLLO MRI» DR ПО КАСИ.941514.026ТУ

Предназначен для восстановления физиологической частоты сердечных сокращений, профилактики симптомов или защиты от аритмий, обусловленных нарушениями формирования импульсов или их проведения, путем электрической стимуляции сердца, в том числе в условиях воздействия МРТ.

Apollo
MRI DR

IS-1

КАСИ.941514.026ТУ

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ*

Режим работы ЭНС	DDO
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Максимальная частота синхронизации	120 имп/мин
AV-задержка	180 мс
Амплитуда стимулирующих импульсов V-канала	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов V-канала	366 мкс
Порог чувствительности к R-волне	5,0 мВ
Рефрактерный период V-канала	260 мс
Слепой период V-канала	50 мс
Амплитуда стимулирующих импульсов A-канала	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов A-канала	366 мкс
Порог чувствительности к R-волне	1,0 мВ
Рефрактерный период A-канала	300 мс
Слепой период A-канала	140 мс
Полярность чувствительности (A и V-каналы)	Монополярный
Полярность стимуляции (A и V-каналы)	Монополярный

* Параметры стимулятора при t°C 37±2 на эквивалентной нагрузке 510 Ом ±5%.

1



В нестерильной зоне вскрыть внешний контейнер (вторую упаковку)

2



Извлечь внутренний контейнер (первую упаковку) и переместить его в стерильную зону

3

Руки в стерильных перчатках с соблюдением всех правил асептики и антисептики вскрыть первую упаковку и извлечь из нее электрокардиостимулятор, отвертку и трубу с гидрофобизирующей жидкостью

SN 21-00025

STERILE EO



КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА

142181, Московская область, г.Подольск,
улица Заводская (Климовск мкр.), дом 2М
+7(495) 221-2551, +7(496) 761-6853,
info@cardioelectronica.com



хранение



НЕТОКСИЧНО
ВНУТРИ
STERILE EO

Сделано в России

Регистрационное удостоверение №

Электрокардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа DDOR «Apollo MRI» DR по КАСИ.941514.026ТУ в стерильной упаковке (упаковка не вскрыта)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ТИП СТИМУЛЯЦИИ

DDDR

режим R - выключен

использовать до:

09.04.2023

дата изготовления

09.04.2021

СОДЕРЖИМОЕ:

- электронкардиостимулятор,
- отвертка тарированная,
- туба с гидрофобизирующей жидкостью
- эксплуатационная документация

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР

ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ, МРТ СОВМЕСТИМЫЙ ТИПА DDDR «APOLLO MRI» ПО КАСИ.941514.026ТУ

Предназначен для восстановления физиологической частоты сердечных сокращений, профилактики симптомов или защиты от аритмий, обусловленных нарушениями формирования импульсов или их проведения, путем электрической стимуляции сердца, в том числе в условиях воздействия МРТ.

Apollo
MRI DR

IS-1

КАСИ.941514.026ТУ

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ*

Режим работы ЭКС	DDO
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Максимальная частота синхронизации	120 имп/мин
AV-задержка	180 мс
Амплитуда стимулирующих импульсов V-канала	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов V-канала	366 мкс
Порог чувствительности к R-волне	5,0 мВ
Рефрактерный период V-канала	260 мс
Слепой период V-канала	50 мс
Амплитуда стимулирующих импульсов A-канала	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов A-канала	366 мкс
Порог чувствительности к P-волне	1,0 мВ
Рефрактерный период A-канала	300 мс
Слепой период A-канала	140 мс
Полярность чувствительности (A и V-каналы)	Монополярный
Полярность стимуляции (A и V-каналы)	Монополярный

* Параметры стимулятора при t°C 37±2 на знаменитой нагрузке 510 Ом ±5%.

SN 21-00025

STERILE EO

КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА

142181, Московская область, г.Подольск,
улица Заводская (Климовск мкр.), дом 2М
+7(495) 221-2551, +7(496) 761-6853,
info@cardioelectronica.com

5°C 40°C
0°C 50°C
хранение транспортиров.




Сделано в России

Регистрационное удостоверение №

Упаковка для хранения и транспортирования (коробка)
электрокардиостимулятора имплантируемого, МРТ совместимого типа DDDR
«Apollo MRI» DR по КАСИ.941514.026ТУ


Отвертка тарированная



Электрокардиостимулятор «Apollo MRI» SR




Туба с гидрофобизирующей жидкостью



Электрокардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа SSIR

Первая упаковка (контейнер)

Вторая упаковка (контейнер)



Электрокардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа SSIR
«Apollo MRI» SR по КАСИ.941514.027ТУ в стерильной упаковке (упаковка вскрыта)



ТИП СТИМУЛЯЦИИ

SSIR

режим R - выключен

использовать до:

09.04.2023

дата изготовления

09.04.2021

СОДЕРЖИМОЕ:

- электронкардиостимулятор,
- отвертка тарированная,
- туба с гидрофобизирующей жидкостью

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР

ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ, МРТ СОВМЕСТИМЫЙ ТИПА SSIR «APOLLO MRI» SR ПО КАСИ.941514.027ТУ

Предназначен для восстановления физиологической частоты сердечных сокращений, профилактики симптомов или защиты от аритмий, обусловленных нарушениями формирования импульсов или их проведения, путем электрической стимуляции сердца, в том числе в условиях воздействия МРТ.

Apollo
MRI SR




IS-1

КАСИ.941514.027ТУ

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ*

Режим работы ЭНС	VI
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Амплитуда стимулирующих импульсов	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов	366 мкс
Порог чувствительности к R-волне	3,0 мВ
Рефрактерный период	260 мс
Полярность чувствительности	Монополярный
Полярность стимуляции	Монополярный

* Параметры стимулятора при t°C 37±2 на эквивалентной нагрузке 510 Ом ±5%.



SN 21-00002

STERILE EO

 **КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА**

142181, Московская область, г. Подольск,
улица Заводская (Клиновский мкр.), дом 2М
+7(495) 221-2551, +7(496) 761-6853,
info@cardioelectronics.com



хранение



Сделано в России

Регистрационное удостоверение №

Электронкардиостимулятор имплантируемый, МРТ совместимый типа SSIR

«Apollo MRI» SR по КАСИ.941514.027ТУ в стерильной упаковке (упаковка не вскрыта)

ТИП СТИМУЛЯЦИИ

SSIR

режим R - выключен

использовать до:

09.04.2023

дата изготовления

09.04.2021

СОДЕРЖИМОЕ:

- электронкардиостимулятор,
- отвертка тарированная,
- туба с гидрофобизирующей жидкостью
- эксплуатационная документация

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР

ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ, МРТ СОВМЕСТИМЫЙ ТИПА SSIR «APOLLO MRI»SR по КАСИ.941514.027ТУ

Предназначен для восстановления физиологической частоты сердечных сокращений, профилактики симптомов или защиты от аритмий, обусловленных нарушениями формирования импульсов или их проведения, путем электрической стимуляции сердца, в том числе в условиях воздействия МРТ.

Apollo
MRI SR

IS-1

КАСИ.941514.027ТУ

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ*

Режим работы ЗКС	VVI
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Амплитуда стимулирующих импульсов	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов	366 мкс
Порог чувствительности к R-волне	3,0 мВ
Рефрактерный период	250 мс
Полярность чувствительности	Монополярный
Полярность стимуляции	Монополярный

* Параметры стимулятора при t°C 37±2 на эквивалентной нагрузке 510 Ом ±5%

SN 21-00002

STERILE EO



КАРДИОЭЛЕКТРОНИКА

142781, Московская область, г. Подольск,
улица Заводская (Жилиновский мкр.), дом 2М
+7(495) 221-2551, +7(496) 761-6853,
info@cardioelectronica.com



хранение



транспортировка



документация



НЕТОЧНО



ВНУТРИ



STERILE EO

Сделано в России

Регистрационное удостоверение №

Упаковка для хранения и транспортирования (коробка)

электронкардиостимулятора имплантируемого, МРТ совместимого типа SSIR

«Apollo MRI» SR по КАСИ.941514.027ТУ

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО

17 (Семнадцать) ЛИСТОВ

Генеральный директор

ООО «Кардиоэлектроника»

А.Л. Старостин

