



ООО «МедТестКонсалтинг»
MedTestConsulting Ltd.

Россия, 123181, г. Москва, ул. Кулакова, д. 1, корп.1, оф. 193
Тел: +7 (499) 198-81-09, (499) 658-24-77; email: managers@medtestconsult.ru

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «МедТестКонсалтинг»

В.К. Бунзя

14 декабря 2020 года

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Аппарат пескоструйный универсальный для зуботехнических
лабораторий Vario basic, с принадлежностями»**

производства
**Ренферт ГмбХ (Renfert GmbH),
Германия**



Аппарат Vario basic

Шланг полиуретановый голубой

Шланг полиуретановый черный

Педаля пневматическая

Кабель сетевой

Комплект мелких деталей Vario basic

Комплект для пневматического подключения

Фото 1 Аппарат Vario basic, педаля пневматическая, кабель сетевой, шланг полиуретановый черный, шланг полиуретановый голубой, комплект для



Фото 2 Комплект для пневматического подключения, в составе: муфта для подключения к компрессору 7,2мм, муфта для подключения к компрессору 5мм, клемма, зажим шланговый (в основном составе и в составе устройств вытяжных SILENT TC2/ EC2)




Фото 3 Комплект мелких деталей Vario basic, в составе: втулка кабельная, втулка мембранная малая, пробка, гайка с насечкой M5 черная, кольцо опознавания, красное, кольцо опознавания, желтое, кольцо опознавания, зеленое, кольцо опознавания, голубое, кольцо опознавания, серое, пленка



Фото 4 Бачок для струйного материала (на примере бачка 25-70 мкм, правый), в составе: бачок для струйного материала, руководство по монтажу для дополнительного бачка, пробка маркировочная, зеленая, пробка маркировочная, желтая, пробка маркировочная, красная, кольцо опознавания, красное, кольцо опознавания, желтое, кольцо опознавания, зеленое, шланг для сжатого воздуха, черный, инструмент для снятия и установки дозирующего нипеля, черная







Держатель настенный для Vario Basic

Vario basic
No. 2960

Wandhalter für Vario basic
Wall mount for Vario basic
Support mural du Vario basic
Supporto a muro per Vario basic
Soporte mural para el Vario basic
Wandconsole voor Vario basic
Uchwyt ścienny dla Vario basic
Настенный держатель аппарата
Vario basic
Vario basic用ウォールブラケ



Комплект для монтажа настенного держателя Vario Basic

Фото 8 Держатель настенный для Vario basic, в составе: держатель настенный для Vario basic, руководство по монтажу настенного держателя, уголок

вытяжной ON • Комплект для настенного держателя Vario basic, дюбель универсальный, винт оцинкованный



Фото 9 Устройство вытяжное SILENT V4



Шаблон для сверления передней панели SILENT V4

Коврик изоляционный для передней части

Палец шаровой,
Втулка клеевая,
Винт с овальной головкой,
Винт с полукруглой головкой оцинкованный

Фото 11 Набор для установки мебельной двери для SILENT V4, в составе: шаблон для сверления передней панели SILENT V4, коврик изоляционный для передней части, палец шаровой, втулка клеевая, винт с овальной головкой, винт с полукруглой головкой оцинкованный

Адаптер для шланга
отработанного воздуха

Руководство по монтажу шланга
отвода отработанного воздуха

Винт с фланцевой головкой

Отвертка угловая

Зажим шланговый



Шланг для отработанного воздуха, длина 2 м





Фото 12 Шланг отвода отработанного воздуха SILENT V4, в составе: шланг для отработанного воздуха, длина 2 м, руководство по монтажу шланга отвода отработанного воздуха, адаптер для шланга отработанного воздуха, винт с фланцевой головкой, отвертка угловая (так же – в составе шланга для SILENT V4), зажим шланговый

Шланг для охлаждающего воздуха, длина 1м



Держатель для шланга
подачи воздуха



Винт с фланцевой головкой





Фото 13 Шланг для охлаждающего воздуха SILENT V4, в составе: шланг для охлаждающего воздуха, длина 1м, руководство по монтажу для шланга SILENT V4, винт с фланцевой головкой, держатель для шланга подачи воздуха



Фото 14 Ножки, регулируемые по высоте



кабель управления для блока управления



мышь USB



блок управления




Фото 17 Клапан пережимной прямой для SILENT (в составе устройств вытяжных SILENT V4/ TC2/ EC2)



Фото 18 Устройство вытяжное SILENT TC



Фото 19 Шланг всасывающий (в составе устройства вытяжного SILENT TC)



Фото 20 Устройство вытяжное SILENT TC2



Фото 21 Устройство вытяжное SILENT EC2



Фото 22 Шланг всасывающий длина 4 м (в составе устройств вытяжных SILENT EC2 / TC2)








Фото 25 Устройство вытяжное SILENT powerCAM EC



Фото 26 Шланг всасывающий, длина 2 м (в составе устройства вытяжного SILENT powerCAM EC)













Фото 31 Шланг для отработанного воздуха для SILENT TC/ TC2/ EC2/ powerCAM EC, в составе: шланг для отработанного воздуха, длина 2м, руководство по монтажу для шланга для отработанного воздуха, зажим шланговый, кольцо опорное адаптера для отработанного воздуха, винт с










Кабель интерфейсный тип Е



Адаптер Евро розетка CEE7/16-Nema вилка

Кабель интерфейсный тип F



Переходник, длина 0,5м





Фотографии заводских табличек и маркировки:

- Фото 39** Маркировка аппарата Vario basic
- Фото 40** Заводская табличка аппарата Vario basic
- Фото 41** Маркировка устройства вытяжного SILENT V4
- Фото 42** Заводская табличка устройства вытяжного SILENT V4
- Фото 43** Маркировка устройства вытяжного SILENT TC
- Фото 44** Заводская табличка устройства вытяжного SILENT TC
- Фото 45** Маркировка устройства вытяжного SILENT TC2
- Фото 46** Заводская табличка устройства вытяжного SILENT TC2
- Фото 47** Маркировка устройства вытяжного SILENT EC2
- Фото 48** Заводская табличка устройства вытяжного SILENT EC2
- Фото 49** Маркировка устройства вытяжного SILENT powerCAM EC
- Фото 50** Заводская табличка устройства вытяжного SILENT powerCAM EC

REF: 29600005



Vario basic

S/N: D1153913

U: 220-240 V~

f: 50/60 Hz

CE

EAC



+J009296000050/\$D1153913Y

PA241627

Renfert GmbH
www.renfert.com
Made in Germany



REF: 29600005



Apparat Vario basic



VA0815

Утилизировать в соответствии с
требованиями законодательства РФ

Срок годности: не ограничен

Хранить в сухом месте.

Изготовитель: RENFERT GmbH, ФРГ.

Изготовлено в Германии

Условия хранения, применения и
утилизации см. в инструкции или
паспорте безопасности

Импортер/Дистрибьютор:

ООО Рокада-Дент

Россия, 420107, Казань - ул.
Петербургская д. 26

т. +7(843) 294 59 70 ф. +7(843) 294 59 72

REF: 29600005



S/N: D1153913

Bj.: 2019

CE

EAC

P: 16 W

f: 50/60 Hz

U: 220-240 V~

pA: 1-6 bar / 14,5-87 psi

p max: 8 bar / 116 psi

Renfert GmbH | www.renfert.com | Made in Germany

REF: 29330000




Silent V4



S/N: C1157421

U: 220-240 V~


f: 50/60 Hz



PA241427

+J009293300000/\$C1157421Q

Renfert GmbH
www.renfert.com
Made in Germany



REF: 29330000



Устройство вытяжной SILENT V4



Уточнить в соответствии
требованиям законодательства РФ

Технические характеристики

Хранить в сухом месте

Производство: г. Ренферт, Германия

Перевозка: Renfert GmbH, D-74639

Описание: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Сделано в Германии

Удостоверяет, что изделие
утилизировано в соответствии
с требованиями

Импортер/Дистрибьютор

ООО Рокс-Дент

Россиа, 40101, Астана - 14

Почтовый ящик 25

т. +7 447 124 01 70 ф. +7 447 124 01 71

REF: 29330000

S/N: C1157421 BJ 2013

U: 220-240V~ 1.75A

I: 50/60Hz

PA: 4.5-8 bar / 65-116 psi

Wärmepumpe (Drehzahl) siehe www.hera.com | Made in Germany



REF: 29350000



SILENT TC



S/N: A1352078

U: 220-240 V~

f: 50/60 Hz



+J009293500000/\$A1352078V

PA239960

Renfert GmbH
www.renfert.com

Made in Germany

Renfert

REF: 29350000



Устройство вытяжное SILENT TC



Утилизировать в соответствии с
требованиями законодательства РФ

Срок годности: не ограничен

Хранить в сухом месте.

Изготовитель: «Renfert GmbH»
Германия, Renfert GmbH, 78247
Hilzingen, Untere Gieswiesen 2,
Germany

Изготовлено в Германии

Условия хранения, применения и
утилизации см. в инструкции или
паспорте безопасности

Импортёр/Дистрибьютор:

ООО Рокада-Дент

Россия 420107, Казань - ул.
Петровская д. 26

т. +7(843)294 59 70 ф. +7(843)294 59 72

REF: 29350000

S/N: A1352078 BJ: 2019

U: 220-240 V~ I: 3.7 A

f: 50/60 Hz

I tot: 13 A



Realair GmbH | www.realair.com | Made in Germany

REF: 29360000



SILENT TC2



S/N: A1352051

U: 220-240 V~
f: 50/60 Hz



PAZ30959

+J009293600000/\$A1352051N

Renfert GmbH
www.renfert.com
Made in Germany

Renfert

REF: 29360000

Renfert

Устройство вытравное SILENT TC2



Утилизировать в соответствии с
требованиями законодательства РФ

Срок годности не ограничен

Хранить в сухом месте

Импортер: «Ренферт ГмбХ»
Германия, Renfert GmbH, 78247
Hiltingen, Untere Gieselerstr. 2,
Germany

Использовать в Германии

Удобно хранить, применять и
утилизировать в инструкции или
паспорте безопасности

Импортер/Дистрибутор:

ООО Рокада-Дент
Россия, 190103, Санкт-Петербург,
Пискаревский пр. 16

+7 (812) 294 50 70 ф. +7 (812) 294 50 71

REF: 29360000

S/N: A1352051 Bj. 2019

U: 220-240 V~ I: 3,7 A

f: 50/60 Hz

I tot: 13 A

Renfort GmbH | www.renfort.com | Made in Germany



Рено 46

REF: 29370000



SILENT EC2



S/N: A1359262

U: 220-240 V~


f: 50/60 Hz



+J009293700000/\$A1359262Z

PA241346

Renfert GmbH
www.renfert.com
Made in Germany



REF: 29370000



Устройство вытяжное SILENT EC2



Утилизировать в соответствии с
требованиями законодательства РФ

Срок годности: не ограничен

Хранить в сухом месте.

Изготовитель: "Ренферт ГмбХ",
Германия, "Renfert GmbH",
Industriegebiet 78247 HILZINGEN
Germany

Изготовлено в Германии

Условия хранения, применения и
утилизации см. в инструкции или
паспорте безопасности

Импортер/Дистрибьютор

ООО Рокада-Дент

Россия, 420107, Казань - ул.
Петербургская д. 26

т. +7 (843) 294 59 70 ф. +7 (843) 294 59 70

Фотол

84 050 48


REF: 29370000

S/N: A1359262 Bj.: 2019

U: 220-240 V~ I: 7 A

f: 50/60 Hz

I tot: 15 A



Rentfert GmbH | www.rentfert.com | Made in Germany

REF: 29390000



SILENT powerCAM EC



S/N: A1359477

U: 220-240 V~

f: 50/60 Hz



+J009293900000/\$A13594772

PA241360

Renfert GmbH
www.renfert.com
Made in Germany



REF: 29390000



Устройство вытяжное SILENT powerCAM EC



VA0815

**Утилизировать в соответствии с
требованиями законодательства РФ.**

Срок годности: не ограничен

Хранить в сухом месте.

**Изготовитель: "Ренферт ГмбХ",
Германия, "Renfert GmbH",
Industriegebiet 78247 HILZINGEN
Germany**

Изготовлено в Германии

**Условия хранения, применения и
утилизации см. в инструкции или
паспорте безопасности**

Импортер/Дистрибьютор:

ООО Рокада-Дент

**Россия, 420107, Казань - ул.
Петербургская д. 26**

т. +7(843)294 59 70 ф. +7(843)294 59 72


Фото 49

REF: 29390000

S/N: A1359477 Bj: 2019

U: 220-240 V~ I: 7 A

f: 50/60 Hz



Renfert GmbH | www.renfert.com | Made in Germany

В.К. Бунзя

В.К. Бунзя