

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн»



А. Н. Кудряшов

« 07 » июня 2019 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**СТЕНТ-РЕТРИВЕР GRASPER
ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019**


Условия хранения и транспортировки

Транспортировать стент-ретривер при температуре от -50 до +50°C и относительной влажности не выше 80%.
Хранить при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Правила утилизации

Стент-ретриверы, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.7.2790 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Неиспользованные стент-ретриверы (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.7.2790). Неиспользованные стент-ретриверы должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.


Стент-ретривер Grasper одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019
Инструкция по применению




Стент-ретривер Grasper одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019
Стерилизационный конверт вместе со стент-ретривером




Стент-ретривер Grasper одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019
Стент-ретривер, помещенный в защитный пластиковый кожух (диспенсер)





Стент-ретривер Grasper одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019
Общий вид сетки с толкателем в капсуле



Дистальный конец стент-ретривера в сложенном в капсулу состоянии



Стент-ретривер Grasper одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019
Сетка стент-ретривера в раскрытом состоянии.



Пронумеровано и пронумеровано

8 (восемь) листов

Директор
Кудряшов А.Н.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн»

А. Н. Кудряшов



ЭТИКЕТКА (проект)

Медицинское изделие

Стент-ретривер Grasper одноразовый стерильный


по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019

Стент-ретривер Grasper одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019

Стент-ретривер **GRASPER**

Angioline
interventional device

КОД/REF: XXXXXX
ЛОТ/LOT: XXXXXXXX



РУ XXXXXXXXXX от XXXXXX
Стент-ретривер Grasper
одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019

Совместим с микрокатетером с минимальным
внутренним диаметром 0,XX мм (0,0XX")

Сделано в России
Made in Russia

Дата изготовления: XXXX-XX
Годен до: / Used by: XXXX-XX

ООО "Ангиолайн", Россия,
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 18, офис 302
тел./факс: (383) 363-97-21

STERILE EO
НЕТОКСИЧНО



GRASPER стент-ретривер

REF XXXXXX Диаметр X мм Рабочая длина XX мм Длина толкателя 180 см ЛОТ XXXXXXXX
XXXX-XX

Условия хранения и транспортировки

Транспортировать стент-ретривер при температуре от -50 до +50°C и относительной влажности не выше 80%.
Хранить при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Правила утилизации

Стент-ретриверы, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.7.2790 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Неиспользованные стент-ретриверы (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.7.2790). Неиспользованные стент-ретриверы должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.

1. Код изделия;
2. Дата изготовления (гггг-мм);
3. Срок годности (гггг-мм);
4. Номер лота;
5. Штрих код (артикул, номер лота, срок годности);
6. Диаметр сетки, мм;
7. Рабочая длина сетки, мм;

Этикетка стерилизованного конверта


Стент-ретривер Grasper одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019

Стент-ретривер *GRASPER*

Angioline
interventional device

КОД/REF: XXXXXX

ЛОТ/LOT: XXXXXXXX



ПУ XXXXXXXXXX от XXXXXX
Стент-ретривер Grasper
одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.50-015-83540797-2019

Совместим с микрокатетером с минимальным
внутренним диаметром 0,XX мм (0,0XX")

Дата изготовления: XXXX-XX

Годен до: / Used by: XXXX-XX



Сделано в России
Made in Russia

ООО "Ангиолайн", Россия,
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 18, офис 302
тел./факс: (383) 363-97-21

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО



GRASPER стент-ретривер

REF	Диаметр	Рабочая длина	Длина толкателя	LOT
XXXXXX	X мм	XX мм	180 см	XXXXXXXX
				XXXX-XX

1. Код изделия;
2. Дата изготовления (гггг-мм);
3. Срок годности (гггг-мм);
4. Номер лота;
5. Штрих код (артикул, номер лота, срок годности);
6. Диаметр сетки, мм;
7. Рабочая длина сетки, мм;
8. Внутренний диаметр микрокатетера, мм (").

A903030-38A

Пронумеровано и пронумеровано

3 (три) листов

Директор
Кудряшов А.Н.

