

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»


М.В. Лосев

« 11 » *Сентябрь* 2021 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия для диагностики in vitro**

**«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD» набор реагентов для иммуноферментного
количественного выявления антител класса G (IgG) к рецептор-связывающему
домену (RBD) антигена S коронавируса SARS-CoV-2»,
ТУ 21.20.23-043-26329720-2021**



Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (2) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В. Лосев



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

«14» октября 2021 г.




Образцы маркировки медицинского изделия

**«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD» набор реагентов для иммуноферментного
количественного выявления антител класса G (IgG) к рецептор-связывающему
домену (RBD) антигена S коронавируса SARS-CoV-2»,
ТУ 21.20.23-043-26329720-2021**

Внешняя маркировка
Комплект 3 на 96 определений

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD» набор реагентов для
иммуноферментного количественного выявления антител класса
G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) антигена S
коронавируса SARS-CoV-2,
ТУ 21.20.23-043-26329720-2021
комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

Состав набора

1. «Иммуносорбент» – рекомбинантный RBD-домен антигена S коронавируса SARS-CoV-2, сорбированный в лунках разборного планшета	1 шт.
2. «K1+» – калибровочный образец №1, инактивированный*	1 фл.
3. «K2+» – калибровочный образец №2, инактивированный*	1 фл.
4. «K3+» – калибровочный образец №3, инактивированный*	1 фл.
5. «K4+» – калибровочный образец №4, инактивированный*	1 фл.
6. «K-» – калибровочный образец №5, инактивированный*	1 фл.
7. «КО» – контрольный образец, инактивированный*	1 фл.
8. «РБР-С» – раствор для разведения сыворотки	1 фл.
9. «РК» – раствор конъюгата	1 фл.
10. «РХ» – раствор хромогена	1 фл.
11. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.
12. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 фл.
13. Защитная пленка для микропланшетов	2 шт.
14. Ванночка для реагентов	2 шт.
15. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл	16 шт.
16. Трафарет	2 шт.
17. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.

* антитела к ВИЧ-1.2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

«K1+», «K2+», «K3+», «K4+» и «КО» содержат антитела IgG к RBD-домену антигена S коронавируса SARS-CoV-2 в различных концентрациях, ВАУ/мл

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF **KG-311** Σ_{96} LOT **XXXXX** **XX.XX.XXXX**

Замораживание не допускается


XX.XX.XXXX

«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

РУ № **XXX XXXX/XXXXX**

ТУ 21.20.23-043-26329720-2021



4 606816 005510

Комплект 3 на 96 определений

ООО «Медико-биологический Союз»

Иммунсорбент


рекомбинантный RBD-домен антигена S
коронавируса SARS-CoV-2,
сорбированный в лунках разборного
планшета

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



4 606816 005503



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»


ООО «Медико-биологический Союз»

K1+ (500 ВАУ/мл) 2,3 мл

инактивированный

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»



4 606816 005442


ООО «Медико-биологический Союз»

K2+ (250 ВАУ/мл) 1,5 мл

инактивированный

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»



4 606816 005459


ООО «Медико-биологический Союз»

K3+ (125 ВАУ/мл) 1,5 мл

инактивированный

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»



4 606816 005466


ООО «Медико-биологический Союз»

K4+ (10 ВАУ/мл) 1,5 мл

инактивированный

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»



4 606816 005473


ООО «Медико-биологический Союз»

KO (XX ВАУ/мл) 1,5 мл

инактивированный

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»



4 606816 005554


ООО «Медико-биологический Союз»

K- (0 ВАУ/мл) 10,0 мл

инактивированный

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»




4 606816 005435

ООО «Медико-биологический Союз»

РБР-С 12,0 мл

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»




4 606816 005480

ООО «Медико-биологический Союз»

PX 13,0 мл

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»




4 606816 000447

ООО «Медико-биологический Союз»


РК 13,0 мл

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»




4 606816 005497

ООО «Медико-биологический Союз»

Стоп-реагент 10,0 мл

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX



«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»




4 606816 000461

ООО «Медико-биологический Союз»

ФСБ-Т(x25)

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX




«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD»





4 606816 000454

Маркировка транспортной тары



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru



**«МБС-Тест SARS-CoV-2-IgG-RBD» набор реагентов для
иммуноферментного количественного выявления антител класса
G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) антигена S
коронавируса SARS-CoV-2»,
ТУ 21.20.23-043-26329720-2021
комплект 3**

Кат. №	KG-311
Серия	XXXXX
Дата изготовления	XX.XX.XXXX
Срок годности	XX.XX.XXXX
Число потребительских упаковок в транспортной таре	XX шт.
Масса нетто транспортной тары	X,XX кг
Масса брутто транспортной тары	X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки	X,XX кг
Допускается транспортирование при температуре не выше 27 °C в течение 10 суток	



Срочный груз

Не бросать

Замораживание не допускается

Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (4/19) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев

