

Утверждаю
Президент (Генеральный директор)
ЗАО фирмы "Москва-Амрос"
Капеланович Гари Б.




**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса
автоматический МТ, моделей МТ-32, МТ-42, МТ-43, МТ-70**


Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический МТ, модель МТ-32
Измеритель артериального давления цифровой МТ-32




Манжета стандартная на плечо



Манжета увеличенная на плечо



Манжета универсальная на плечо




Чехол мягкий




Элемент питания типа AA



Адаптер сетевой




прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический МТ, модель МТ-42
Цифровой измеритель артериального давления МТ-42




Манжета стандартная на плечо



Манжета увеличенная на плечо



Манжета универсальная на плечо




Чехол мягкий



Элемент питания типа АА



Адаптер сетевой



бор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический МТ, модель МТ-43
Измеритель артериального давления цифровой МТ-43



Манжета стандартная на плечо



Манжета увеличенная на плечо



Манжета универсальная на плечо




Чехол мягкий




Элемент питания типа АА



Адаптер сетевой




Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический МТ, модель МТ-70
Измеритель артериального давления цифровой МТ-70



Манжета стандартная на запястье



Чехол жесткий



Элемент питания типа ААА



MediTech

MT-70

MT-70

чаша

MediTech

В РИТМЕ ЖИЗНИ



Прибор для измерения артериального давления
и частоты пульса автоматический МТ-70

ИЗ ЭПИСОДА

- Блок памяти на 120 результатов измерений
- Индикация аритмии
- Индикация давления по классификации ВОЗ
- Интелектуальная система измерения
- Индикация приложенных манжет
- Датчик движения во время измерения
- Элемент питания AAAA в комплекте
- Чехол для хранения



MediTech

MT-70

size: 90*45*110mm

Pantone 877C

matovu lak



Прибор для измерения артериального давления
и частоты пульса автоматический МТ, модель МТ-70

Производитель:

«Медикал Технолоджи Продактс, инк.», США / Medical Technology Products Inc.
2200 King George Road, Suite 305, Folsom, CA 95630, USA

АМРОС Импортёр:
ЗАО фирма «Амрос Амрос», Россия, 115054,
г. Москва, ул. Ленинградская, д. 123, стр. 4, 311
тел. 8 (495) 250-01-06, 106 км МКАД-внутр.

Место производства:
г. Гуанчжоу, Китай (KCH) / Guangzhou Nanhai Co., Ltd.
№ 365, Wuyang Road, Wuyang Economic Development Zone, 311100, Ningbo, China

Регистрационное удостоверение № РН XXXX/УУУ от ДД.ММ.ГГ.
Соответствие требованиям ГОСТ Р 50267-92, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51515-1-2012, ГОСТ 31515-2-2012, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014.

Гарантия:

Гарантия на электронный блок - 5 лет на манжету - 1 год.
Гарантия не распространяется на комплектующие, подверженные износу,
а также на элементы питания, чехол и упаковку прибора.

Срок службы:

Срок службы электронного блока - 10 лет; манжеты - 3 года.
Безопасность: не подвергается воздействию электромагнитных помех, не выделяет вредных веществ, не имеет острых краев.

Порядок работы:

- Нажмите кнопку ON / OFF для начала измерения
- Нажмите кнопку MEAS для выхода из памяти прибора
- Нажмите кнопку для регулятора громкости



