

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
АО «ПФК Обновление»**

Грисюк Д.В.



Макеты упаковок медицинского изделия

«Лейкопластырь медицинский водонепроницаемый Renoplast®»


**Производство: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China / Чжэцзян Банли Медикал
Продуктс Ко., Лтд., Китай**

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(в случае вложения 10, 20 лейкопластырей размером 38х38 мм в пачку)/ (with 10, 20
adhesive tapes 38х38 mm per pack)


Размер индивидуальной упаковки 50х60 мм/ Individual package size 50х60 mm

1 вариант маркировки/ Version 1

Лицевая сторона/ Front side



Оборотная сторона/ Back side




2 вариант маркировки/ Version 2

Лицевая сторона/ Front side



Оборотная сторона/ Back side



Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1 лейкопластырь 38x38 мм в пачку)/ (1 adhesive tape 38x38 mm)
Размер индивидуальной упаковки 50x60 мм/ Individual package size 50x60 mm

Лицевая сторона/ Front side

Reneplast®

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый
38x38 мм 1 шт.

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. Показания к применению. Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). Способ применения. Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. Возможные побочные эффекты. Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями. Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. Меры предосторожности. 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения.

Оборотная сторона/ Back side

2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Состав: полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – канифоль, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. Порядок осуществления утилизации и уничтожения. Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению». Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: РФ, 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». РФ, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru



РУ № ____ от ____

штрих-код

Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1 лейкопластырь 38x38 мм в пачку)/ (1 adhesive tape 38x38 mm)
Размер индивидуальной упаковки 50x60 мм/ Individual package size 50x60 mm

Лицевая сторона/ Front side

Reneplast®

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый
38x38 мм 1 шт.

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. Показания к применению. Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). Способ применения. Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. Возможные побочные эффекты. Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями. Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. Меры предосторожности. 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения.

Оборотная сторона/ Back side

2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Состав: полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – канифоль, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. Порядок осуществления утилизации и уничтожения. Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению». Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: РФ, 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». РФ, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru




РУ № ____ от ____

штрих-код


Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(в случае вложения 10, 20 лейкопластырей размером 65х25 мм в пачку)/ (with 10, 20
adhesive tapes 65x25 mm per pack)
Размер индивидуальной упаковки 90х37 мм/ Individual package size 90x37 mm

1 вариант маркировки/ Version 1

Лицевая сторона/ Front side



Оборотная сторона/ Back side




2 вариант маркировки/ Version 2

Лицевая сторона/ Front side



Оборотная сторона/ Back side



Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(1 лейкопластырь 65x25 мм в пачку)/(1 adhesive tape 65x25 mm)
Размер индивидуальной упаковки 90x37 мм/ Individual package size 90x37 mm

Лицевая сторона/ Front side

65x25 мм
1 шт.
Reneplast
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. Показания к применению. Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). Способ применения. Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. Возможные побочные эффекты. Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями. Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. Меры предосторожности. 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью.

Оборотная сторона/ Back side

4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Состав: полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – канифоль, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. Порядок осуществления утилизации и уничтожения. Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению». Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: РФ, 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя:

АО «ПФК Обновление». РФ, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,
e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru
РУ № ____ от ____




ШТРИХ-КОД




Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(в случае вложения 10, 20 лейкопластырей размером 76x19 мм в пачку)/ (with 10, 20
adhesive tapes 76x19 mm per pack)
Размер индивидуальной упаковки 90x30 мм/ Individual package size 90x30 mm

1 вариант маркировки/ Version 1

Лицевая сторона/ Front side



Оборотная сторона/ Back side




2 вариант маркировки/ Version 2

Лицевая сторона/ Front side



Оборотная сторона/ Back side



Макет индивидуальной упаковки/ Individual pack mockup
(Лейкопластырь 76x19 мм в пачку)/ (1 adhesive tape 76x19 mm)
Размер индивидуальной упаковки 90x30 мм/ Individual package size 90x30 mm

Лицевая сторона/ Front side

76x19 мм
1 шт.
Reneplast®
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. Показания к применению. Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). Способ применения. Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. Возможные побочные эффекты. Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями. Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. Меры предосторожности. 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять

Оборотная сторона/ Back side

лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластырь не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. Состав: полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – канифоль, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. Порядок осуществления утилизации и уничтожения. Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению». Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: РФ, 633621, Новосибирская область, Сузунский р-н, рп. Сузун, ул Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление». РФ, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru РУ № ____ от ____

ШТРИХ-КОД








Макет пачки/Pack mockup
(в случае вложения 10 лейкопластырей размером 38х38 мм в пачку/
in case of investing 10 adhesive plasters 38х38 mm in size in a pack)
Размер пачки 65х108х14 мм/ Pack size 65х108х14 mm



Reneplast®

RENEWAL

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Примените лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100 % — полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % — вискоза, 10 % — дакрон), клеевая масса (35 % — акрилат, 10 % — капрофон, 55 % — этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению».

Производитель: Zhongheng Medical Products Co., Ltd., China/Чжунхэн Бинли Медицинские Продукты Ко., Лтд., Китай. Адрес производителя: No. 118, Fengyi South Road, City West New District, Pingliang City, Zhongyuan Province, 321000, China/Юэнь Сянь Юэнь 118, Сити Вест Нью Дистрикт, Пинлианг Город, Чжунгуань Провинция, 321000, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер АО «ГФК Общепитание». Юридический адрес: Российская Федерация, 630621, Новосибирская область, Сузунский р-н, рп Сузун, ул. Комиссара Зетельца, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-85. Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ГФК Общепитание», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: otkaz@rfo-obshchepitanie.ru.

Reneplast®

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый**



НАДЕЖНО
ЗАЩИЩАЕТ РАНУ
ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

10 штук
38х38 мм

штрих-код

Reneplast®

Срок годности 3 года
Не использовать по истечении срока годности.



Макет пачки/Pack mockup
(в случае вложения 20 лейкопластырей размером 38x38 мм в пачку/
in case of investing 20 adhesive plasters 38x38 mm in size in a pack)
Размер пачки 65x108x14 мм/ Pack size 65x108x14 mm



Reneplast®



Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – канифоль, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкция по применению».

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. China/Китайский Бангли Медицинский Продуктс Ко., Лтд., Китай. Адрес производителя: No. 118 Yungui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юнгуэй Саут Роуд 118, Сити Вест Нью Дистрикт г. Юнканг, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ: Импэстер АО «ИФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 630621, Новосибирская область, Станционная, р-н, гп, Сузун, ул. Комиссара Зинкова, д. 16, п/д/факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ИФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: info@ifk-obnovlenie.ru

Reneplast®
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый



НАДЕЖНО
ЗАЩИЩАЕТ РАНУ
ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

20 штук
38x38 мм

штрих-код

Reneplast®

Р/у № 10
Не использовать по истечении срока годности.





Reneplast®



Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегайте контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – канифоль, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению».

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 630021, Новосибирская область, Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630006, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

Эластичный




Прозрачный



Reneplast®

Срок годности 5 лет.
Не использовать по истечении срока годности.
РУ № 01



(в случае вложения 10 лейкопластырей размером 65x25 мм в пачку/
in case of investing 10 adhesive plasters 65x25 mm in size in a pack)



Эластичный

Прозрачный

Renoplast®

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый



10 штук
65x25 мм

ШТРИХ-КОД

Renoplast®

Срок годности 3 года.
Не использовать по истечении срока годности.
pH 4,0-5,0

101




Reneplast®

RENEWAL

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрывать рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – канифоль, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению».

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Бангли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 630621, Новосибирская область, Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зетькова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru

Срок годности 3 года.
Не использовать по истечении срока годности.



Эластичный



Прозрачный



Reneplast®

Макет пачки/Pack mockup
(в случае вложения 20 лейкопластырей размером 65x25 мм в пачку/
in case of investing 20 adhesive plasters 65x25 mm in size in a pack)
Размер пачки 65x108x14 мм/ Pack size 65x108x14 mm



Reneplast®

RENEWAL

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клейкой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клейкую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клейкой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на один и тот же участки кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клейкой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клейкая масса (35 % – акрилат, 10 % – капролон, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и утилизации.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «Инструкция по применению».

Производитель: Zhejiang Beyer Medical Products Co. Ltd., China/Хэбэй Бейер Медицинские Препараты Ко., Лтд., Китай. Адрес: провинция Хэбэй, South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321302, China/Юэцзян Бейер Прод. Лтд. Сити Уэст Нью Дистрикт г Юнкан, провинция Чжэцзян, 321302, Китай. Уполномоченный представитель в РФ: Импортёр АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация 630021, Новосибирская область, Сулусский р-н, ул. Сурун, ул. Комиссара Златых д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация 630095, г. Новосибирск, ул. Станционная д. 80, e-mail: replast@pfb-obnovlenie.ru.

Эластичный



Прозрачный



Reneplast®

Reneplast®

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый**



НАДЕЖНО
ЗАЩИЩАЕТ РАНУ
ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

20 штук
65x25 мм

ШТРИХ-КОД

Reneplast®

Срок годности 3 года.
Не использовать по истечении срока годности.





Reneplast®



Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: осадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрывать рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – канифоль, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению».

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Ихэцзян Бангли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саут Нью Дистрикт 118, Сити Уэст Нью Дистрикт г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 630021, Новосибирская область, Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru

Эластичный




Прозрачный



Reneplast®

Срок годности 5 лет.
Не использовать по истечении срока годности.



Размер пачки 65x108x14 мм/ Pack size 65x108x14 mm



Reneplast®



Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: осадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – казеин, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению».

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Бангли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yueqin South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэцин Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Ю-кан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 630021, Новосибирская область, Сузунский р-н, рп Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru

Эластичный




Прозрачный




Reneplast®

Срок годности 3 года.
Не использовать по истечении срока годности.



Макет пачки/Pack mockup
(в случае вложения 20 лейкопластырей размером 76x19 мм в пачку/
in case of investing 20 adhesive plasters 76x19 mm in size in a pack)
Размер пачки 65x108x14 мм/ Pack size 65x108x14 mm





Reneplast®



Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрывать рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подушечка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – канифоль, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению».

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Бэнли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай. Адрес производства: No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 630095, Новосибирская область, Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя: АО «ПФК Обновление», Российская Федерация, 630095, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru

Эластичный




Прозрачный



Reneplast®

Срок годности 5 лет.
Не использовать по истечении срока годности.



скреплено печатью на 10

девятнадцати листах



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ПФК Обновление»

Грисюк Д.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Лейкопластырь медицинский водонепроницаемый Reneplast®»

Производство: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China / Чжэцзян Банли Медикал

Продакнс Ко., Лтд., Китай


Renoplast® ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

76x19 мм 1 шт.




Renoplast® ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

76x19 мм 1 шт.




Renoplast® ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

76x19 мм 1 шт.




Renoplast® ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

76x19 мм 1 шт.



Renoplast® ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ

76x19 мм 1 шт.



Reneplast®
ДЕЙКОВ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕД.

комбината, входящий в состав кишинев (название предположительно к аварцам). Способ применения. Смазать в прокуренных местах кожи в области поражения. Желательно дробительным образом пораженный участок кожи распырить аэрозолем. Не удалять пораженную кожу! При использовании необходимо избегать попадания аэрозоля на глаза и в рот и избегать попадания аэрозоля на лицо. Удалить с помощью влажной салфетки брызги и не прикасаться, пытаясь к пораженному участку, не давая, в то же время, своему применению и другой части тела. Небольшое опосредованное соприкосновение с областью поражения, при этом абсолютной подержания, является полностью нормальным. При необходимости прием аэрозольного средства должен быть по богу врача. Перевозка: распылитель держать не раз в раз в раз с. Применение: неосложненный, безболезненный до полного восстановления пораженной кожи. Возможные побочные эффекты. Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование препарата и обратиться к врачу. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями. Не использовать изделие одновременно с другим лекарственным средством на одном и том же участке кожи. Меры предосторожности. 1. Избегать контакта кожей с пораженной поверхностью. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта кожей с пораженной поверхностью. 4. Не применять

Keneplast®

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

[illegible]

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ 1 шт.

водонепроницаемый

[illegible]

МИЦИНСКИЙ

100

различия и описания, различия действия иодидов калия. Водонепроницаемая полимерная основа неокисляется, поэтому защищает поверхностные раны от параназальной, внешнего инфицирования, промывания и т.д. и т.д. Кроме того, подкладка обеспечивает питание тканей, равную поверхность (защиты), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря своему составу, нейлоновое покрытие не вызывает аллергии, не раздражает кожу и не вызывает фиброза. Показания к применению: Закрытые раны, ожоги, порезы, царапины и другие нарушения целостности кожи. Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергия на полиуретан. Применение: Нанести препарат на поврежденную поверхность, закрыть пленкой, закрепить края.

[illegible]

Р/У № Р3Н 2022/17384 от 30.05.2022

3

[illegible]

Р/У № РЗН 2022/17384 от 30.05.2022

3



непоказатели с техническим защитным покрытием. 5. При применении или удалении теплоизоляции не разрешается: 6. Если поврежден соединитель и применение теплоизоляции приводит к дисбалансу, следует прекратить использование и издать и обратиться к врачу. Состав: полимерная основа (100 % полиуретан), диспергированная пудра (90 % оксидов, 10 % диоксид), жидкая масса (35 % - диоксид, 10 % - оксид, 55 % - силикат), антистатическая смазка. Силикатированная бумага. Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечению срока годности. Порядок осуществления утилизации и уничтожения. Утилизировать использованные теплоизоляторы можно так: отделить клеи А и Б отдельно с помощью отходоуловителя, с помощью инструкции по применению для теплоизоляторов. Утилизировать клеи А и Б отдельно с помощью отходоуловителя, с помощью инструкции по применению для теплоизоляторов.

e-mail: prelenc@pik-donovante.ru

091



Prüfung FSH 2022/17384 OT 30.05.2022

[illegible]

MEMO



за А совместно с другими органами. В

Лейкопластырь медицинский водонепроницаемый в случае вложения 20 лейкопластырей размером 76x19 мм

Renoplast®

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый**



**НАДЕЖНО
ЗАЩИЩАЕТ РАНУ
ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР**

20 штук
76x19 мм



Renoplast®

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полиуретановая основа лейкопластыря надежно защищает поверхностные раны от травматизации, внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи извне. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание хлорокислородной раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе, лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрывать рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратными движениями по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки. Примените лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на одном и тех же участках кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100% - полиуретан), абсорбирующая подушечка (90% - вискоза, 10% - дакрон), клеевая масса (95% - акрилат, 10% - каучук, 5% - этилацетат), антиадгезионная силиконизированная бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80%. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «инструкции по применению».

Производитель: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. China/Китай
Бангли Медицинские Продукты Ко., Лтд. Китай Адрес производства: № 118 Xingye
South Road City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, 321200,
China/Южный Сайд Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, Юнканг, провинция Чжэцзян,
321200, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Уполномоченный АО «ИПК
Областер» Юридический адрес: Российская Федерация 633621 Новосибирская
область, Бутуновский р-н, ул. Сузун, ул. Комсомольца Зыкина, д. 18, тел./факс:
+ (900) 200-69-60. Организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей АО «ИПК Областер» Российская Федерация 630099,
г. Новосибирск, ул. Станционная д. 80, e-mail: ipk@ipk-oblaster.ru

Renoplast®



Прозрачный



Эластичный

Лейкопластырь медицинский водонепроницаемый в случае
вложения 200 лейкопластырей размером 76х19 мм

Reneplast®

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
водонепроницаемый**



**НАДЕЖНО
ЗАЩИЩАЕТ РАНУ
ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР**

**200 штук
76х19 мм**

Назначение и описание принципа действия медицинского изделия. Водонепроницаемая полимерная основа лейкопластыря надежно защищает дерматические раны от травматизации внешнего инфицирования, проникновения влаги и грязи в рану. Абсорбирующая подкладка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. **Показания к применению.** Защита небольших повреждений: царапин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам входящим в состав изделия (включая местные препараты, латексы и адретин). **Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Адаптивно дооснастите обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по шву и извлечь лейкопластырь. Удалите слюверности лейкопластыря защитную бумагу и не прикасаясь пальцами к подложке, расположите ее на ране, а клеевую основу приложите к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подложка должна полностью покрывать рану. При необходимости удалите лейкопластырь: аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуется менять не реже двух раз в сутки. Примените лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. **Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделие одновременно с другими наружными средствами на один и тот же участок кожи. **Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу. **Состав:** полимерная основа (100 % – полиуретан), абсорбирующая подложка (90 % – вискоза, 10 % – дакрон), клеевая масса (35 % – акрилат, 10 % – каучук, 55 % – этилацетат), антиадгезионная силиконовая бумага. **Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5 °С до + 25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить в недоступном для детей месте. **Порядок осуществления утилизации и утилизации.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами. С полной инструкцией по применению вы можете ознакомиться на сайте www.reneplast.ru в разделе «Инструкции по применению».

Reneplast®

Прозрачный
Эластичный



Reneplast®



4 603988 015842



Производитель: Zhejiang Bangri Medical Products Co., Ltd. China/Исходные данные
Место производства: Китай. Адрес производства: No. 118 Yuyao South
Road, Cui West New District, Ningbo City, Zhejiang Province, 321300, China/Юньчэн
Род. 118, Сунь Уэнь Нью Дистрикт, г. Юньчэн, провинция Чжэцзян, 321300, Китай
Полномочный представитель в РФ/Импортер: АО «НПК Обнинский, Курчатовский, г. К.
д. 8, ул. Коммунальная, 633621, Новосибирская область, Новосибирск, 630056, г. Новосибирск, ул. Сташова, 8, 8.
а-тай: repl@repl.ru

пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 5

листах

