

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Бергус»**

Р.М. Гурбанов



« 16 » июня 2022 г.

ФОТО ИЗДЕЛИЯ

Наборы лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-01716953-2019

**Производства: ООО «Бергус », Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14.
тел. 88005007985, www.bergus24.ru, info@bergus.ru**


Общий вид медицинского изделия без упаковки

Наименование медицинского изделия: Наборы лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-01716953-2019

Варианты исполнения:

1. Набор лейкопластырей «Стандартный Skin», 20 шт./уп., в составе:

Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.




2. Набор лейкопластырей «Универсальный Skin», 20 шт./уп., в составе:
Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х38 -2 шт., 19х72-8 шт.,
25х72-6 шт., 38х38-4 шт.




Набор лейкопластырей «Стандартный Clear», 20 шт./уп., в составе:

Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.




Набор лейкопластырей «Универсальный Clear», 20 шт./уп., в составе:

Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х38 - 2 шт., 19х72 - 8 шт.,
25х72 - 6 шт., 38х38 - 4 шт.




Набор лейкопластырей «Стандартный Light», 20 шт./уп., в составе:

Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.



Набор лейкопластырей «Универсальный Light», 20 шт./уп., в составе:
Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19x38 -2 шт., 19x72-8 шт., 25x72-
6 шт., 38x38-4 шт.



Вид медицинского изделия в первичной (индивидуальной) упаковке

Наименование медицинского изделия: Наборы лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-01716953-2019

Варианты исполнения:

1. Набор лейкопластырей «Стандартный Skin», 20 шт./уп., в составе:

Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19x72-10 шт., 25x72-10 шт.



Набор лейкопластырей «Универсальный Skin», 20 шт./уп., в составе:
Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19x38 -2 шт., 19x72-8 шт.,
25x72-6 шт., 38x38-4 шт.



Набор лейкопластырей «Стандартный Clear», 20 шт./уп., в составе:
лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.



Набор лейкопластырей «Универсальный Clear», 20 шт./уп., в составе:
Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19x38 - 2 шт., 19x72 - 8 шт.,
25x72 - 6 шт., 38x38 - 4 шт.



Набор лейкопластырей «Стандартный Light», 20 шт./уп., в составе:
лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.



набор лейкопластырей «Универсальный Light», 20 шт./уп., в составе:
 лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19x38 -2 шт., 19x72-8 шт., 25x72-
 шт., 38x38-4 шт.



Вид изделия во вторичной (потребительской) упаковке.

Наименование медицинского изделия: Наборы лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-1716953-2019

1. Набор лейкопластырей «Стандартный Skin», 20 шт./уп., в составе:

Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.



Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе

Применяются для лечения небольших ран при осадинах и порезах для защиты ран и ухода за незначительными повреждениями кожи.

Способ применения:

- Перед применением необходимо тщательно очистить и продезинфицировать рану и прилегающий к ней участок кожи.
- Извлечь лейкопластырь из первичной упаковки.
- Снять защитное покрытие.
- Не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложить на поврежденную поверхность кожи, плотно прижав пластырь по всей поверхности.
- Рекомендуется менять лейкопластырь не менее 2 раз в день и при намокании сорбционной подушечки.
- Утилизация: для использованных изделий – класс опасности «Б», для неиспользованных – класс опасности «А» – в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
- Изделие одноразового применения.

Противопоказания к применению:

воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности:

при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам прекратить использование лейкопластырей и обратиться к врачу.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Состав: нетканая основа, гипоаллергенный клей, сорбционная нетканая подушечка с антисептической пропиткой – хлоргексидина биглюконат, защитное покрытие – силиконизированная бумага.

Набор лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-01716953-2019

РУ

№ РЗН 2022/17359 от 30.05.2022 г.



набор лейкопластырей «Универсальный Skin», 20 шт./уп., в составе:

лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х38 - 2 шт., 19х72-8 шт., 25х72-6 шт., 38х38-4 шт.



Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
Применяются для лечения небольших ран при ссадинах и порезах для защиты ран и ухода за незначительными повреждениями кожи.

Способ применения:

- Перед применением необходимо тщательно очистить и продезинфицировать рану и прилегающий к ней участок кожи.
- Извлечь лейкопластырь из первичной упаковки.
- Снять защитное покрытие.
- Не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложить на поврежденную поверхность кожи, плотно прижав пластырь по всей поверхности.
- Рекомендуется менять лейкопластырь не менее 2 раз в день и при намокании сорбционной подушечки.
- Утилизация: для использованных изделий – класс опасности «Б», для неиспользованных – класс опасности «А» – в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
- Изделие однократного применения.

Противопоказания к применению:
воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности:
при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам препарата использование лейкопластырей и обратиться к врачу.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.
Состав: полимерная основа, гипоаллергенный клей, сорбционная нетканая подушечка с анти-оптической пропиткой – хлорексидина биглюконат, защитное покрытие – силиконовая бумага.

Набор лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-01710953-2019

РУ № РНН 2022/17359 от 30.05.2022 г.



набор лейкопластырей «Стандартный Clear», 20 шт./уп., в составе:
лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19x72-10 шт., 25x72-10 шт.



Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
Применяются для лечения небольших ран при осадинах и порезах для защиты ран и ухода за незначительными повреждениями кожи.

Способ применения:

- Перед применением необходимо тщательно очистить и продезинфицировать рану и прилегающий к ней участок кожи.
- Извлечь лейкопластырь из первичной упаковки.
- Снять защитное покрытие.
- Не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложить на поврежденную поверхность кожи, плотно прижав пластырь по всей поверхности.
- Рекомендуется менять лейкопластырь не менее 2 раз в день и при намокании сорбционной подушечки.
- Утилизация: для использованных изделий – класс опасности «Б», для неиспользованных – класс опасности «А» – в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
- Изделие одноразового применения.

Противопоказания к применению:
воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности:
при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам прекратить использование лейкопластырей и обратиться к врачу.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Состав: полимерная основа, гипоаллергенный клей, сорбционная нетканая подушечка с антисептической пропиткой – хлоргексидина биглюконат, защитное покрытие – силиконизированная бумага.

Набор лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-01718953-2019

РФ № РЗН 2022/17359 от 30.05.2022 г.



Набор лейкопластырей «Универсальный Clear», 20 шт./уп., в составе:
лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х38 - 2 шт., 19х72-8 шт.,
5х72-6 шт., 38х38-4 шт.



Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе
Применяются для лечения небольших ран при ссадинах и порезах
для защиты ран и ухода за незначительными повреждениями кожи.

Способ применения:

- Перед применением необходимо тщательно очистить и продезинфицировать рану и прилегающий к ней участок кожи.
- Извлечь лейкопластырь из внешней упаковки.
- Снять защитное покрытие.
- Не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложить на поврежденную поверхность кожи, плотно прижав пластырь по всей поверхности.
- Рекомендуется менять лейкопластырь не менее 2 раз в день и при намокании сорбционной подушечки.
- Утилизация: для использованных изделий – класс опасности «Б», для неиспользованных – класс опасности «А» – в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
- Изделие одноразового применения.

Противопоказания к применению:

воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности:



при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам прекратить использование лейкопластырей и обратиться к врачу.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Состав: нетканая основа, гипоаллергенный клей, сорбционная нетканая подушечка с антибактериальной пропиткой – хлорексидина биглюконат, защитное покрытие – силиконизированная бумага.

Набор лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-01716953-2019

РФ № РЗН 2022/17359 от 30.05.2022 г.



Набор лейкопластырей «Стандартный Light», 20 шт./уп., в составе:

Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.



Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе

Применяются для лечения небольших ран при ссадинах и порезах для защиты ран и ухода за незначительными повреждениями кожи.

Способ применения:

- Перед применением необходимо тщательно очистить и продезинфицировать рану и прилегающий к ней участок кожи.
- Извлечь лейкопластырь из первичной упаковки.
- Снять защитное покрытие.
- Не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложить на поврежденную поверхность кожи, плотно прижав пластырь по всей поверхности.
- Рекомендуется менять лейкопластырь не менее 2 раз в день и при намокании сорбционной подушечки.
- Утилизация: для использованных изделий – класс опасности «Б», для неиспользованных – класс опасности «А» – в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
- Изделие однократного применения.

Противопоказания к применению:

воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности:

при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам прекратить использование лейкопластырей и обратиться к врачу.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Состав: нетканая основа, гипоаллергенный клей, сорбционная нетканая подушечка с антисептической пропиткой – хлоргексидина биглюконат, защитное покрытие – силиконизированная бумага.

Набор лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-01710953-2019

РУ № РЗН 2022/17359 от 30.05.2022 г.



Набор лейкопластырей «Универсальный Light», 20 шт./уп., в составе:
 лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19х38 -2 шт., 19х72-8 шт., 25х72-
 шт., 38х38-4 шт.



Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе

Применяются для лечения небольших ран при осадинах и порезах
 для защиты ран и ухода за незначительными повреждениями кожи.

Способ применения:

- Перед применением необходимо тщательно очистить и продезинфицировать рану и прилегающий к ней участок кожи.
- Извлечь лейкопластырь из первичной упаковки.
- Снять защитное покрытие.
- Не прикасаясь к сорбционной подушечке пальцами, приложить на поврежденную поверхность кожи, плотно прижав пластырь по всей поверхности.
- Рекомендуется менять лейкопластырь не менее 2 раз в день и при намокании сорбционной подушечки.
- Утилизация: для использованных изделий – класс опасности «Б», для неиспользованных – класс опасности «А» – в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
- Изделие одноразового применения.

Противопоказания к применению:
 воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности:
 при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам прекратить использование лейкопластырей и обратиться к врачу.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Состав: полимерная основа, гипоаллергенный клей, сорбционная нетканая подушечка с антисептической пропиткой – хлоргексидина биглюконат, защитное покрытие – силиконизированная бумага.

Набор лейкопластырей бактерицидных
 по ТУ 21.20.24-002-01710953-2019
 РУ № РЗН 2022/17359 от 30.05.2022



ООО «Бергус»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

19/девятнадцать листа (ов)

Генеральный директор Гурбанов Р.М.

«21» июня 2022 года



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Бергус»

Р.М. Гурбанов

июня 2022 г



МАРКИРОВКА Макет упаковки


**Наборы лейкопластырей бактерицидных
по ТУ 21.20.24-002-01716953-2019**

Производства: ООО «Бергус», Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район,
пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14.
тел. 88005007985, www.bergus24.ru, info@bergus.ru

на определенные размеры в зависимости от линейных размеров лейкопластыря)

Наименование медицинского изделия: Наборы лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-01716953-2019. Варианты исполнения:

1. Набор лейкопластырей «Стандартный Skin», 20 шт./уп., в составе: Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.; 2. Набор лейкопластырей «Универсальный Skin», 20 шт./уп., в составе: Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х38 -2 шт., 19х72-8 шт., 25х72-6 шт., 38х38-4 шт.; 3. Набор лейкопластырей «Стандартный Clear», 20 шт./уп., в составе: Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.; 4. Набор лейкопластырей «Универсальный Clear», 20 шт./уп., в составе: Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х38 -2 шт., 19х72-8 шт., 25х72-6 шт., 38х38-4 шт.; 5. Набор лейкопластырей «Стандартный Light», 20 шт./уп., в составе: Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19х72-10 шт., 25х72-10 шт.; 6. Набор лейкопластырей «Универсальный Light», 20 шт./уп., в составе: Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19х38 -2 шт., 19х72-8 шт., 25х72-6 шт., 38х38-4 шт.



3


Макет первичной (индивидуальной) упаковки (после резки листа бумаги с
голодносвариваемым покрытием на определенные размеры в зависимости от
линейных размеров лейкопластыря)

Размер лейкопластыря, мм: 19 x 72



Размер лейкопластыря, мм: 25 x 72



Размер лейкопластыря, мм: 19 x 38	
	Партия №: Дата производства: Годен до:
Размер лейкопластыря, мм: 38 x 38	
	Партия №: Дата производства: Годен до:

Макет вторичной (потребительской) упаковки

Наименование медицинского изделия: Наборы лейкопластырей бактерицидных по ТУ 21.20.24-002-16953-2019

Варианты исполнения:

Набор лейкопластырей «Стандартный Skin», 20 шт./уп., в составе: Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19x72-10 шт., 25x72-10 шт.



ор лейкопластырей «Универсальный Skin», 20 шт./уп., в составе:
 лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19x38 -2 шт., 19x72-8 шт., 25x72-6
 38-4 шт.



3. Набор лейкопластырей «Стандартный Clear», 20 шт./уп., в составе:
 лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19x72-10 шт., 25x72-10 шт.



4. Набор лейкопластырей «Универсальный Clear», 20 шт./уп., в составе:
 лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе (размеры, мм): 19х38 - 2 шт., 19х72-8 шт., 25х72-6
 х38-4 шт.



АРМА®

НАБОР ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕЙ
Универсальный CLEAR

6 шт

25х72 мм

8 шт

19х72 мм

2 шт

19х38 мм

4 шт

38х38 мм

20 ПУК

АРМА®



Производитель: ООО «Бергус»
 601270, Россия, Владимирская обл., Судзальский р-н,
 пос. Болотное, ул. Ленина, д. 14
 Полный текст инструкции см. на сайте www.bergus24.ru
 Претензии потребителей принимаются
 организацией-производителем.
 Для отзывов: тел. 8 800 500 79 85 director@bergus.ru www.bergus.ru

Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе
 Применяются для лечения небольших ран при ссадинах и порезах
 для защиты ран и ухода за незначительными повреждениями кожи.

Способ применения:

- Перед применением необходимо тщательно очистить и продезинфицировать рану и прилегающий к ней участок кожи.
- Извлечь лейкопластырь из первичной упаковки.
- Снять защитное покрытие.
- Не прикасаясь к сорбционной подушке пальцами, приложить на поврежденную поверхность кожи, плотно прижав пластырь по всей поверхности.
- Рекомендуется менять лейкопластырь не менее 2 раз в день и при намокании сорбционной подушки.
- Утилизация: для использованных изделий – класс опасности «Б», для неиспользованных – класс опасности «А» – в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
- Изделие одноразового применения.

Противопоказания к применению:
 воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности:
 при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам прекратить использование лейкопластырей и обратиться к врачу.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Состав: полимерная основа, гипоаллергенный клей, сорбционная нетканая подушка с антисептической пропиткой – хлоргексидина биглюконат, защитное покрытие – силиконизированная бумага.

Набор лейкопластырей бактерицидных
 по ТУ 21.20.24-002-01716953-2019
 РУ №РЗН 2022/17359 от 30.05.2022 г.



4 627 126 383 860

21 PAP

Номер партии:
 Дата изготовления:
 Годен до:

5. Набор лейкопластырей «Стандартный Light», 20 шт./уп., в составе:
пластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19x72-10 шт., 25x72-10 шт.



Набор лейкопластырей «Универсальный Light», 20 шт./уп., в составе:
 пластырь бактерицидный на нетканой основе (размеры, мм): 19х38 -2 шт., 19х72-8 шт., 25х72-6 шт.,
 -4 шт.



ООО «Бергус»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

11/свидетельств листа (ов)

Генеральный директор Гурбанов Р.М.

«21» июня 2022 года

