

PHILIPS

Фотографические изображения
медицинского изделия

*Томограф компьютерный Ingenuity CT
с принадлежностями*

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель по нормативному регулированию
ООО «ФИЛИПС»
(должность)

Д.В.Горкуша
(И. О. Фамилия)



Томограф компьютерный Ingenuity CT с принадлежностями (общий вид)





PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.
VEENPLUIS 4-6, 5684 PC BEST, THE NETHERLANDS

FACTORY:

PHILIPS HEALTHCARE (SUZHOU) CO., LTD.
NO. 258, ZHONGYUAN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK,
215024 SUZHOU, JIANGSU PROVINCE, CHINA

MODEL: Ingenuity CT

DESCRIPTION:

Philips Ingenuity System (728326)

REF 728321

SN 000001

(01)00884838059498
(21)000001



RATING: 200/208/240/380/400/415/440/480/500 V3~,
15KVA LONG-TIME / 110 KVA MOMENTARY,
50/60 HZ



MANUFACTURED: MARCH 2020

2020-03-30

459801041491 Rev R

Производитель: «Филипс Медикал Системс
Нидерланд Б.В.», Нидерланды,
Philips Medical Systems Nederland B. V.
Veenpluis 4-6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства:
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd.,
No. 258, ZhongYuan Road, Suzhou Industrial Park,
215024 Suzhou, Jiangsu Province, P.R.C.

Медицинское Изделие:
Томограф компьютерный Ingenuity CT с
принадлежностями

Модель: Ingenuity CT


Серийный номер/номер партии:
см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной
маркировке

Номинальный режим работы: см. на основной
маркировке

Предупреждения и знаки опасности: см. 

Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2011/09948




Томограф компьютерный Ingenuity CT, в составе: 1. Устройство Гентри.




Томограф компьютерный Ingenuity CT, в составе: 1. Устройство Гентри.




- Рентгеновская трубка.




- Рентгеновский высоковольтный генератор.



- Коллиматор.




- Детектор.



- Защитные крышки (при необходимости).




2. Стол для пациента.




2. Стол для пациента.



2. Стол для пациента.




2. Стол для пациента.



3.Круглый ножной выключатель (при необходимости)




4. Ножной выключатель для непрерывной КТ (при необходимости).




5.Педали (при необходимости)



5. Педали (при необходимости)



6. Монитор пациента IntelliVue MP5 с принадлежностями, производства Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH, Германия, РУ №ФСЗ 2008/01646 (при необходимости).




7. Устройство с мембранным датчиком (при необходимости).



8. Рабочая станция, в составе: Вычислительная система;




- Пульт управления сканированием;



- Специальные мониторы




- Клавиатуры и манипуляторы «мышь»



- Клавиатуры и манипуляторы «мышь»



- Переговорное устройство



- Рабочее место оператора.



9. Компьютерные рабочие станции для обработки, просмотра и архивизации изображений с программным обеспечением



9. Компьютерные рабочие станции для обработки, просмотра и архивизации изображений с программным обеспечением



10.Плоская столешница для рентгеноотделения (при необходимости), в составе: Широкая дополнительная плоская столешница;



10.Плоская столешница для рентгеноотделения (при необходимости), в составе: Широкий тонкий матрас;




10.Плоская столешница для рентгеноотделения (при необходимости), в составе: Длинные ремни для фиксации пациента;




10. Плоская столешница для рентгеноотделения (при необходимости), в составе: Кронштейн фантома.



11. Плоский паллет для стола пациента, производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, РУ №РЗН 2018/7707(при необходи-





Руководство по
эксплуатации

Русский


459801130464_B

powered by **iPatient**

Ingenuity Family

Версия 4.1.10

PHILIPS



Техническое
руководство

Русский

459801130064_B

powered by **iPatient**

Ingenuity CT Family

Версия 4.1.10


12. Эксплуатационная документация на электронных и/или бумажных носителях.



13. Программное обеспечение на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах (не более 30 штук).



13. Программное обеспечение на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах (не более 30 штук).



Принадлежности: 1. Пульты управления




2. Фиксаторы для пациента, в составе: Подставка для головы и рук, производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, РУ №



-Ремень для подставки для головы и рук (при необходимости);



-Лоток для фиксации грудных детей, производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, РУ № РЗН 2017/5832



-Ножной удлинитель (при необходимости);



-Ножной удлинитель (при необходимости);



- Ремни для фиксации верхних конечностей, производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, РУ № РЗН 2017/5832 (не более




- Ремни для фиксации туловища, производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, РУ № РЗН 2017/5832 (не более 5 шт.) (при



-Ремень для фиксации головы, производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, РУ № РЗН 2017/5832 (при необходимости);



- Подголовники



-Подголовники



-Подголовники



-Подголовники

-Подлокотники, производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, РУ № РЗН 2017/5832 (не более 10 шт.) (при необходимо-



-Комплект подушек/прокладок для удобства позиционирования пациента(при необходимости);



-Комплект подушек/прокладок для удобства позиционирования пациента (при необходимости);



-Комплект подушек/прокладок для удобства позиционирования пациента (при необходимости);




-Комплект подушек/прокладок для удобства позиционирования пациента (при необходимости);




- Штатив для инфузий (при необходимости);



- Панели рифленые, производства Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды, РУ № РЗН 2017/5832




3. Медицинские матрасы




4.Фантомы, в составе: Калибровочный фантом (при необходимости);



-Фантомы, в составе: Фантом проверки качества изображений (при необходимости);




Фантомы, в составе: Фантом младенца (при необходимости);



Фантомы, в составе: Фантом пространственной точности (при необходимости).



5. Штативы (напольные, потолочные)




5.Штативы (напольные, потолочные)




6. Источники бесперебойного питания



6. Источники бесперебойного питания



6. Источники бесперебойного питания



7.Защитные просвинцованные стекла



8. Специальный лазерный принтер.





10. Модемные и коммутирующие устройства



10. Модемные и коммутирующие устройства



11. Распределительные щиты




12.Силовые трансформаторы, стабилизаторы




12.Силовые трансформаторы, стабилизаторы



12.Силовые трансформаторы, стабилизаторы




12.Силовые трансформаторы, стабилизаторы




13. Тележки, балки, колеса для транспортировки




14.Переключатели, реле, преобразователи электрические



14.Переключатели, реле, преобразователи электрические



14.Переключатели, реле, преобразователи электрические



15. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, оптические



15. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, оптические



15. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, оптические





16. Батареи аккумуляторные



17. Специальные инструменты для монтажа



17. Специальные инструменты для монтажа





ПРЕПЛОМ
СКЛЕПЕНО
П. АТБЮ
Л. Л.