

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эндокарбон»

С.Г. Милов



« 17 » 2023 г.


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

«Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ»

Производства ООО «Эндокарбон»

Версия 1.1

2023 год



Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для бедренной кости универсальное правостороннее. Внешний вид



**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для бедренной кости универсальное левостороннее. Внешний вид**



Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для бедренной кости универсального. Внешний вид

steriCLIN®

ISO 11607

7,5 cm / 200 m

REF 230104 LOT 3003506 042010

EO



processed

灭菌
gelb-y

Устройство интрамедуллярное для бедренной кости
универсальное правостороннее
10x 300 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

SN 000008 02-2023 02-2026



STERILE EO
НЕТОКСИЧНО

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для бедренной кости универсальное правостороннее

steriCLIN®

ISO 11607
REF 230104 LOT 3003506 042010

7,5 cm / 200 m

EO

processed

灭菌
gelb-y

Устройство интрамедуллярное для бедренной кости
универсальное левостороннее
10x 300 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

SN 000015 02-2023 02-2026



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(8412)20-58-96 , email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».

Устройство интрамедуллярное для бедренной кости универсальное левостороннее



Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для большеберцовой кости универсальное. Внешний вид

灭菌处理后指示标记为黄色
gelb-yellow-giallo-amarillo-jaune



steriCLIN®

ISO 11607

10cm/200m

REF 230106 LOT 3036802 201907

EO

7,5cm/200m

LOT 3003506 042010

EO

processed

灭菌处理后指示标记为黄色
gelb-yellow-giallo-amarillo-geel



steriCLIN®

Устройство интрамедуллярное для
большеберцовой кости универсальное
8 x 270 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

SN 000010 02-2023 02-2026



ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

verde - zielony
зелёный

STEAM

processed

braun-灭菌处理后指示标记为棕色
brown-marrone-marrón-bruin

FORM

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для большеберцовой кости универсальное



**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для большеберцовой кости универсального. Внешний вид**

Заглушка для устройства интрамедуллярного
для большеберцовой кости универсального
Диаметр: 8 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

LOT 000002  02-2023  02-2026



ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

 ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для большеберцовой кости универсального



**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для большеберцовой кости ретроградное. Внешний вид**

Устройство интрамедуллярное для
большеберцовой кости ретроградное
10x180 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

SN 000012 02-2023 02-2026



ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для большеберцовой кости ретроградное




**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для большеберцовой кости ретроградного. Внешний вид**

Заглушка для устройства интрамедуллярного
для большеберцовой кости ретроградного
Диаметр: 8 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

LOT 000002  02-2023  02-2026



ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

 ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для большеберцовой кости ретроградного




**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для плечевой кости антеградно-ретроградное. Внешний вид**

Устройство интрамедуллярное для плечевой кости
антеградно-ретроградное
6x180 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.


SN 000009 02-2023 02-2026



ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для плечевой кости антеградно-ретроградное






Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для плечевой кости антеградно-ретроградного. Внешний вид

Заглушка для устройства интрамедуллярного
для плечевой кости антеградно-ретроградного

Диаметр: 6 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

LOT 000002 02-2023 02-2026



STERILE EO
НЕТОКСИЧНО

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для плечевой кости антеградно-ретроградного.







Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для плечевой кости проксимальное. Внешний вид

Устройство интрамедуллярное для плечевой
кости проксимальное
8x150 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

SN 000011 02-2023 02-2026



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года




ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1

Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru


Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для плечевой кости проксимальное



Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для плечевой кости проксимального. Внешний вид



Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для плечевой кости проксимального



**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для костей предплечья и малоберцовой кости. Внешний вид**

Устройство интрамедуллярное для костей
предплечья и малоберцовой кости
4,5x180 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

SN 000013 02-2023 02-2026




ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для костей предплечья и малоберцовой кости





**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для костей предплечья и малоберцовой кости. Внешний вид**

Заглушка для устройства интрамедуллярного
для костей предплечья и малоберцовой кости

Диаметр: 6 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

LOT 000002 02-2023 02-2026



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для костей предплечья и малоберцовой кости







**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для ключицы. Внешний вид**

Устройство интрамедуллярное для ключицы
3,5x70 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

SN 000014 02-2023 02-2026




STERILE EO
НЕТОКСИЧНО

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Устройство интрамедуллярное для ключицы




Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для ключицы. Внешний вид

Заглушка для устройства интрамедуллярного
для ключицы
Диаметр: 6 мм

Количество изделий в упаковке - 1 шт.

LOT 000002 02-2023 02-2026



ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Заглушка для устройства интрамедуллярного для ключицы



**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Винт блокирующий дистальный. Внешний вид**



**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Винт блокирующий проксимальный. Внешний вид**



**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Винт кортикальный. Внешний вид**

34




**Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Винт кортикальный для устройства интрамедуллярного. Внешний вид**

Винт кортикальный для устройства
интрамедуллярного
2,7x40 мм

Количество изделий в упаковке - 5 шт.

LOT 000006  02-2023  02-2026



ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»

Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

 ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru


Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Винт кортикальный для устройства интрамедуллярного









Медицинское изделие «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Винт дистальный для ключицы. Внешний вид

Винт дистальный для ключицы 1,5x20 мм

Количество изделий в упаковке - 5 шт.

LOT 000005  02-2023  02-2026



STERILE EO
НЕТОКСИЧНО

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

 ООО «Эндокарбон», Россия, 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
Тел. +7(8412)20-58-96, email: endocarbon@mail.ru, www.endocarbon.ru

Вариант маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Винт дистальный для ключицы

Набор для проведения остеосинтеза бедренной кости универсальный правосторонний

ООО «Эндокарбон»
440004, Россия
Пенза, ул. Центральная, 1
Тел. +7 (8412) 38-09-59
+7 (8412) 20-58-96
E-mail: endocarbon@mail.ru
www.endocarbon.ru

SN 000008 Устройство интрамедуллярное для бедренной кости
универсальное правостороннее 10x 300 мм

LOT 000002 Заглушка для устройства интрамедуллярного
для бедренной кости универсального
Диаметр: 10 мм

LOT 000005 Винт блокирующий дистальный
4,5x 24 мм

LOT 000006 Винт блокирующий проксимальный
4,5x 25 мм





ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года

02-2023

02-2026

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- устройство - 1 шт.
- заглушка - 1 шт.
- винт блокирующий дистальный - 5 шт.
- винт блокирующий проксимальный - 5 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- идентификационная наклейка - 2 шт.
- карта идентификации пациента - 1 шт.



STERILE EO
НЕТОКСИЧНО

Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза бедренной кости универсальный правосторонний

Набор для проведения остеосинтеза бедренной кости универсальный левосторонний

 ООО «Эндокарбон»
440004, Россия
Пенза, ул. Центральная, 1
Тел. +7 (8412) 38-09-59
+7 (8412) 20-58-96
E-mail: endocarbon@mail.ru
www.endocarbon.ru

SN 000015 Устройство интрамедуллярное для бедренной кости
универсальное левостороннее 10x 300 мм

02-2023 

LOT 000002 Заглушка для устройства интрамедуллярного
для бедренной кости универсального
Диаметр: 10 мм

 02-2026








LOT 000005 Винт блокирующий дистальный
4,5x 24 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
- устройство - 1 шт.
- заглушка - 1 шт.

LOT 000006 Винт блокирующий проксимальный
4,5x 25 мм

- винт блокирующий дистальный - 5 шт.
- винт блокирующий проксимальный - 5 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.;
- идентификационная наклейка - 2 шт.;
- карта идентификации пациента - 1 шт.

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года



STERILE EO
НЕТОКСИЧНО

Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза бедренной кости универсальный левосторонний

Набор для проведения остеосинтеза большеберцовой кости универсальный

 ООО «Эндокарбон»
 440004, Россия
 Пенза, ул. Центральная, 1
 Тел. +7 (8412) 38-09-59
 +7 (8412) 20-58-96
 E-mail: endocarbon@mail.ru
 www.endocarbon.ru

SN 000010 Устройство интрамедуллярное для
 большеберцовой кости универсальное
 8x270 мм

02-2023 

LOT 000002 Заглушка для устройства интрамедуллярного
 для большеберцовой кости универсального
 Диаметр: 8 мм

 02-2026





LOT 000005 Винт блокирующий дистальный
 4,5x24 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
 - устройство - 1 шт.
 - заглушка - 1 шт.

LOT 000006 Винт блокирующий проксимальный
 4,5x25 мм

- винт блокирующий дистальный - 5 шт.
 - винт блокирующий проксимальный - 5 шт.
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - идентификационная наклейка - 2 шт.;
 - карта идентификации пациента - 1 шт.

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
 Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года



STERILE EO
 НЕТОКСИЧНО

Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
 Набор для проведения остеосинтеза большеберцовой кости универсальный

Набор для проведения остеосинтеза большеберцовой кости ретроградный

 ООО «Эндокарбон»
 440004, Россия
 Пенза, ул. Центральная, 1
 Тел. +7 (8412) 38-09-59
 +7 (8412) 20-58-96
 E-mail: endocarbon@mail.ru
 www.endocarbon.ru

SN 000012 Устройство интрамедуллярное для
 большеберцовой кости ретроградное
 10x180 мм

02-2023 




LOT 000002 Заглушка для устройства интрамедуллярного
 для большеберцовой кости ретроградного
 Диаметр: 8 мм

 02-2026

LOT 000005 Винт блокирующий дистальный
 4,5x26 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
 - устройство - 1 шт.
 - заглушка - 1 шт.
 - винт блокирующий дистальный - 5 шт.
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - идентификационная наклейка - 2 шт.;
 - карта идентификации пациента - 1 шт.

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
 Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года



STERILE EO
 НЕТОКСИЧНО

Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
 Набор для проведения остеосинтеза большеберцовой кости ретроградный

Набор для проведения остеосинтеза плечевой кости антеградно-ретроградный

ООО «Эндокарбон»
440004, Россия
Пенза, ул. Центральная, 1
Тел. +7 (8412) 38-09-59
+7 (8412) 20-58-96
E-mail: endocarbon@mail.ru
www.endocarbon.ru

SN 000009 Устройство интрамедуллярное для плечевой кости
антеградно-ретроградное 6x180 мм

02-2023 

LOT 000002 Заглушка для устройства интрамедуллярного
для плечевой кости антеградно-ретроградного
Диаметр: 6 мм


 02-2026

LOT 000005 Винт блокирующий дистальный
4,5x26 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- устройство - 1 шт.
- заглушка - 1 шт.
- винт блокирующий дистальный - 5 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- идентификационная наклейка - 2 шт.
- карта идентификации пациента - 1 шт.

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года



Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».

Набор для проведения остеосинтеза плечевой кости антеградно-ретроградный

Набор для проведения остеосинтеза плечевой кости проксимальный

ООО «Эндокарбон»
440004, Россия
Пенза, ул. Центральная, 1
Тел: +7 (8412) 38-09-59
+7 (8412) 20-58-96
E-mail: endocarbon@mail.ru
www.endocarbon.ru

SN 000011 Устройство интрамедуллярное для плечевой
кости проксимальное
8x150 мм

02-2023 






LOT 000002 Заглушка для устройства интрамедуллярного
для плечевой кости проксимального
Диаметр: 7 мм

 02-2026

LOT 000005 Винт блокирующий дистальный
4,5x26 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
- устройство - 1 шт.
- заглушка - 1 шт.
- винт блокирующий дистальный - 5 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- идентификационная наклейка - 2 шт.
- карта идентификации пациента - 1 шт.

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года



STERILE EO
НЕТОКСИЧНО

Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза плечевой кости проксимальный

Набор для проведения остеосинтеза для костей предплечья и малоберцовой кости

 ООО «Эндокарбон»
 440004, Россия
 Пенза, ул. Центральная, 1
 Тел. +7 (8412) 38-09-59
 +7 (8412) 20-58-96
 E-mail: endocarbon@mail.ru
 www.endocarbon.ru

[SN] 000013 Устройство интрамедуллярное для костей
 предплечья и малоберцовой кости
 4,5x180 мм

02-2023 

[LOT] 000002 Заглушка для устройства интрамедуллярного
 для костей предплечья и малоберцовой кости
 Диаметр: 6 мм






 02-2026

[LOT] 000006 Винт кортикальный для устройства
 интрамедуллярного
 2,7x40 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
 - устройство - 1 шт.
 - заглушка - 1 шт.

- винт кортикальный для устройства
 интрамедуллярного - 5 шт.
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - идентификационная наклейка - 2 шт.;
 - карта идентификации пациента - 1 шт.

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
 Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года



STERILE EO

НЕТОКСИЧНО

Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
 Набор для проведения остеосинтеза для костей предплечья и малоберцовой кости

Набор для проведения остеосинтеза для ключицы

 ООО «Эндокарбон»
 440004, Россия
 Пенза, ул. Центральная, 1
 Тел: +7 (8412) 38-09-59
 +7 (8412) 20-58-96
 E-mail: endocarbon@mail.ru
 www.endocarbon.ru

SN 000014 Устройство интрамедуллярное для ключицы
 3,5x70 мм

02-2023 

LOT 000002 Заглушка для устройства интрамедуллярного
 для ключицы
 Диаметр: 6 мм






 02-2026

LOT 000006 Винт кортикальный для устройства
 интрамедуллярного
 2,7x40 мм

LOT 000005 Винт дистальный для ключицы
 1,5x20 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
 - устройство - 1 шт.
 - заглушка - 1 шт.
 - винт кортикальный для устройства
 интрамедуллярного - 2 шт.
 - винт дистальный для ключицы - 5 шт.
 - инструкция по применению - 1 шт.;
 - идентификационная наклейка - 2 шт.;
 - карта идентификации пациента - 1 шт.

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
 Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года



STERILE EO
 НЕТОКСИЧНО

Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
 Набор для проведения остеосинтеза для ключицы

Набор для проведения остеосинтеза длинных костей конечностей

 ООО «Эндокарбон»
 440004, Россия
 Пенза, ул. Центральная, 1
 Тел. +7 (8412) 38-09-59
 +7 (8412) 20-58-96
 E-mail: endocarbon@mail.ru
 www.endocarbon.ru

LOT 000005 Винт блокирующий дистальный
 4,5x24 мм

LOT 000006 Винт блокирующий проксимальный
 4,5x25 мм

LOT 000002 Винт кортикальный
 2,7x40 мм






02-2023 

 02-2026

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- винт блокирующий дистальный - 5 шт.
- винт блокирующий проксимальный - 5 шт.
- винт кортикальный - 5 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- идентификационная наклейка - 2 шт.
- карта идентификации пациента - 1 шт.

ЕКРБ.942623.300 ТУ «Набор для проведения остеосинтеза»
 Рег. уд. № РЗН _____ от _____ года




STERILE EO

НЕТОКСИЧНО


Вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
 Набор для проведения остеосинтеза длинных костей конечностей



Вариант комплекта поставки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза плечевой кости проксимальный



Вариант комплекта поставки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза плечевой кости антеградно-ретроградный




Вариант комплекта поставки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза для костей предплечья и малолберцовой кости



Вариант комплекта поставки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза бедренной кости универсальный правосторонний



Вариант комплекта поставки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза бедренной кости универсальный левосторонний




Вариант комплекта поставки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза большеберцовой кости ретроградный



Вариант комплекта поставки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».

Набор для проведения остеосинтеза для ключицы



Вариант комплекта поставки медицинского изделия «Набор для проведения остеосинтеза по ЕКРБ.942623.300 ТУ».
Набор для проведения остеосинтеза длинных костей конечностей

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

