




Утверждаю
Директор по развитию
АО «Елатомский приборный завод»
П.А. Свиस्ताков
2021 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия
«Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК» по
ГИКС.941549.001ТУ»**

Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 1). Общий вид.




Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинkinга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 1). Блок излучения.



Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кроссликинга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 1). Кнопка «СЕТЬ».




Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 1). Маркировка медицинского изделия



Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинkinга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 1). Транспортная упаковка медицинского изделия



Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 1). Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия




**Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 2). Общий вид.**




Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинkinга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 2). Блок излучения.




Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 2). Блок сенсорного управления



Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 2). Кнопка «СЕТЬ».




Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 2). Маркировка медицинского изделия



Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинkingа «КЕРАТОЛИНК»
(модель 2). Транспортная упаковка медицинского изделия



Фотографическое изображение
Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК»
(модель 2). Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия



ЭЛАМЕД

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД"

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО КРОССЛИНКИНГА
«КЕРАТОЛИНК» по ГИКС.941549.001ТУ
(МОДЕЛЬ 2)

~230 В, 50 Гц, 30 В·А

КОЛИЧЕСТВО 1 шт.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 000011

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ 05.2021

ШТАМП ОТК

Изготовитель

АО "Елатомский приборный завод"

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

EAC

СДЕЛАНО В РОССИИ

Условия хранения: температура воздуха от -50°C до +40°C,
влажность воздуха до 98% при +25°C

Условия транспортирования: температура воздуха от -50°C
до +50°C, влажность воздуха до 100% при +25°C

Код товара:

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

20 2



Утверждаю
Директор по развитию
АО «Елатомский приборный завод
П.А. Свиस्ताков
2021 г.



**Макет маркировки
медицинского изделия
«Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК» по ГИКС.941549.001ТУ»**



АО «ЕЛАТОМСКИЙ
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
391351, Россия, Рязанская обл.,
Касимовский р-н, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25
Тел. 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com
Сайт компании: lpu.elamed.com

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО КРОССЛИНКИНГА

«КЕРАТОЛИНК»

по ГИКС.941549.001 ТУ (МОДЕЛЬ 1)



SN

Номинальное напряжение ~230 В

Частота электросети 50 Гц


Потребляемая мощность 20 В·А

Макс. значение
энергетической освещенности
УФА излучения, не более 18 мВт/см²

Длина волны УФА излучения 370 нм

ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1

Устройство
соответствует требованиям
ГОСТ ИЕС 60825-1-2013



АО «ЕЛАТОМСКИЙ
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
391351, Россия, Рязанская обл.,
Касимовский р-н, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25
Тел. 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com
Сайт компании: lpu.elamed.com

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО КРОССЛИНКИНГА

«КЕРАТОЛИНК»

по ГИКС.941549.001 ТУ (МОДЕЛЬ 2)



SN

Номинальное напряжение ~230 В

Частота электросети 50 Гц


Потребляемая мощность 30 В·А

Макс. значение
энергетической освещенности
УФА излучения, не более 18 мВт/см²

Длина волны УФА излучения 370 нм

ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1

Устройство
соответствует требованиям
ГОСТ ИЕС 60825-1-2013



Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 2 листа(ов).

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

20 21



Утверждаю
Директор по развитию
АО «Елатомский приборный завод»
П.А. Свистаков
2021 г.



**Макет маркировки
транспортной упаковки медицинского изделия
«Устройство для локального ультрафиолетового кросслинкинга «КЕРАТОЛИНК» по
ГИКС.941549.001ТУ»**



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД"

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО КРОССЛИНКИНГА .
«КЕРАТОЛИНК» по ГИКС.941549.001ТУ
(МОДЕЛЬ 1)

~230 В, 50 Гц, 20 В·А

КОЛИЧЕСТВО 1 шт.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ _____

ШТАМП ОТК _____



СДЕЛАНО В РОССИИ

Изготовитель:




АО "Елатомский приборный завод"

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р.п.Елатома, ул. Янина, 25

Условия хранения: температура воздуха от -50°C до +40°C,
влажность воздуха до 98% при +25°C.

Условия транспортирования: температура воздуха от -50°C
до +50°C, влажность воздуха до 100% при +25°C.

Код товара:



ЭЛАМЕД

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД"

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО КРОССЛИНКИНГА
«КЕРАТОЛИНК» по ГИКС.941549.001ТУ
(МОДЕЛЬ 2)

~230 В, 50 Гц, 30 В·А

КОЛИЧЕСТВО 1 шт.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ _____

ПШТАМП ОТК _____

EAC

СДЕЛАНО В РОССИИ

Изготовитель:



АО "Елатомский приборный завод"

Адрес: Россия, 381351, Рязанская область,
Касимовский район, р.п.Елатома, ул. Рязань, 25

Условия хранения: температура воздуха от -50°C до +40°C,
влажность воздуха до 98% при +25°C.

Условия транспортирования: температура воздуха от -50°C
до +50°C, влажность воздуха до 100% при +25°C.

Код товара:



Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

20 21

