








Фотографические изображения медицинского изделия

«Аппарат медицинский лазерный Alma Pixel CO₂, варианты исполнения Alma Pixel CO₂ 30W, Alma Pixel CO₂ 70W, с принадлежностями»

Аппарат медицинский лазерный Alma Pixel CO₂ 30 Вт	
Кронштейн шарнирный для аппарата Alma Pixel CO₂ 30 Вт, в составе:	
Кронштейн шарнирный Alma Pixel CO₂ 30W	

Зажим-фиксатор разборный для шарнирного кронштейна		
Кольцо-фиксатор шланга для шарнирного кронштейна		
Шланг воздушный силиконовый, длина 2,5 м		
Лента-липучка, длина 20 см		
Ключ для ящика шарнирного кронштейна		

Ящик транспортный для шарнирного кронштейна	
Руководство по распаковке и установке шарнирного кронштейна CO2 30W	
Педаль ножная пневматическая, с кабелем длиной 3 м	


Чехол для аппарата
Alma Pixel CO2




Ключ для аппарата
(2шт.)




Брелок для ключа



Шнур питания,
длина 2,5 м




Предупреждающий
знак «Опасно»
("Danger")



Ящик
металлический для
принадлежностей



Пропиленгликоль,
раствор водный
50%, бак объемом 1
л
(2 шт.)



Комплект для
наполнения воды, в
составе:

1. Шланг ПВХ

прозрачный,
диаметр 8-11 мм,
длина 70 см


2. Втулка



соединительная
угловая для шланга
3/8" PLC230-06
(2 шт.)

3. Воронка

пластмассовая,
диаметр 75 мм

4. Руководство по
наполнению воды



	
Руководство по эксплуатации аппарата Alma Pixel CO2	


Крышка защитная
одноразовая
гигиеническая для
зонда Femilift




Зонд одноразовый
гигиенический
FemiLift с защитной
крышкой




Зонд одноразовый
гигиенический
FemiLift







Зонд одноразовый
гигиенический Mini
FemiLift



Насадка Focus 50 мм




Насадка Focus 100 мм	
Насадка с регулируемым размером пятна 1-4 мм VSS	
Насадка Pixel CO2, в составе: 1. Наконечник с линзой для насадки Pixel CO2 2. Трубка-переходник Pixel CO2 для кронштейна шарнирного 3. Переходник 9x9 для насадки Pixel CO2 4. Переходник 7x7 для насадки Pixel CO2	
Насадка iPixel LineScan, в составе: 1. Модуль iPixel LineScan с кабелем 2. Кабель для насадки iPixel LineScan	

Насадка CO2 CVD
(Focus & Defocus)
200 мм , в составе:
1.Модуль CVD 200
мм с переходником
для кронштейна
шарнирного
2.Насадка CVD 200
мм с наконечником
3.Наконечник для
насадки CVD 200 мм




Ящик
металлический для
насадок CO2 Pixel,
iPixel, CVD, Focus



Насадка CVD (Focus
& Defocus) с
микроманипулято
рм, в составе:
1.Модуль CVD с
микроманипулято
рм
2.Переходник для
кронштейна
шарнирного,
круглый
3.Держатель
металлический для
модуля CVD
4.Ящик деревянный
для модуля CVD с
микроманипулято
рм




Насадка FemiLift	 A black, cylindrical applicator with a textured grip and a small handle at the end. A warning label reads: "CAUTION: This is a cover! Remove before use".
Насадка FemiLift Slim	 A black, cylindrical applicator, similar to the FemiLift but with a different grip texture. A warning label reads: "CAUTION: This is a cover! Remove before use".
Насадка FemiTight	 A black, conical applicator with a wide, flared front and a rounded handle at the back.
Ящик металлический для насадок Femilift, FemiTight	 A silver, rectangular metal case with latches and a handle. The lid features the "Alma Lasers" logo. A small label on the side reads "17-2018".

Насадка FemiLift

Smart, в составе:

- 1.Модуль FemiLift Smart
- 2.Кабель для модуля FemiLift Smart
- 3.Ящик металлический для модуля FemiLift Smart



Насадка CO2 Lite

Scan, в составе:

- 1.Модуль CO2 Lite Scan
- 2.Переходник модуля CO2 Lite Scan для кронштейна шарнирного
- 3.Кабель для модуля CO2 Lite Scan
- 4.Держатель пластмассовый для кабеля CO2 Lite Scan (6 шт.)
- 5.Наконечник CO2 Lite Scan 50 мм
- 6.Наконечник CO2 Lite Scan 100 мм GS
- 7.Ящик для модуля CO2 Lite Scan



Насадка назальная, в составе:


1.Модуль назальный CO2 50 мм SMA

2.Ключ шестигранный 1,5 мм.

3.Стержень назальный CO2 (2шт.)

4.Стержень CO2 Side Fire 12XT (2шт.)

5.Ящик металлический для назального набора



Аппарат медицинский лазерный Alma Pixel CO2 70 Вт

