

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Аппарат многофункциональный для лазерной и фототерапии Harmony XL Pro, с принадлежностями (см. Приложение)




Рисунок 1 – 1) Нижняя консоль аппарат Harmony XL Pro; 2) Верхняя консоль аппарат Harmony XL Pro; 3) Дисплей.





Рисунок 2 - Крышка пластмассовая для задней панели дисплея.



Винт крепёжный
для дисплея

Заглушка
пластмассовая
для винтов задней
панели дисплея

Рисунок 3 – 1) Винт крепежный для дисплея, 2) Заглушка пластмассовая для винтов задней панели дисплея.



Рисунок 4 - Держатель съемный для насадок.



Рисунок 5 - Держатель съемный для насадок QS.




Рисунок 6 – 1) Брелок для ключа; 2) Ключ для аппарата.



Рисунок 7 – Педадь ножная пневматическая




Рисунок 8 - Канистра с деионизированной водой объемом 3 л.





Рисунок 9 - Комплект для заливки воды в систему охлаждения в составе: 1) Шланг;
2) Втулка соединительная угловая для шланга; 3) Воронка.

DANGER

INVISIBLE LASER RADIATION –
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE
TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
LASER PROTECTIVE EYEWEAR REQUIRED



Harmony XL PRO

- предупред. знак
«Опасно» (Danger)
- «Вниманию»
(Caution)

CAUTION

VISIBLE AND INVISIBLE
INTENSE PULSED LIGHT RADIATION.
USE PROPER EYE PROTECTION.

Alma Lasers™
Wellbeing Through Technology

PL0034000005_01

Рисунок 10 – 1) Предупреждающий знак «Опасно» («Danger»); 2)
Предупреждающий знак «Осторожно» («Caution»).




Рисунок 11 - Шаблонный лист SHR Soprano & Harmony.




Рисунок 12 - Набор трафаретов для модулей, в составе: 1) Линейка для измерения размера вены; 2) Трафарет с кругом (диаметр 0,4 мм); 3) Трафарет с отверстием (диаметр 6 мм); 4) Трафарет с отверстием (диаметр 8 мм); 5) Трафарет с отверстием (диаметр 10 мм); 6) Трафарет с квадратами; 7) Трафарет с квадратным отверстием (сторона 4 мм); 8) Трафарет с квадратным отверстием (сторона 2 мм).



Рисунок 13 – 1) Руководство по эксплуатации аппарата Harmony XL Pro; 2)
Руководство по эксплуатации сменных модулей Harmony XL Pro.




Рисунок 14 - Модуль SVL охлаждаемый (поставляется по требованию).




Рисунок 15 - Модуль VL/PL охлаждаемый (поставляется по требованию).



Рисунок 16 - Модуль Dye-SR Pro (поставляется по требованию).




Рисунок 17 - Модуль Dye-VL Pro (поставляется по требованию).




Рисунок 18 - Модуль SHR Pro (5) охлаждаемый (поставляется по требованию).



Рисунок 19 - Модуль SSR охлаждаемый (поставляется по требованию).




Рисунок 20 - Модуль SST охлаждаемый (поставляется по требованию).




Рисунок 21 - Модуль SAcne 420 (поставляется по требованию).




Рисунок 22 - Модуль High Power UV (поставляется по требованию).



Рисунок 23 - Модуль NIR Face (поставляется по требованию).




Рисунок 24 - Модуль Fungus & Long Pulse Nd:YAG охлаждаемый.



Рисунок 25 – Насадки для модуля Fungus & Long Pulse Nd:YAG охлаждаемый:
1) Насадка 1 мм; 2) Насадка 2 мм; 3) Насадка 6 мм.




Рисунок 26 - Модуль ClearLift QS High Power




Рисунок 27 – Насадки для модуля ClearLift QS High Power: 1) Roller 5x5 Pixel; 2) KTP 3 мм; 3) Насадка 3 мм; 4) Насадка 5 мм.




Рисунок 28 – Насадка CVD для модуля ClearLift QS High Power.




Рисунок 29 – Насадка QS Pixel 5x5 Depth Control для модуля ClearLift QS High Power с наконечниками: 1) Наконечник QS LP 17мм (+1); 2) Наконечник QS LP 17мм (+2); 3) Наконечник QS LP 17мм (-1); 4) Наконечник QS LP 17мм (-2).




Рисунок 30 – Модуль ER iPixel High Power




Рисунок 31 – Насадки для модуля ER iPixel High Power: 1) Насадка 1 мм; 2) Насадка 4 мм; 3) Насадка 10 мм; 4) Насадка 1x7 сканер; 5) Насадка Pixel 7x7 регулируемая.




Рисунок 32 – Модуль Er:Glass охлаждаемый.




Рисунок 33 – Насадки для модуля Er:Glass охлаждаемый: 1) Насадка ClearSkin 2 мм; 2) Насадка ClearSkin 4 мм; 3) Насадка ClearSkin 10 мм; 4) Насадка ClearSkin Pixel 7x7.



Рисунок 34 – Ящик пластмассовый для модуля.



Рисунок 35 – Лоток для наконечников.



Шуоб: 36

