

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИММУНОСКРИН»

Н.С. Осин



апрель 2022 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для определения тиреотропного гормона
в сухом пятне крови методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа
в автоматической системе
« ТТГ-НЕОСКРИН-А »**

Макет маркировки компонентов набора

 ООО "ИММУНОСКРИН" ТТГ-НЕОСКРИН-А ЛИФА-БУФЕР 120 МЛ Готов к использованию     2022-06 LOT №21-04A	 ООО "ИММУНОСКРИН" ТТГ-НЕОСКРИН-А КОНЦЕНТРАТ ПРОМЫВочНОГО РАСТВОРА 25-КРАТНЫЙ 250 МЛ Перед использованием разбавить в 25 раз дистиллированной водой     2022-06 LOT №21-04A	 ООО "ИММУНОСКРИН" ТТГ-НЕОСКРИН-А УСИЛИВАЮЩИЙ РАСТВОР 250 МЛ Готов к использованию     2022-06 LOT №21-04A
 ООО "ИММУНОСКРИН" ТТГ-НЕОСКРИН-А КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ комплект из 6 проб Готовы к использованию Инактивированы Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют     2022-06 LOT №21-04A	 ООО "ИММУНОСКРИН" ТТГ-НЕОСКРИН-А КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОБЫ комплект из 2 проб Готовы к использованию Инактивированы Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют     2022-06 LOT №21-04A	 ООО "ИММУНОСКРИН" ТТГ-НЕОСКРИН-А КОНЪЮГАТ 1,1 мл Перед использованием растворить в 1,5 мл дистиллированной воды     2022-06 LOT №21-04A
 ООО "ИММУНОСКРИН" ТТГ-НЕОСКРИН-А ПЛАНШЕТ 1 шт. Готов к использованию     2022-06 LOT №21-04A		



ООО "ИММУНОСКРИН"

Россия, 125424, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ
Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, д. 75, к.1, этаж 3,
помещ./комн.ХХII/52. Тел./факс: +7 (495) 490-5704

**НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА
В СУХОМ ПЯТНЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЛАНТАНИДНОГО
ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ТТГ-НЕОСКРИН-А**

Для профессионального применения

LOT 21-04A

Σ 1152

ТУ 21.20.23-066-47396258-2021

РУ _____ ОТ _____



Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
Компоненты крови человека, используемые при изготовлении набора, инаktivированы

LOT 21-04A

ТТГ-НЕОСКРИН-А

СОСТАВ НАБОРА:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Планшет | - 12 шт. |
| • Калибровочные пробы | - 1 комплект из 6 проб |
| • Контрольные пробы | - 1 комплект из 2 проб |
| • Конъюгат | - 6 флаконов по 1.1 мл |
| • ЛИФА-Буфер | - 3 флакона по 120 мл |
| • Усиливающий раствор | - 2 флакона по 250 мл |
| • Концентрат промывочного раствора | - 2 флакона по 250 мл |
| • Наклейки | - 1 комплект |
| • Инструкция по применению | - 1 шт. |
| • Паспорт | - 1 шт. |

Сделано в России

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 4 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «Иммуноскрин» _____ Н. С. Осин



УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор



2021 г.

ФОТО

**Набор реагентов для определения тиреотропного гормона в сухом пятне крови
методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа в автоматической системе
«ТТГ-НЕОСКРИН-А»**



Общий вид

Компоненты набора:

Планшет




Калибровочные пробы




Контрольные пробы




Конъюгат



ЛИФА-Буфер



Усиливающий раствор



Концентрат промывочного раствора

