

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Н.П. Пришляк

«2» апреля 2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**Набор реагентов для иммунохроматографического качественного определения
кардиального Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме крови**

«ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»

по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021

ООО «Фактор-Мед Продакшн»
Набор реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»



Планшет в индивидуальной упаковке с
осушителем – 1 шт.

Срок годности 24 месяца


Хранить при температуре от 2 до 30°C

Серия 320421

Годен до: 2023.04



отрицательный результат



положительный результат


Фотографическое изображение планшета в индивидуальной упаковке с осушителем - компонент Набора реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР», обратная сторона



Фотографическое изображение раствора для диффузии образца, 1 мл - компонент Набора реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»



Фотографическое изображение раствора для диффузии образца, 3 мл - компонент Набора реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»



ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Набор реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»



Планшет в индивидуальной упаковке с осушителем – 1 шт.

Срок годности 24 месяца


Хранить при температуре от 2 до 30°C

Серия 320521

Годен до: 2023.05



отрицательный результат




положительный результат


Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent


НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги


DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent


















Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108840, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30,
e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
качественного определения кардиального Тропонина I
в цельной крови, сыворотке или плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021**

Вариант комплектации №1
Групповая упаковка №1/10/Б
РУ № ФСР 2012/13750 отгода


Серия 320421
Дата изготовления: 04.2021
Годен до: 04.2023
Количество: 10 наборов



Хранить при температуре от 2 до 30 °С
Транспортировать при температуре от 2 до 30 °С
(допускается транспортирование от минус 25 °С до 30 °С не более 1 месяца)
Срок годности 24 месяца
Для профессионального применения

Масса нетто 13±5 г
Масса брутто 63±5 г
Масса нетто
потребительской упаковки 12,9±4г





Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 44 листах (сорок четыре)

Генеральный директор:


_____ /Гришина Н.П./
подпись



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Н.П. Пришляк

2021 г.




Макеты маркировки медицинского изделия
Набор реагентов для иммунохроматографического качественного
определения кардиального Тропонина I в цельной крови, сыворотке или
плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021

Макет маркировки планшета в индивидуальной упаковке с осушителем - компонент Набора реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»,
лицевая сторона

ООО «Фактор-Мед Продакшн»


Набор реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»

Планшет в индивидуальной упаковке с
осушителем – 1 шт.
Срок годности 24 месяца
Хранить при температуре от 2 до 30°C




отрицательный результат

Серия
Годен до:



положительный результат

Макет маркировки планшета в индивидуальной упаковке с осушителем - компонент Набора реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР», обратная сторона



Макет маркировки раствора для диффузии образца - компонент Набора реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»

**ООО «Фактор-Мед Продакшн»
Набор реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»**

Раствор для диффузии образца

Объем 1 мл


Серия

Годен до:

Хранить при температуре от 2 до 30°C

Только для диагностики ин витро

Макет маркировки Набор реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР», Вариант комплектации №1



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108840, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30,
e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru. тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
качественного определения кардиального Тропонина I
в цельной крови, сыворотке или плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021**

Вариант комплектации №1
РУ № ФСР 2012/13750
от года

Серия
Дата изготовления:
Годен до:

Состав Набора:

-планшет в индивидуальной упаковке с осушителем – 1 шт.
-раствор для диффузии образца – 1 мл, 1 флакон
-инструкция по применению

Хранить при температуре от 2 до 30 °С
Срок годности 24 месяца
Для профессионального применения



Макет маркировки Набор реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР», Вариант комплектации №10



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108840, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30.
e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru. тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
качественного определения кардиального Тропонина I
в цельной крови, сыворотке или плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021**

Вариант комплектации №10
РУ № ФСР 2012/13750
от года

Серия
Дата изготовления:
Годен до:

Состав Набора:

-планшет в индивидуальной упаковке с осушителем – 10 шт.
-раствор для диффузии образца – 3 мл, 1 флакон
-инструкция по применению

Хранить при температуре от 2 до 30 °С
Срок годности 24 месяца
Для профессионального применения





® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108840, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30,
e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktomedprod.ru. тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
качественного определения кардиального Тропонина I
в цельной крови, сыворотке или плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021**

Вариант комплектации №20
РУ № ФСР 2012/13750
от года

Серия
Дата изготовления:
Годен до:


Состав Набора:

-планшет в индивидуальной упаковке с осушителем – 20 шт.
-раствор для диффузии образца – 3 мл, 1 флакон
-инструкция по применению

Хранить при температуре от 2 до 30 °С
Срок годности 24 месяца
Для профессионального применения



Макет маркировки Набор реагентов «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР», Вариант комплектации №25



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108840, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30,
e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
качественного определения кардиального Тропонина I
в цельной крови, сыворотке или плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021**

Вариант комплектации №25
ПУ № ФСР 2012/13750
от года


Серия
Дата изготовления:
Годен до:

Состав Набора:

-планшет в индивидуальной упаковке с осушителем – 25 шт.
-раствор для диффузии образца – 3 мл, 1 флакон
-инструкция по применению

Хранить при температуре от 2 до 30 °С
Срок годности 24 месяца
Для профессионального применения





® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108840, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30,
e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru. тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
качественного определения кардиального Тропонина I
в цельной крови, сыворотке или плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021**

Вариант комплектации №50
РУ № ФСР 2012/13750
от года


Серия
Дата изготовления:
Годеи до:

Состав Набора:

-планшет в индивидуальной упаковке с осушителем – 50 шт.
-раствор для диффузии образца – 3 мл, 2 флакона
-инструкция по применению

Хранить при температуре от 2 до 30 °С
Срок годности 24 месяца
Для профессионального применения





® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108840, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30,
e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru. тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
качественного определения кардиального Тропонина I
в цельной крови, сыворотке или плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021**

Вариант комплектации №100
РУ № ФСР 2012/13750
от года

Серия
Дата изготовления:
Годеи до:

Состав Набора:

- планшет в индивидуальной упаковке с осушителем – 100 шт.
- раствор для диффузии образца – 3 мл, 4 флакона
- инструкция по применению

Хранить при температуре от 2 до 30 °С
Срок годности 24 месяца
Для профессионального применения





® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108840, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30,
e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru. тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
качественного определения кардиального Тропонина I
в цельной крови, сыворотке или плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021**

Вариант комплектации №
Групповая упаковка
РУ № ФСР 2012/13750 отгода

Серия
Дата изготовления:
Годен до:
Количество:

Хранить при температуре от 2 до 30 °С
Транспортировать при температуре от 2 до 30 °С
(допускается транспортирование от минус 25 °С до 30 °С не более 1 месяца)
Срок годности 24 месяца
Для профессионального применения

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто
потребительской упаковки



Макет маркировки транспортной упаковки



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108840, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30,
e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru. тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
качественного определения кардиального Тропонина I
в цельной крови, сыворотке или плазме крови «ИХА-ТРОПОНИН I-ФАКТОР»
по ТУ 21.20.23-128-69721380-2021**

Хранить при температуре от 2 до 30 °С

Транспортировать при температуре от 2 до 30 °С

(допускается транспортирование от минус 25 °С до 30 °С не более 1 месяца)

Срок годности: 24 месяца

РУ № ФСР 2012/13750 от года

Серия

Дата изготовления:

Годен до:

Количество наборов:

Масса нетто

Масса брутто


Масса нетто

потребительской упаковки

Вариант комплектации №

Групповая упаковка





Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 13 листах (тринадцать)

Генеральный директор:



/Пришляк Н.П./

