

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Фолат Контрольные материалы (Alinity i Folate Controls), Кат № 08P1410



08P1410



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения фолата иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме и эритроцитах крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Фолат Контрольные материалы (Alinity i Folate Controls)»

в составе:

- Контроль L (Alinity i Folate Control L) - 1 флакон х 8,0 мл;
- Контроль M (Alinity i Folate Control M) - 1 флакон х 8,0 мл;
- Контроль H (Alinity i Folate Control H) - 1 флакон х 8,0 мл;

Инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland

Страна происхождения: Ирландия

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке:
www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Фолат Контрольные материалы (Alinity i Folate Controls), Кат № 08P1410

670511R02

LOT
Exp
REF
08P1410
www.abbottdiagnostics.com (RU)

Folate Ctrls

Alinity i Folate Controls

Abbott

		CONC	RANGE	CONC	RANGE
		ng/mL	ng/mL	nmol/L	nmol/L
CONTROL L	1 x 8.0 mL	3.9	2.3 - 5.5	8.8	5.2 - 12.5
CONTROL M	1 x 8.0 mL	7.5	5.6 - 10.5	17.0	12.7 - 23.8
CONTROL H	1 x 8.0 mL	15.0	11.0 - 19.0	34.0	24.9 - 43.0



CONTAINS AZIDE



2°C 8°C
Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000




PRODUCT OF IRELAND

Folate Ctrls

2°C 8°C


Макет маркировки компонентов медицинского изделия Фолат Контрольные материалы (Alinity i Folate Controls), Кат № 08P1410

- Контроль L (Alinity i Folate Control L) - 1 флакон х 8,0 мл




08P14L
8.0 mL
3.9 ng/mL
G70536R01

- Контроль M (Alinity i Folate Control M) - 1 флакон х 8,0 мл



08P14M
8.0 mL
7.5 ng/mL
G70537R01

- Контроль H (Alinity i Folate Control H) - 1 флакон х 8,0 мл



08P14N
8.0 mL
15.0 ng/mL
G70538R01

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

