

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Матрикс»

Д.В.Лоновенко

11 января 2021 г.




**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Комплект для проведения инфузии в центральную вену новорожденного с рентгеноконтрастным «Неолайн РК»
и нерентгеноконтрастным «Неолайн» катетером, однократного применения, стерильный по ТУ 32.50.13-002-
63922083-2021, в следующих исполнениях:**


2021 г.

- $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$






1. Трубка силиконовая (рентгеноконтрастная) длиной 250 мм, 300 мм, 350 мм – 1 шт. в вариантах исполнения:
1.1. Трубка силиконовая (рентгеноконтрастная), наружный диаметр 0,65мм, артикул 818055-002;




1.2. Трубка силиконовая (рентгеноконтрастная), наружный диаметр 0,63мм, артикул F00010Y;




2. Игла-интродьюсер 19G – 1 шт. в вариантах исполнения:

2.1. Игла-бабочка Венофикс А 19G/1,1 мм, 20мм, доработанная, Канюли инфузионные (иглы-бабочки) для внутривенного доступа «ВЕНОФИКС» (Venofix) с удлинителем), производства фирмы «Б.Браун Мельзунген АГ» (B. Braun Melsungen AG), Германия, РУ №ФСЗ 2007/00299;




2.2. Устройство для вливания в малые вены однократного применения 19G/1,1 мм, 19мм, доработанная, производства фирмы «КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс» (KD Medical GmbH Hospital Products), Германия, РУ №ФСЗ 2008/02135;




3. Игла-бабочка 27G – 1 шт. в вариантах исполнения:

3.1. Венофикс А 27G/0,4 мм, 10 мм (Канюли инфузионные (иглы-бабочки) для внутривенного доступа «ВЕНОФИКС» (Venofix) с удлинителем), производства фирмы «Б.Браун Мельзунген АГ» (B. Braun Melsungen AG), Германия, РУ №ФСЗ 2007/00299;




3.2. Устройство для вливания в малые вены однократного применения 27G/0.4 мм, 19 мм с удлинителем, производства фирмы «КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс», (KD Medical GmbH Hospital Products), Германия, РУ №ФСЗ 2008/02135;




4.1. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров марки «Tegaderm» производства фирмы «3М Компани, 3М Хелс Кеар» (3M Company, 3M Health Care) США, РУ №ФСЗ 2010/07270;




4.2. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров марки «Yafho», производства фирмы «Яфхо Байо-Текнолоджи Ко. Лтд» (Yafho Bio-Technology Co.Ltd.), КНР;



5. Линейка для замера глубины введения катетера - 1 шт в вариантах исполнения:
5.1. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм;



5.2. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 250 мм;



5.3. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 300 мм;



matrix

Комплект для проведения инфузии
в центральную вену новорожденного
с нерегистранным контрастным "Неолайн"
катетером, однократного применения,
стерильный

ТУ 94.07-002-43.92.2083-2015

1. Трубка силиконовая
(нерегистранный контраст)
Вн. Ø 0,3 мм
И.р. Ø 0,65 мм, L: 250 мм
2. Игла-бюджет Венофикс 18G 1 x 20 мм,
доработанная.
3. Игла-бюджет Венофикс 27G 1 x 10 мм,
L: 300 мм, с удлинителем. [Стерильно EG]
4. Ленточка, 150 мм.
5. Инструкция по применению
6. Инструкция по применению


Апирогенно. Неготоксично.
Стерильно внутри.

Упаковка в соответствии
с требованиями СТН РН 2.17.2710
"Нормативные требования к
упаковке медицинских изделий"
После применения необходимо свалить в
"Смешанный"


Партия № **210519**
Дата стерилизации: **08.10.19**
Годен до: **08.10.22**

Рег. уд. № РЗН 20165031, от 21.11.2016
ООО "МАТРИКС" 620021 г. Екатеринбург
ул. Тагильская, 94-40
http://matrix-ekb.ru +7 (743) 270-32-48
e-mail: matrix-ekb@mail.ru

1. Трубка силиконовая (не рентгеноконтрастная) длиной 250 мм, 300 мм, 350 мм – 1 шт. в вариантах исполнения:
1.1. Трубка силиконовая (не рентгеноконтрастная), наружный диаметр 0,65мм, артикул 818055-001;




1.2. Трубка силиконовая (не рентгеноконтрастная), наружный диаметр 0,63мм, артикул BS1450-012-025, артикул BS1450-012-025-SB;




2. Игла-интродьюсер 19G – 1 шт. в вариантах исполнения:

2.1. Игла-бабочка Венофикс А 19G/1,1 мм, 20мм, доработанная, (Канюли инфузионные (иглы-бабочки) для внутривенного доступа «ВЕНОФИКС» (Venofix) с удлинителем), производства фирмы «Б.Браун Мельзунген АГ» (B. Braun Melsungen AG), Германия, РУ №ФСЗ 2007/00299;




2.2. Устройство для вливания в малые вены однократного применения 19G/1,1 мм, 19мм, доработанная, производства фирмы «КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс» (KD Medical GmbH Hospital Products), Германия, РУ №ФСЗ 2008/02135;




3. Игла-бабочка 27G – 1 шт в вариантах исполнения:

3.1. Венофикс А 27G/0.4 мм, 10 мм (Канюли инфузионные (иглы-бабочки) для внутривенного доступа «ВЕНОФИКС» (Venofix) с удлинителем), производства фирмы «Б.Браун Мельзунген АГ» (B. Braun Melsungen AG), Германия, РУ №ФСЗ 2007/00299;



3.2. Устройство для вливания в малые вены однократного применения 27G/0.4 мм, 19 мм с удлинителем, производства фирмы «КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс», (KD Medical GmbH Hospital Products), Германия, РУ №ФСЗ 2008/02135;



4. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров – 1 шт в следующих вариантах исполнения:

4.1. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров марки «Tegaderm» производства фирмы «3М Компани, 3М Хелс Кеар» (3M Company, 3M Health Care) США, РУ №ФСЗ 2010/07270;

3M
Tegaderm™ Film

STERILE (R)
1 1/4 in x 1 1/4 in
4.4 cm x 4.4 cm
REF 1622W

LOT 13 2021-04RT

Transparent Film Dressing Frame Style
Parasement Transparent Adhésif avec Cadre de Pose
Transparentverband mit Rahmenapplikation
Medicazione Trasparente con Cornice
Apósito transparente con marco de aplicación
Transparente folie met aanbrengframe
Curativo transparente com moldura de aplicação
Enitlopo baidjovon Φαλκ ja KioviQ
Softal Film Orta - Pencere Sistemli

テガダーム™ トランスペアレント ドレッシング
透創敷料
일군 투명 필름 도려싱

Not Made With
Natural Rubber Latex Do Not Reuse

CE 0086
Made in U.S.A. by
3M Health Care
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 U.S.A.
(U.S.A.) 1-800-228-3957
3M.com/Tegaderm
Patent: 3M.com/Patents


Do not use if package
is damaged or open

Caution, see
instructions for use


EC REP
3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany

(01) 0 07 07387 50947 7
3M and Tegaderm are trademarks of 3M.
Used under license in Canada.
© 2015, 3M. All rights reserved.


4.2. Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров марки «Yafho», производства фирмы «Яфхо Байо-Текнолоджи Ко. Лтд» (Yafho Bio-Technology Co.Ltd.), КНР



5. Линейка для замера глубины введения катетера - 1 шт в вариантах исполнения:
5.1. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 150 мм;



5.2. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 250 мм;



5.3. Линейка для замера глубины введения катетера длиной 300 мм;






Рисунок образца маркировки индивидуальной упаковки наклейки прозрачной пленочной для закрытия ран и фиксации катетеров марки «Yafho» производимой фирмой производства фирмы «Яфхо Байо-Текнолоджи Ко. Лтд» (Yafho Bio-Technology Co.Ltd.), КНР, по заказу ООО «Матрикс» для медицинского изделия «Комплект для проведения инфузии в центральную вену новорожденного с рентгеноконтрастным «Неолайн РК» и нерентгеноконтрастным «Неолайн» катетером, однократного применения, стерильный по ТУ 32.50.13-002-63922083-2021» (размер индивидуальной упаковки 14см на 9 см)
Лицевая сторона индивидуальной упаковки



Тыльная сторона индивидуальной упаковки



Всего прошнуровано и скреплено печатью

29

лист(ов)

Директор ООО «Матрикс»

Лоновенко Д.В.

