



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

На медицинское изделие

Нити стерильные рассасывающиеся из полидиоксанона и поли-L-молочной кислоты для лифтинга тканей SECRET ROSE на иглах-носителях, канюлях или спицах различных размеров

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "КРИСТИ косметике"

(ООО "КРИСТИ косметике"), Россия,

115191, Москва, ул. Серпуховский Вал, д. 21, к. 4, пом. XXXIII

Производитель

"Медивая Ко., Лтд.", Корея,

Mediwire Co., Ltd., Korea Mediventure Center 904-ho, 76, Dongnae-ro, Dong-gu, Daegu

Место производства медицинского изделия

Mediwire Co., Ltd., Korea Mediventure center 904-ho, 76, Dongnae-ro, Dong-gu, Daegu, Korea

Номер регистрационного досье № РД-46202/88511 от 17.12.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 18 листах

приказом Росздравнадзора от 12 июля 2022 года № 6256
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0065903

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 1

На медицинское изделие

Нити стерильные рассасывающиеся из полидиоксанона и поли-L-молочной кислоты для лифтинга тканей SECRET ROSE на иглах-носителях, канюлях или спицах различных размеров, в вариантах исполнения:

I. Мононить из полидиоксанона с тиснением на тупой канюле / PDO Eye mono embossing - N cannula, модель CE036, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Eye mono embossing - N cannula длина нити 30 мм, метрический размер 1 - 20 шт.
2. Канюля, длина 25 мм, калибр 0,3мм (30G) RW - 20 шт.
3. Спонж - 20 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru


II. Мононить из полидиоксанона на игле / PDO Mono needle, модель M30G6-25SC, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Mono needle, длина нити 30 мм, метрический размер 0.7 - 20 шт.
2. Игла-носитель, длина 25 мм, калибр 0,3мм (30G) RW - 20 шт.
3. Спонж - 20 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru

III. Мононить из полидиоксанона на игле / PDO Mono needle, модель M29G6-38SC, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Mono needle, длина нити 52 мм, метрический размер 0.7 - 20 шт.
2. Игла-носитель, длина 38 мм, калибр 0,33мм (29G) RW - 20 шт.
3. Спонж - 20 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0104541

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 2

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru

IV. Мононить из полидиоксанона на игле / PDO Mono needle, модель M29G6-50SC, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Mono needle, длина нити 74 мм, метрический размер 0.7 - 20 шт.

2. Игла-носитель, длина 50 мм, калибр 0,33мм (29G) RW - 20 шт.

3. Спонж - 20 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru

V. Мононить из полидиоксанона на игле / PDO Mono needle, модель M27G5-38SC, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Mono needle, длина нити 52 мм, метрический размер 1 - 20 шт.

2. Игла-носитель, длина 38 мм, калибр 0,4мм(27G) RW - 20 шт.

3. Спонж - 20 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru

VI. Мононить из полидиоксанона на игле / PDO Mono needle, модель M27G5-60SC, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Mono needle, длина нити 93 мм, метрический размер 1 - 20 шт.

2. Игла-носитель, длина 60 мм, калибр 0,4мм(27G) RW - 20 шт.

3. Спонж - 20 шт.


4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0104542

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 3

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru

VII. Нить Спираль из полидиоксанона на игле / PDO Screw needle,
модель M29G6-38SS, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Screw needle, длина нити 52 мм, метрический размер 0,7 - 20 шт.
2. Игла-носитель, длина 38 мм, калибр 0,33мм (29G) RW - 20 шт.
3. Спонж - 20 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru

VIII. Нить Спираль из полидиоксанона на игле / PDO Screw needle, модель
M29G6-50SS, в составе:


1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Screw needle, длина нити 74 мм, метрический размер 0,7 - 20 шт.
2. Игла-носитель, длина 50 мм, калибр 0,33мм (29G) RW - 20 шт.
3. Спонж - 20 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru

IX. Нить Спираль из полидиоксанона на игле / PDO Screw needle, модель M27G5-38SS,
в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Screw needle, длина нити 52 мм, метрический размер 1 - 20 шт.
 2. Игла-носитель, длина 38 мм, калибр 0,4мм(27G) RW - 20 шт.
 3. Спонж - 20 шт.
 4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
 5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
 6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
 7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0104543

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 4

www.secretrose.ru

X. Нить Спираль из полидиоксанона на игле / PDO Screw needle, модель M27G5-60SS, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона, PDO Screw needle, длина нити 93 мм, метрический размер 1 - 20 шт.
2. Игла-носитель, длина 60 мм, калибр 0,4мм(27G) RW - 20 шт.
3. Спонж - 20 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru

XI. Нить Ког лифт из полидиоксанона на тупой канюле / PDO Cog lift - N cannula, модель CQ1062-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog lift - N cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:


www.secretrose.ru

XII. Нить Ког лифт из полидиоксанона на тупой канюле / PDO Cog lift - N cannula, модель CQ1092-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog lift - N cannula, длина нити 160 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 90 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0104544

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 5

XIII. Нить Ког лифт из полидиоксанона на тупой канюле / PDO Cog lift - N cannula, модель CQ9061-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog lift - N cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 4 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XIV. Нить Ког лифт из полидиоксанона на тупой канюле / PDO Cog lift - N cannula, модель CQ9101-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog lift - N cannula, длина нити 170 мм, метрический размер 4 - 10 шт.
2. Канюля, длина 100 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XV. Нить Ког лифт из полидиоксанона на канюле-лопатке / PDO Cog lift - L cannula, модель CQL1062-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog lift - L cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 0,8мм (21G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XVI. Нить Ког лифт из полидиоксанона на канюле-лопатке / PDO Cog lift - L cannula,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0104545

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 6

модель CQL1092-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog lift - L cannula, длина нити 160 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 90 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XVII. Нить Ког лифт из полидиоксанона на канюле-лопатке / PDO Cog lift - L cannula, модель CQL9061-A в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog lift - L cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 4 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XVIII. Нить Ког лифт из полидиоксанона на канюле-лопатке / PDO Cog lift - L cannula, модель CQL9101-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog lift - L cannula, длина нити 170 мм, метрический размер 4 - 10 шт.
2. Канюля, длина 100 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XIX. Нить Ког ЭКСТРА лифт из полидиоксанона на тупой канюле / PDO Cog EXTRA lift - N cannula, модель CQ1062-Z, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0104546

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 7

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog EXTRA lift - N cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XX. Нить Ког ЭКСТРА лифт из полидиоксанона на тупой канюле / PDO Cog EXTRA lift - N cannula, модель CQ1092-Z, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog EXTRA lift - N cannula, длина нити 160 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 90 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.


XXI. Нить Ког ЭКСТРА лифт из полидиоксанона на тупой канюле / PDO Cog EXTRA lift - N cannula, модель CQ9061-Z, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog EXTRA lift - N cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 4 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XXII. Нить Ког ЭКСТРА лифт из полидиоксанона на тупой канюле / PDO Cog EXTRA lift - N cannula, модель CQ9101-Z, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog EXTRA lift - N

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0104547

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 8

cannula, длина нити 170 мм, метрический размер 4 - 10 шт.

2. Канюля, длина 100 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.

3. Спонж - 10 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

XXIII. Нить Ког ЭКСТРА лифт из полидиоксанона на канюле-лопатке / PDO Cog EXTRA lift - L cannula, модель CQL1062-Z, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog EXTRA lift - L cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.

2. Канюля, длина 60 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.

3. Спонж - 10 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

XXIV. Нить Ког ЭКСТРА лифт из полидиоксанона на канюле-лопатке / PDO Cog EXTRA lift - L cannula, модель CQL1092-Z, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog EXTRA lift - L cannula, длина нити 160 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.

2. Канюля, длина 90 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.

3. Спонж - 10 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

XXV. Нить Ког ЭКСТРА лифт из полидиоксанона на канюле-лопатке / PDO Cog EXTRA lift - L cannula, модель CQL9602-Z в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog EXTRA lift - L cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 5 - 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0104548

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 9

2. Канюля, длина 60 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XXVI. Нить Ког ЭКСТРА лифт из полидиоксанона на канюле-лопатке / PDO Cog EXTRA lift - L cannula, модель CQL9101-Z, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog EXTRA lift - L cannula, длина нити 170 мм, метрический размер 4 - 10 шт.
2. Канюля, длина 100 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XXVII. Нить Ког Скульпт из полидиоксанона на тупой канюле / PDO Cog sculpt - N cannula, модель CQ910M-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog sculpt - N cannula, длина нити 175 мм, метрический размер 5 - 4 шт.
2. Канюля, длина 100 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 4 шт.
3. Спонж - 4 шт.
4. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
5. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XXVIII. Нить Ког Скульпт из полидиоксанона на канюле-лопатке / PDO Cog sculpt - L cannula, модель CQL910M-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog sculpt - L cannula, длина нити 175 мм, метрический размер 5 - 4 шт.
2. Канюля, длина 100 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0104549

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 10

3. Спонж - 4 шт.
 4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
 5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
 6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
 7. Наклейка информационная - 2 шт.
 8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.
- XXIX. Нить Ког Дуал из полидиоксанона на спицах / PDO Cog dual, модель DO1131-A, в составе:
1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog dual, длина нити 315 мм, метрический размер 5 - 1 шт.
 2. Спицы, длина 115 мм, калибр 0,9мм (20G) RW - 2 шт.
 3. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 1 шт.
 4. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
 5. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
 6. Наклейка информационная - 2 шт.
 7. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.
- XXX. Нить Ког Дуал из полидиоксанона на спицах / PDO Cog dual, модель DO1141-A, в составе:
1. Нить стерильная рассасывающаяся из полидиоксанона PDO Cog dual, длина нити 415 мм, метрический размер 5 - 1 шт.
 2. Спицы, длина 115 мм, калибр 0,9мм (20G) RW - 2 шт.
 3. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 1 шт.
 4. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
 5. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
 6. Наклейка информационная - 2 шт.
 7. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.
- XXXI. Мононить с тиснением из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Mono embossing needle, модель PLE036, в составе:
1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PDO Mono embossing needle, длина нити 30 мм, метрический размер 1 - 20 шт.
 2. Игла-носитель, длина 25 мм, калибр 0,3мм (30G) RW - 20 шт.
 3. Спонж - 20 шт.
 4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
 5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0104550

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 11

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

XXXII. Мононить с тиснением из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Mono embossing needle, модель PLE946, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Mono embossing needle, длина нити 52 мм, метрический размер 1 - 20 шт.

2. Игла-носитель, длина 38 мм, калибр 0,33мм (29G) RW - 20 шт.

3. Спонж - 20 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

XXXIII. Мононить с тиснением из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Mono embossing needle, модель PLE956, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Mono embossing needle, длина нити 74 мм метрический размер 1 - 20 шт.

2. Игла-носитель, длина 50 мм, калибр 0,33мм (29G) RW - 20 шт.

3. Спонж - 20 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

XXXIV. Мононить с тиснением из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Mono embossing needle, модель PLE745, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Mono embossing needle, длина нити 52 мм, метрический размер 1,5 - 20 шт.

2. Игла-носитель, длина 38 мм, калибр 0,4мм(27G) RW - 20 шт.

3. Спонж - 20 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0104551

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 12

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XXXV. Мононить с тиснением из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Mono embossing needle, модель PLE765, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из кислоты PLLA Mono embossing needle, длина нити 93 мм, метрический размер 1,5 - 20 шт.

2. Игла-носитель, длина 60 мм, калибр 0,4мм(27G) RW - 20 шт.

3. Спонж - 20 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XXXVI. Нить Спираль с тиснением из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Screw embossing needle, модель PLE946-S, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Screw embossing needle, длина нити 52 мм, метрический размер 1 - 20 шт.

2. Игла-носитель, длина 38 мм, калибр 0,33мм (29G) RW - 20 шт.

3. Спонж - 20 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XXXVII. Нить Спираль с тиснением из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Screw embossing needle, модель PLE956-S, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Screw embossing needle, длина нити 74 мм, метрический размер 1 - 20 шт.

2. Игла-носитель, длина 50 мм, калибр 0,33мм (29G) RW - 20 шт.

3. Спонж - 20 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0104552

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 13

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XXXVIII. Нить Спираль с тиснением из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Screw embossing needle, модель PLE745-S, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Screw embossing needle, длина нити 52 мм, метрический размер 1,5 - 20 шт.
2. Игла-носитель, длина 38 мм, калибр 0,4мм(27G) RW - 20 шт.
3. Спонж - 20 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XXXIX. Нить Спираль с тиснением из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Screw embossing needle, модель PLE765-S, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Screw embossing needle, длина нити 93 мм, метрический размер 1,5 - 20 шт.
2. Игла-носитель, длина 60 мм, калибр 0,4мм(27G) RW - 20 шт.
3. Спонж - 20 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 2 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:
www.secretrose.ru.

XL. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на тупой канюле / PLLA Cog lift - N cannula, модель PLCQ1063-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - N cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 3 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 0,8мм (21G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 14

www.secretrose.ru.

XLI. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на тупой канюле / PLLA Cog lift - N cannula, модель PLCQ1093-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - N cannula, длина нити 160 мм, метрический размер 3 - 10 шт.
2. Канюля, длина 90 мм, калибр 0,8мм (21G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

XLII. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на тупой канюле / PLLA Cog lift - N cannula, модель PLCQ9062-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - N cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

XLIII. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на тупой канюле / PLLA Cog lift - N cannula, модель PLCQ9102-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - N cannula, длина нити 170 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 100 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0104554

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 15

XLIV. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на канюле-лопатке / PLLA Cog lift - L cannula, модель PLCQL1063-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - L cannula, длина нити 150 мм, метрический размер 3 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XLV. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на канюле-лопатке / PLLA Cog lift - L cannula, модель PLCQL1093-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - L cannula, длина нити 160 мм, метрический размер 3 - 10 шт.
2. Канюля, длина 90 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XLVI. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на канюле-лопатке / PLLA Cog lift - L cannula, модель PLCQL9062-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - L cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 60 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XLVII. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на канюле-лопатке / PLLA Cog

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0104555

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 16

lift - L cannula, модель PLCQL9102-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - L cannula, длина нити 170 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Канюля, длина 100 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XLVIII. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Cog lift - R cannula, модель PLQ3064-A, в составе:


1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - R cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 2 - 10 шт.
2. Игла-носитель, длина 60 мм, калибр 0,60мм (23G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

XLIX. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Cog lift - R cannula, модель PLQ3094-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - R cannula, длина нити 160 мм, метрический размер 2 - 10 шт.
2. Игла-носитель, длина 90 мм, калибр 0,60мм (23G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

L. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Cog lift - R cannula, модель PLQ1063-A, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0104556

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 17

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - R cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 3 - 10 шт.
2. Игла-носитель, длина 60 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

LI. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Cog lift - R cannula, модель PLQ1103-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - R cannula, длина нити 170 мм, метрический размер 3 - 10 шт.
2. Игла-носитель, длина 100 мм, калибр 0,8мм (21G) RW- 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

LII. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Cog lift - R cannula, модель PLQ9092-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - R cannula, длина нити 160 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.
2. Игла-носитель, длина 90 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.
3. Спонж - 10 шт.
4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 1 шт.
5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.
6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.
7. Наклейка информационная - 2 шт.
8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте: www.secretrose.ru.

LIII. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Cog lift - R cannula, модель PLQ9102-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - R

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0104557

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17719

Лист 18

cannula, длина нити 170 мм, метрический размер 3,5 - 10 шт.

2. Игла-носитель, длина 100 мм, калибр 1,1мм(19G) RW - 10 шт.

3. Спонж - 10 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

LIV. Нить Ког лифт из поли-L-молочной кислоты на игле / PLLA Cog lift - R cannula, модель PLQ6065-A, в составе:

1. Нить стерильная рассасывающаяся из поли-L-молочной кислоты PLLA Cog lift - R cannula, длина нити 130 мм, метрический размер 1,5 - 10 шт.

2. Игла-носитель, длина 60 мм, калибр 0,45мм (26G) RW - 10 шт.

3. Спонж - 10 шт.

4. Первичная индивидуальная стерильная упаковка (бумажный пакет) - 5 шт.

5. Вторичная индивидуальная упаковка (алюминиевый пакет) - 1 шт.

6. Краткая инструкция по применению - 1 шт.

7. Наклейка информационная - 2 шт.

8. Инструкция по применению в электронном виде на официальном сайте:

www.secretrose.ru.

Handwritten signature

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Handwritten signature

А.В. Самойлова

0104558