



Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфоратор аутодерматрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на одном валу ПАДТ – 2.0».



Комплект поставки перфоратора ПАДТ -2.0

Наименование	Обозначение	Кол. шт.
1 Перфоратор ПАДТ - 2.0	ПАДТ 325049 003	1
2 Пластина-подложка	ПАДТ 303018.000	20




ПАДТ 2.0 (1:3)
Заводской номер : ПМ 3040
Номер партии: 004
Дата изготовления : 04.05.2017
Срок годности: 9 лет
Срок эксплуатации 5 лет
СДЕЛАНО В РОССИИ

Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфоратор аутодерматрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на одном валу ПАДТ – 2.0 с коэффициентом перфорации 1:3».




ПАДТ 2.1 (1:4)
Заводской номер : ПМ 3050
Номер партии: 005
Дата изготовления : 04.05.2017
Срок годности: 9 лет
Срок эксплуатации 5 лет
СДЕЛАНО В РОССИИ

Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфоратор аутодерматрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на одном валу ПАДТ – 2.1 с коэффициентом перфорации 1:4».



ПАДТ 2.2 (1:6)
Заводской номер : ПМ 3060
Номер партии: 004
Дата изготовления : 04.05.2017
Срок годности: 9 лет
Срок эксплуатации 5 лет
СДЕЛАНО В РОССИИ

Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфоратор аутодерматрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на одном валу ПАДТ – 2.2 с коэффициентом перфорации 1:6».



Фотографическое изображение транспортной упаковки медицинского изделия «Перфораторы аутодермотрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на одном валу ПАДТ-2.0».

58.



Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфораторы аутодермотрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на одном валу ПАДТ-2.0» в транспортной упаковке.

6 метод






Рис. 1.1 Перфорация аутодермотрансплантата перфоратором по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на двух валах ПАДТ-1,0: срезанный аутодермотрансплантат размещен на крепированной бумаге-носителе предварительно смоченной физраствором

Технические условия ТУ 32.50.13.190-002-11586614395-2018
(Доклинические испытания)




Рис. 1.2 Перфорированный аутодермотрансплантат с помощью перфоратора по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на двух валах ПАДТ-1,0 с кожными перемычками в ромбовидной ячейке-сетке, увеличивающими укрывистость раны и дающие добавочные линии эпителизации.

В настоящей единице хранения

" () листов
- " (2) листов внут-
ренней связи.

Начальник секретного отдела

прислужник (военное звание)



Handwritten signature




Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфоратор аутодерматрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на двух валах ПАДТ – 1.0».




Комплект поставки перфоратора ПАДТ -1.

Наименование	Обозначение	Кол. шт.
1 Перфоратор ПАДТ -1.0	ПАДТ 325049 002	1
2 Подложка	ПАДТ 303018.000	20




ПАДТ 1.0 (1:3)
Заводской номер : ПМ 3000
Номер партии: 001
Дата изготовления : 04.05.2017
Срок годности: 9 лет
Срок эксплуатации 5 лет
СДЕЛАНО В РОССИИ

Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфоратор аутодерматрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на двух валах ПАДТ – 1.0 с коэффициентом перфорации 1:3».




ПАДТ 1.1 (1:4)
Заводской номер : ПМ 3020
Номер партии: 002
Дата изготовления : 04.05.2017
Срок годности: 9 лет
Срок эксплуатации 5 лет
СДЕЛАНО В РОССИИ

Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфоратор аутодерматрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на двух валах ПАДТ – 1.1 с коэффициентом перфорации 1:4».




ПАДТ 1.2 (1:6)
Заводской номер : ПМ 3030
Номер партии: 003
Дата изготовления : 04.05.2017
Срок годности: 9 лет
Срок эксплуатации 5 лет
СДЕЛАНО В РОССИИ

Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфоратор аутодерматрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на двух валах ПАДТ – 1.2 с коэффициентом перфорации 1:6».



Фотографическое изображение транспортной упаковки медицинского изделия «Перфораторы аутодермотрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на двух валах ПАДТ-1.0».



Фотографическое изображение медицинского изделия «Перфораторы аутодермотрансплантатов по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на двух валах ПАДТ-1.0» в транспортной упаковке.

6 метр

Влад





Рис. 1 Перфорация аутодермотрансплантата перфоратором по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на одном валу ПАДТ-2,0: срезанный аутодермотрансплантат размещен на картонной пластине-носителе предварительно смоченной физраствором.

**Технические условия ТУ 32.50.13.190-002-11586614395-2018
(Доклинические испытания)**




Рис. 2 Перфорированный аутодермотрансплантат с помощью перфоратора по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на одном валу ПАДТ-2,0 с кожными перемычками в ромбовидной ячейке-сетке, увеличивающими укрывистость раны и дающие добавочные линии эпителизации.

Технические условия ТУ 32.50.13.190-002-11586614395-2018

(Доклинические испытания)




Рис. 3 Сетчатый аутодермотрансплантат с кожными перемычками в ромбовидных ячейках-сетках полученный с помощью перфоратора по Мензулу В.А. с перфорирующими ножами на одном валу ПАДТ-2,0, увеличивающими укрывистость раны и дающие добавочные линии эпителизации для пересадки на рану.

Технические условия ТУ 32.50.13.190-002-11586614395-2018

(Доклинические испытания)



В настоящей единице хранения
" () листов
"- " (3) листов внут-
ренней связи.
Начальник секретного отделения 3178
прапорщик (военское звание)
« »

