



АЛЬФАМЕДЭКС

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАМЕДЭКС»

Адрес: 197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Литвицкий пр-т, д. 113, ЛИТЕР А, оф. 2

УТВЕРЖДЕНО

ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

Ген. директор Я.И. Пэвват

М.П



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ВМЕСТЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ,
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ**

**Маска лицевая медицинская трехслойная из нетканого материала, с резинками
MEDEREN**

ИНН/КПП: 7814664356/ 781401001

Банк: Филиал АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Санкт-Петербург

БИК: 044030786


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

К/С: 3010181060000000786

1. Маска

лицевая


трехслойная из нетканого материала, с резинками, тип эффективности бактериальной фильтрации I – изображение изделия.



2. Маска лицевая

трехслойная из

нетканого материала, с резинками, тип эффективности бактериальной фильтрации I – изображение упаковки



MEDEREN
Face mask
Маска лицевая

- Тип эффективности бактериальной фильтрации I
- Трехслойная из нетканого материала
- С резинками
- Вшитая носовая пластинка
- Защита от пыли и мелких капель

для
взрослых

Размер маски:
175x95 мм

10 pcs
шт.



ПРАВИЛА НОШЕНИЯ МАСКИ ЛИЦЕВОЙ
1. Расположите маску герметично и плотно над носом, удерживая лямочки за ушами так, чтобы маска полностью закрывала нос и рот.
2. Заведите резинки за уши, наденьте маску, чтобы нос и рот оказались в закрытой маской зоне.
3. Придавите и зажмите лямочки и носовую часть и маску, чтобы она плотно прилегла к лицу.
4. Раскрывайте маску только за две боковые лямочки и лямочки.
Важно! Не касайтесь маской лица и рук. После использования сразу же утилизируйте маску. Не используйте маску повторно. Не используйте маску повторно. Не используйте маску повторно.

NON-TOXIC



РУ № РЗН 2020/10567 от 02.06.2020

Производитель: «Медерен Неотех Лимитед», Mederen Neotech Ltd. Адрес: Nazkavet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel, info@mederen.com, Завод-изготовитель: «Зеджанг Ван Байч Фармасьютикал Продактс Ко. Лтд», Zhejiang Van Bai Pharmaceutical Products Co. Ltd, No.26 Dash Road, Fotang Town, Yiwu City, Zhejiang Province, China.

REF 0115-M300-01

LOT 202006

2020-06

2022-05



0115-M300-01

10 pcs
шт.

3. Маска лицевая

детская

**трехслойная из нетканого материала, с резинками, тип эффективности
бактериальной фильтрации I - изображение изделия.**





«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РД, г. Санкт-Петербург, Лактинской-г. д. 113, ЛИТЕРА, оф. 2

ИНН/КПП: 7814664356/781401001; Банк: Физмал АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Санкт-Петербург

Б/К: 044030786; Р/С: 40702810132060005097; К/С: 30101810600000000786

4. Маска лицевая

детская

трехслойная из нетканого материала, с резинками, тип эффективности бактериальной фильтрации I – макет упаковки.



Прошито и пронумеровано

Я.И.П.

листов

Генеральный директор:

Пэвват Я.И.

