

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор –
генеральный конструктор
АО «Концерн «Моринсис - Агат»




Храмов М.Ю.
«30» июня 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ПРИБОР МЕДИЦИНСКИЙ «ХИМИОТЕРМ» С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
по ТУ ИМАЕ.941143.002, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИМАЕ.941143.002,
ИМАЕ.941143.002-01

Начальник бюро 32002-1

 Сухарев А.С.
«30» июня 2021 г.

Прибор медицинский "Химиотерм", с принадлежностями по ТУ
ИМАЕ.941143.002, исполнение ИМАЕ.941143.002











Прибор, макет таблички с маркировкой



Прибор, прочая маркировка, которая содержится на приборе







Сосуд одноразовый с фильтром Admicard 3200 объем 3,2 л - 1 шт.



Теплообменник одноразовый Mistral - 1 шт.



Трубка сечением 1/4 дюйма (6,35 мм), длина 130 см - 1 шт.




Трубка сечением 1/4 дюйма (6,35 мм), длина 60 см - 2 шт.



Трубка сечением 1/4 дюйма (6,35 мм), длина 70 см - 1 шт.



Трубка сечением 1/4 дюйма (6,35 мм), длина 35 см - 1 шт.




Трубка силиконовая 3/8 дюйма (9,52 мм), длина 45 см - 1 шт.



Трубка 3/8 дюйма (9,52 мм), длина 70 см - 1 шт.




□ Трубка 1/8 дюйма (3,18 мм), длина 30 см - 2 шт.




□


Трубка 3,5 мм, длина 50 см - 1 шт.



Коннектор датчиков температуры 1/4 дюйма (6,35 мм) - 1/4 дюйма (6,35 мм) - 2 шт.




□ Коннектор LLM (тип соединения штуцер) 1/4 дюйма (6,35 мм) - 1/4 дюйма (6,35 мм) -
1/8 дюйма (3,2 мм) - 1 шт.




□


Односторонний клапан - 1 шт.




□ Коннектор 1/4 дюйма (6,35 мм) - 3/8 дюйма (9,52 мм) - 1 шт.



Коннектор 3/8 дюйма (9,52 мм) - 3/8 дюйма (9,52 мм) - 1 шт.




□ Коннектор LLM с крышкой (тип соединения штуцер) - 2 шт.




□ Коннектор LLF с крышкой (тип соединения втулка) - 1 шт.




Коннектор Y-образный 1/4 дюйма (6,35 мм) - 1/4 дюйма (6,35 мм) - 1/4 дюйма (6,35 мм) -
2 шт.




Зажим - 5 шт.



Заглушка - 1 шт.



Общий вид комплекта



Макет упаковочного листа прибора

Организация-отправитель _____

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ №

В данной упаковке упакованы следующие изделия:

Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер	Количество
ПРИБОР МЕДИЦИНСКИЙ «ХИМИОТЕРМ» С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ			

Контракт

Габариты груза (длина,
ширина, высота)

Количество мест

Вес брутто, кг

Вес нетто, кг

Упаковку проверил:

Представитель ОТК

дата штамп подпись (расшифровка подписи)


Ответственный за отгрузку

дата подпись (расшифровка подписи)

Упаковку произвёл:

дата подпись (расшифровка подписи)

Макет транспортной упаковки изделия




Условия транспортирования	Л (легкие) по ГОСТ 23170
Условия хранения	

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

23 (двадцать три) лист а

Генеральный директор – генеральный конструктор
АО «Концерн «Моринсис-Агат»



 / М.Ю. Храмов/