

ООО «ТЕКОМАКС-МСК»

124498 Россия, Москва,
Зеленоград, Георгиевский проспект, 5с1, комн. 56
Тел. +7 (495) 665 80 28, факс +7 (495) 952 29 98
E-mail: info@tekmax.com
ИНН 7735596343 КПП 773501001
40702 810 3024 7000 0126 Рубли РФ
в ОАО «Альфа-Банк», г. Москва, страна RU,
107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 27,
БИК 044525593

„TEKOMAX-MSC“ LLC

124489, Russia (RU) - Moscow,
Zelenograd, Georgievski ave., 5s1, room 56
tel. +7 (495) 665 80 28, fax +7 (495) 952 29 98
E-mail: info@tekmax.com
VAT 7735596343, BIN 1137746839042
40702 810 3024 7000 0126 (RUR)
АО «ALFA-BANK», RU, 107078, Moscow,
Kalanchevskaya str., 27,
BIC 044525593

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ТЕКОМАКС-МСК»



П.А. Мирошников
25 января 2022 года

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Концентратор кислорода медицинский «КС»»,
в вариантах исполнения:
КС MO2-10 TR, КС MO2-10, КС MO2-10+Air, КС MO2-20,
КС MSO2-20**

производства
**ООО «Кислородные системы»
Республика Беларусь**



Фото 1 Блок основной КС МО2-10 TR

Кислородные
Системы



СЕТЬ



СЧЕТЧИК ЧАСОВ



<70 70-82 >83

КИСЛОРОД % ТРЕВОГА КИСЛОРОДА КС МО2 10-TR

перед использованием
внимательно прочтите
инструкцию по
применению
концентратора кислорода

ВНИМАНИЕ

- не курить и не
использовать открытый
огонь
- не использовать масло
и масляные вещества

КОНЦЕНТРАТОР



ДАВЛЕНИЕ

КИСЛОРОДНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ



2021-09

КС МО2-10 TR

ЛФУШ 941119

SN-10008

IP32

ТУ ВУ 690669490.001-2020

Сделано в Беларуси

EAC



~ 230 В 50Гц 1100 Вт
I_{max} 8A



ООО «КИСЛОРОДНЫЕ СИСТЕМЫ»

223062, п. Привольный,

Минский р-н, ул. Мира, 53/4, оф.203а




Фото 4 Блок основной KS MO2-



Фото 5 Блок основной КС МО2-10, заводская табличка



Фото 6 Блок основной KS MO2-10, панель




Фото 7 Блок основной KC MO2-10+Air



Фото 8 Блок основной КС МО2-10+Air, заводская табличка

Кислородные
системы



ВКЛ/ВЫКЛ



СЧЕТЧИК ЧАСОВ

КС МО2-10



перегрев



>83% O₂



70-82% O₂



< 70% O₂

давление O₂



ВЫХОД O₂



Перед использованием аппарата прочтите руководство по эксплуатации.

1. Обеспечьте свободный доступ воздуха.
2. Не укрывать аппарат
3. Не располагать возле нагревательных приборов.
4. Не располагать возле переключателей электрических цепей.

внимание кислород!

- не курить и не использовать открытое пламя или искры
- не использовать масло или смазочные материалы

давление воздуха

+ Air



СЧЕТЧИК ЧАСОВ



выход воздуха






Фото 12 Блок основной КС МО2-20, заводская табличка



Фото 13 Блок основной KC MO2-20, панель



Фото 14 Блок основной КС MSO2-20, панель

КИСЛОРОДНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ



2021-02

КС MSO2-20

ЛФУШ 941119

SN-50048


IP32 ТУ ВУ 690669490.001-2020

Сделано в Беларуси

EAC



~ 230 В 50Гц 1560 Вт
I_{max} 8A



ООО «КИСЛОРОДНЫЕ СИСТЕМЫ»

223062, п. Привольный,

Минский р-н, ул. Мира, 53/4, оф.203а



Фото 16 Блок основной КС MSO2-20




Фото 17 Рама крепежная



Фото 18 Коннектор угловой




Фото 19 Шланг соединительный кислорода с винтовым соединением и быстроразъемным соединением



Фото 20 Шланг для подключения к угловому коннектору




Фото 21 Хомуты для крепления кислородных баллонов



Фото 22 Кислородные баллоны: 10 л, производства "ВАЙНМАНН Емердженси Медикал Текнолоджи ГмбХ + Ко. КГ", Германия, РУ № РЗН 2014/1815



Фото 23 Кислородный редуктор, модели OXYWAY Fix III, производства «ВАЙНМАНН Емердженси Медикал Текнолоджи ГмбХ + Ко. КГ», РУ № РЗН 2014/1815



Фото 24 Шланг соединительный кислорода с винтовым соединением NIST и штекером в соответствии с ДИН 13260-2



Фото 25 Шланг соединительный кислорода с соединением NIST-NIST



Фото 26 Шланг соединительный кислорода с винтовым соединением NIST-WALTHER



Фото 27 Шланг соединительный воздуха с винтовым соединением NIST и штекером в соответствии с ДИН 13260-2



Фото 28 Шланг соединительный воздуха с соединением NIST-NIST



Фото 29 Шланг соединительный воздуха с винтовым соединением NIST-WALTHER



Фото 30 Фильтр грубой очистки, на примере ФГО-2



Фото 31 Фильтр тонкой очистки




Фото 32 Расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, РУ № ФСР 2010/09645

33 (тридцать три) листа(ов)

Прошито и пронумеровано
Генеральный директор
ООО «ТЕКОМАКС-МСК»
П.А. Мирошников

