

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные
текстурированные нестерильные одноразовые»,
производства Blue Sail Medical Co., Ltd.,
(«Блю Сейл Медикал Ко., Лтд.», Китай)**



Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные
текстурированные нестерильные одноразовые, размер XS, цвет: фиолетовый

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.
Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C.
НЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС! ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО!
ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

Цвет: фиолетовый
Размер: XS
Количество: 100 шт./уп.

Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал», Лтд., Китай)
No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал», Лтд., Китай) No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «ТДЕ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт.23, пом. 1, ком.6
Тел.: +7 (495) 744 32 82
Email: info@mediok.ru

Соответствие ГОСТ 52239-2004
РУ № _____ от _____ г.



REF BS 020-N05
Cobalt Blue

LOT Z0107NPFED2021

03-2021

03-2026



Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые, размер XS, цвет: фиолетовый, в групповой упаковке



Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные

Н  ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU S, цвет: белый

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
 Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.
Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стянуть перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчаток на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C.
НЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС! ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО!
ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

Цвет: белый
 Размер: S
 Количество: 100 шт./уп.



Blue Sail Medical Co., Ltd. (б/во Сэйл Медикал, Лтд., Китай)
 No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
 Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. (б/во Сэйл Медикал, Лтд., Китай) No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель на территории РФ:
 ООО «ГДЕ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт.23, пом. I, ном.6
 Тел.: +7 (495) 744 32 82
 Email: info@mediol.ru

Соответствие ГОСТ 52239-2004
 РУ № _____ от _____ г.



REF BS 020-N02 White LOT Z0107NPFED2021
 03-2021 03-2026





**Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные
нестерильные одноразовые. размер М, цвет: черный**

🇷🇺 000 ЦИРМИ 📧 info@cirmi.ru 🌐 www.goszdravnadzor.ru

**ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ**

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатку сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить ладони свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C.
**НЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС! ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО!
ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!**

Цвет: черный
Размер: M
Количество: 100 шт./уп.

Blue Sail Medical Co., Ltd. (б/мо Сэйл Медикал, Лтд., Китай)
No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. (б/мо Сэйл Медикал, Лтд., Китай) No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «ДЭС», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт.23, пом. 1, ком.6
Тел.: +7 (495) 744 32 82
Email: info@medlok.ru

Соответствие ГОСТ 52239-2004
РУ № _____ от _____ г.




REF BS 020-N04 Black

LOT Z0107NPFED2021

03-2021

03-2026



Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые, размер M, цвет: черный, в групповой упаковке

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные
нестерильные одноразовые, размер L, цвет: сиреневый


ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.
Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C.
НЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС! ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО!
ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

Цвет: сиреневый
Размер: L
Количество: 100 шт./уп.

Blue Sail Medical Co., Ltd. (с/б/о Сэйл Медикал, Лтд., Китай)
No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. (с/б/о Сэйл Медикал, Лтд., Китай) No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «ЦРМИ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт.23, пом. 1, ком.6
Тел.: +7 (495) 744 32 82
Email: info@medok.ru

Соответствие ГОСТ 52239-2004
РУ № _____ от _____ г.



REF BS 020-N03
Blue purple

03-2021

LOT Z0107NPFED2021

03-2026



Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные
нестерильные одноразовые, размер L, цвет: сиреневый, в групповой упаковке



Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные

Р  ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU  XL, цвет: синий


ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.
Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения встать за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C.
НЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС! ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО!
ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

Цвет: синий
Размер: XL
Количество: 100 шт./уп.

Blue Sail Medical Co., Ltd. (Блю Сэйл Медикал, Лтд., Китай)
No.21, Qinglian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. (Блю Сэйл Медикал, Лтд., Китай) No.21, Qinglian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «ЦРМИ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт.23, пом. I, ком.6
Тел.: +7 (495) 744 32 82
Email: info@mediok.ru

Соответствие ГОСТ 52239-2004
РУ № _____ от _____ г.



REF BS 020-N01 Blue

LOT Z0107NPFED2021

03-2021

03-2026



Перчатки диагностические смотровые нитриловые неопудренные текстурированные

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ер XL, цвет: синий, в групповой упаковке

**ПЕРЧАТКИ МЕДИОК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ
ВИНИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ГЛАДКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
РАЗМЕР L, 100 ШТ./УП.**

Партия:

Артикул:


Дата изготовления: 09.2021

Количество упаковок: 10 шт.

Цвет: голубой

Вес брутто 8,0 кг

Срок годности: 5 лет



РУ № _____



Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал Ко., Лтд.», Китай), No.21,
Qinglian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «ТДЕ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 23, пом. I, ком. 6

Тел.: +7 (495) 744 32 82

Email: info@medich.ru

Транспортная упаковка медицинского изделия

