

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Севкав рентген-Д»

Б.З. Хуштов

«24» сентября 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Флюорограф цифровой «АРС-Флюоро»
по ТУ 26.60.11-012-86112671-2021,
с принадлежностями**

Флюорограф цифровой «АС-Флюоро» по ТУ 26.60.11-012-86112671-2021, с принадлежностями.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ:

1.1 Стойка-штатив:


- Стойка-штатив универсальная БРС в исполнении БРС-А:




- Стойка-штатив универсальная БРС в исполнении БРС-Д:



1.2 Днафрагма (коллиматор):
- Днафрагма (коллиматор) Optica, модель: Optica 10:





- Диффрагма (коллиматор) Optica, модель: Optica 20:






VAREX IMAGING
710383
CE 1639
FCC R Only
Medical Device

Model: OPTICA20-00-007-001-DEM
WOE015784/1-1
2020-04
Made in: the Netherlands
Min. inherent filtration
At equiv.: 2.0mm Al/75kV
X-ray rating up to: 180kVp
IP20

1211200400
1211200400
1211200400

This product complies with the requirements of 21 CFR 1020.32 and 1020.33 for X-ray equipment. The manufacturer warrants that the product is free of defects in materials and workmanship for a period of 12 months from the date of manufacture.

- Диффрагма (коллиматор) Optica, модель: Opti 30:



Model: Optica 30-CF002
 MEFP 50129-20-OEM
 SN WOEO15613/1-1
 2020-03

Min. Inherent Filtration
 At equiv. 1.5mm Al
 X-ray rating up to: 150kVp
 IP20

101087187550012001113000213WCH015013/1-1

Medical Device

CE 710303

FC R Only

Claymount
 1001 Mt. Pleasant
 Michigan 48157
 www.kipmex.com

VAREX

1001 Mt. Pleasant
 Michigan 48157
 www.kipmex.com





- Дифракта (коллиматор) Optica, модель: Optica 40


04

 **Claymount**

 Anholtseweg 44
7091 HB Dinxperlo
Netherlands
Manufacturer www.claymount.com



CE 0120




Model: Optica 40-CF002

REF

50126-00-RUS
Catalogue number

SN

WO232908/E-8
Serial number



2014-06
Date of manufacture

IP40  24V 80VA

Min. inherent filtration
Al equiv.: 2.0mm Al/75kV
X-ray rating up to: 150kVp


Диафрагма (коллиматор) Ralco R, модели: R 302, R 200, R 225:



1.3 Отсеивающая решетка:
- Отсеивающая решетка JPI, модели: Grid 1000:



14
- Отсеивающая решетка Soyee, модели: Soyee:



1.4 Ионизационная камера:

- Ионизационная камера VacuDAP, модели: VacuDAP:




VacuDAP - OEM

Country of Origin Germany
Made in Germany

 2019-12

SN 19 05818

REF 156 00 15

 0.2 Al
(40 - 150) kV
IEC 60580

  0197



VACUTEC Meßtechnik GmbH




Dornblüthstraße 14a
DE-01277 Dresden
www.vacutec-gmbh.de

 10V - 30V / max. 2W
Firmware: 1.602

19
- Ионизирующая камера SSMC, модели: SolidState 508:





1.5 Устройство рентгеновское питающее высокочастотное:


- Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR, с принадлежностями:



- Устройство рентгеновское питающее высокочастотное VZW, модели: VZW2556, VZW2558F:



21
- Устройство рентгеновское проникающее, модели: INDICOIQ, CMP 200, CMP 200DR с принадлежностями:



SYSTEM PART NO.:	
VZW2556RB2-Y4	
SYSTEM SN.:	
CPD29628M17	
SYSTEM ACCESSORY LISTING (per factory configuration)	
CONSOLE SN.:	
20112183L17	
HV MODULE SN.:	
G0427109M17	
ADR SYSTEM SN.:	

SYSTEM CONTAINS	
FIRMWARE	
PART NO.:	
90134900	
REVISION:	
A1	
COMPATIBLE WITH	
SYSTEM MODEL :	
VZW2556RB2-Y4	

R6165	
	
MANUFACTURED BY	
Communications & Power Industries Canada Inc.	
48 River Drive, Georgetown, Ontario, Canada, L7G 2J4	
MADE IN CANADA	
MODEL NO.:	VZW2556RB2-Y4
SERIES:	CMP 2000R 50 kW
PART NO.:	90539513
SERIAL NO.:	CPD29628M17
MFQ DATE:	December 2017
VOLTS AC:	400/480
MOMENTARY NOMINAL	
AMPS AC:	100/80 5
FREQ:	50/60 Hz PHASE: 3
COMPLIES WITH IEC 60601-3-64, 2009 & CDRH RADIATION PERFORMANCE STANDARD 21 CFR, SUBCHAPTER J	




ACCEPTED	
FINAL MECHANICAL INSPECTION	
CPI 159 CC	DATE: DEC 08 2017
FINAL PERFORMANCE TEST	
CPI 9 CA	DATE: DEC 07 2017
PRODUCT RELEASE	
CPI 159 CC	DATE: DEC 09 2017
PRODUCT CODE: VZW2556RB2-Y4	
SERIAL NUMBER: CPD29628M17	



44
- Устройства рентгеновские питающие по ТУ 9442-002-75249059-2007 в следующих исполнениях:
РПУ ВЧ/1, РПУ ВЧ/2 и РПУ ВЧ/3:



25
- Устройство рентгеновское питающее высокочастотное Editor HFe:





Josef-Baumann-Straße 23
D-44805 Bochum

CE 0197

Röntgengenerator
X-Ray Generator
Générateur Radiologique
Generador Radiológico



Achtung ! Lebensgefahr !
Attention ! Danger to life !
Attention ! Danger de mort !
Atención ! Peligro de muerte !



Öffnen des Schrankes nur durch qualifiziertes Servicepersonal
The cabinet may only be opened by qualified service personnel
Overture de l'armoire autorisée uniquement par le personnel de service qualifié
La apertura del armario solo podrá efectuarse por personal técnico cualificado

EDITOR HFe 601
distributed by



150 kV
400V

800 mA , 65 KW

Standby: 1.55A; max. current: 144 A
3N~ 50Hz / 60Hz

manufactured: 4 / 2018

SN 35424

REF 021605106-LSS

HOUSING 06000502


Complies with requirements applicable for HV-generators and X-ray controls given by
CDRH Radiation Performance standards 21CFR1020.30. (21 CFR Subchapter J) as of date
of manufacture.



Intertek
4008454

ETL CLASSIFIED
Conforms to Std.
ANSI/AAMI S360001-1,
EN/IEC 60601-1
EN/IEC 60601-2-54
Certified to CAN/CSA Std.
C22.2 No. 60601-1,
C22.2 No. 60601-2-54

07
- Устройство рентгеновское питающее передвижное среднечастотное микропроцессорное с автоматической индикацией дозы и системой самодиагностики УРСПас-"РЕНЕКС" по ТУ 9442-014-01416381-01:



22
- Устройство рентгеновское питающее среднечастотное микропроцессорное с автоматической индикацией дозы на пациента и системой самодиагностики для работы с двумя высоковольтными генераторами напряжения "Ренекс-Автогн" по ТУ 9442-019-54839165-2002:



152
- Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПв-"РЕНЕКС" по ТУ 9442-027-54839165-2005:



- Устройство рентгеновское питающее высокочастотное ZR75PN:




1.6 Излучатель рентгеновский диагностический (рентгеновская трубка/кожух):

- Излучатель рентгеновский диагностический RTM, модели: RTM 78 HS, RTM 782 HS, RTM 90 HS, RTM 92 HS, RTM 101 HS, RTM 102 HS:




- Излучатель рентгеновский диагностический RTC, модели: RTC 600 HS, RTC 700 HS:



- Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой, варианты исполнения: E7864X, E7884X, E7869X, E7892X, E7895X, E7876X:



57
- Излучатель рентгеновский диагностический RAD, модели: RAD-12, RAD-13, RAD-14, RAD-44, RAD-56, RAD-60, RAD-68, RAD-92:



- Излучатель рентгеновский диагностический серии Е, модели: E7202X, E7252X, E7876X:



1.7 Цифровой приемник изображения, принадлежностями (с программным обеспечением и/или аппаратной частью):

- Аппарат цифровой радиологии АэроДР, варианты исполнения: Р-31, Р-51, Р-52, с принадлежностями:



37
- Аппарат цифровой радиологии SKR3000, варианты исполнения: P-61, P-71, P-81:




50

-Приёмник рентгенографический цифровой VIVIX, с принадлежностями, модели: FXRD-1717SA, FXRD-1717SB, FXRD-1417SA, FXRD-1417SB, FXRD-1417WA, FXRD-1417WB:




57


- Плоскопанельный цифровой детектор с принадлежностями PaxScan, модели: PaxScan4343R, PaxScan4343RC, PaxScan4343W, PaxScan4336R, PaxScan4336Wv4, PaxScan4343CB, PaxScan4343DXV:




40
- Плоскопанельный цифровой детектор с принадлежностями FDXA, модели: FDXA3543RP.
FDXA4343R, FDXA4343R-HD, FDXA3543RPW:




41
- Детектор рентгеновский плоскочелюстной серии FDX с принадлежностями модели DX3543RP, FDX3543RPW, FDX4343R:



- Аппарат цифровой радиологии AeroDR SYSTEM с принадлежностями, варианты исполнения: AeroDR P-11, AeroDR P-12, AeroDR P-21:




15
- Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модели: 17WCC, 1417WGC, 1717SCC, 1717SGC:



1.8 Система получения и обработки рентгеновских медицинских изображений:

- Система цифровой радиологии медицинская диагностическая на основе беспроводного детектора рентгеновского излучения DRX:




- Система получения и обработки рентгеновских медицинских изображений DSSD:



96

- Комплекс аппаратно-программный для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений
«ДИАРМ-МТ» по ТУ 9442-029-47245915-2008:



47
- Система цифровой визуализации рентгенографических изображений DX-D на основе плоскослойных детекторов (DR) с принадлежностями:




48
- Система цифровой визуализации рентгенографических изображений на основе плоскопанельных детекторов (DR) с принадлежностями:



1.9 Дозиметр рентгеновского излучения клинический:


- Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012, модели: ДРК-1, ДРК-1М, ДРК-1М-КТ:



Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 с принадлежностями. Исполнение 02

30

- Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System:



1.10 Камера лазерная мультиформатная медицинская:

- Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA 2 с принадлежностями:



- Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 873 (Laser Imager DRYPRO Model 873) с принадлежностями:



93
- Камера лазерная мультимедийная DRYPRO, модель 832 (Laser Imager DRYPRO, Model 832) с принадлежностями:



- Камера лазерная мультиматная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями:



55
- Камера мультимедийная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями:



- Камера мультимедийная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями:




57
- Камера мультимедийная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями:



28

- Устройство печати цифровых диагностических медицинских изображений "Horizon", исполнения Ci, Ci-s, Ci-RAD, G, GS, GS-s, GS-RAD, G1, G2, XL, SF:



37

- Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений, с принадлежностями:



60
- Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5950 Laser Imaging System с принадлежностями:



61
- Камера медицинская лазерная мультимедийная DryPix Prima (FM-DL 100) с принадлежностями:




62
- Камера медицинская термографическая мультиформатная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями:




63
1.11 Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований (АРМ врача).


- Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007:



- Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: АРМ врача-диагноста "Гамма Мультивокс Д1" и "Гамма Мультивокс Д2"; АРМ для просмотра изображений "Гамма Мультивокс П"; АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта "Гамма Мультивокс Р" и сервер базы данных "Гамма Мультивокс С" по ТУ 9452-005-42879986-2006:



62
- Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по ТУ 9442-233-38226244-2015 с принадлежностью:



66
- Комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 с принадлежностями:



Вариант исполнения
ЛИНС Махаон DICOM Архив:
Максимальный



68

- Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований (АРМ врача) DSSD:



67
- Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012:



70
- Программный комплекс автоматизированной обработки и архивирования медицинских изображений и данных под торговой маркой Millennium® по
ТУ 9442-005-68428554-2012:





Комплекс препаратов
автоматизированной обработки и
архивирования медицинских изображений
«Millennium»

Папирет - Рентген

Millennium

Все права защищены © 2015 ООО «Папирет-Рентген»

1.12 Монитор высокого разрешения:
- Монитор высокого разрешения WIDE:



33
- Монитор высокого разрешения BEACON:



- LCD-монитор медицинский с принадлежностями:



45
- Монитор для медицинской визуализации под торговой маркой Millennium с принадлежностями:





M 2010-04-27

SHENZHEN BEACON DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD

Manufactured in China

CAUTION: High voltage in the monitor, only a qualified user open it

U228PA154R0004

Model: 0228P

Input: 12V ~ 0.67A

CE

MILLENNium

DC-IN

USB

USB

1.13 Рентгенопрозрачный стол-каталка:
- Стол-каталка СК в исполнениях СК и СК-Е:



1.14 Рентгенозащитная ширма.

- Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001:
- Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002:
- Ширмы рентгенозащитные передвижные ШР "Щит" по ТУ 9452-002-63179980-2012:



54


1.15 Крепление детское универсальное:
- Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010:



- Устройство для укладки детей УУД:





- Люлька детская двойного поворота передвижная для полипозиционных исследований ЛДП-1 по ТУ 9442-027-11396834-2006:



1.16 Негатоскоп.

- Негатоскоп "ИКСВЬЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011:






34
- Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011:



Принадлежности:

1. Пленка для камеры мультиматной (упаковка):



AGFA



DRYSTAR

DT 10 B

ПЛЕНКА ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
РУ № РОИ 2015/2950
от 30 ноября 2016 г.



EAC

2020-07-10

100 листов

35x43 14x17in.



50-5%




Agfa NV
Sapientiaal 27
2640 Mortsel
Made in Belgium
Произведено в Бельгии
Агфа Н.В.

Условия хранения 4°C - 28°C

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

2. Комплект средств защиты от рентгеновского излучения:





3. Рентгенозащитное стекло/окно:



4. Табло «НЕ ВХОДИТЬ»:




5. Переговорное устройство двухстороннее (лаборант-пациент):



Система видеонаблюдения для процедур



7. Климатическая установка:



8. Блоки дверные:



9. Источник бесперебойного питания (однофазный, трехфазный):



10. Системный блок (персональный компьютер):




11. Ноутбук:




12. Моноблок:



13. Сервер-архивы:



14. Клавиатура:



102

15. Мышь компьютерная:





17. Стабилизатор напряжения (однофазный, трехфазный):



18. Принтеры лазерные:



19. Сетевой коммутатор:



20. Маршрутизаторы:





22. Щит электрический распределительный



23. Монтажный комплект кабелей:



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

всего 110 листа (ов)

от «24» сентября 20 21 г.

Генеральный директор
ООО «Севкавментген-Д»

Б.З. Хуштов

