

ООО «Медтроник»
Башня на Набережной
ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д10, стр. С
123317, Москва, Россия

tel (+7 495) 580 73 77
fax (+7 495) 580 73 78
www.medtronic.ru

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО «Медтроник»



Е. В. Плясунова
_____ 2016 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Устройство для нейроваскулярного ремоделирования Solitaire AB с
принадлежностями


Solitaire™ AB



A	B
4 mm	30 mm
C	3.0 mm-4.0 mm Recommended Vessel Size
40 mm	
.021" (0.5 mm) Minimum Catheter Inner Diameter	

[illegible]

REF SAB-4-30 LOT A301727
2018-06-14 CONTENTS 1 X 



ev3 SOLITAIRE™ AB REF SAB-4-30 LOT A301727

ev3 SOLITAIRE™ AB REF SAB-4-30 LOT A301727

ev3 SOLITAIRE™ AB REF SAB-4-30 LOT A301727

 Micro Therapeutics, Inc.
c/o dba ex3 Neurovascular
5775 Toledo Way
Irvine, CA 92618 U.S.A.
Phone: +1-949-837-3700
Fax: +1-800-637-9775


 Medtronic B.V.
Euri Bakkenstraat 10
6422 P.J. Heerlen
The Netherlands

Solitaire AB


REF
SAB-4-30

Diameter	Usable Length	Push Wire Length	LOT A301727
4 mm	30 mm	180 cm	2018-06-14


 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Устройство для нейроваскулярного ремоделирования Solitaire AB (в защитной спирали)




прибор для нейроваскулярного ремоделирования Solitaire AB в нераскрытом виде



Устройство для нейроваскулярного ремоделирования Solitaire AB в раскрытом виде



Система отсоединения Solitaire



Кабели для отсоединения Solitaire

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
7 листа (ов)

